


ANCA FARKAS

BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE

Ghid pentru lucrări practice



PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

ANCA FARKAS

BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE

GHID PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

2025

Referenți științifici:

**Prof. univ. dr. Anca Butiuc – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea
de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologii**
**Conf. univ. dr. Marioara Nicoleta Carabă – Universitatea de Medicină și Farmacie
V. Babeș Timișoara, Facultatea de Medicină**
**Șef de lucrări dr. Carmen Elena Pop – Universitatea de Medicină și Farmacie
Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie**

ISBN 978-606-37-2335-3

© 2025 Autoarea volumului. Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parțială a textului, prin orice mijloace, fără acordul autoarei, este interzisă și se pedepsește conform legii.

Universitatea Babeș-Bolyai
Presa Universitară Clujeană
Director: Codruța Săcelean
Str. Hasdeu nr. 51
400371 Cluj-Napoca, România
Tel./Fax: (+40)-264-597.401
E-mail: editura@ubbcluj.ro
<http://www.editura.ubbcluj.ro/>

PREFAȚĂ

Biotehnologiile farmaceutice au ca scop producerea de medicamente, utilizând procese de biosinteză și bioconversie și/sau tehnologii de inginerie moleculară. În domeniul biofarmaceutic sunt aplicate cele mai remarcabile descoperiri și invenții, la interfața dezvoltării medicamentelor cu biotehnologia translațională, biomedicina și investigațiile farmacologice. Acest sector interdisciplinar reunește microbiologia cu sistemele biologiei sintetice, imunologia, biotehnologia analitică, medicina regenerativă, livrarea la țintă a medicamentelor, farmacocinetica și farmacodinamica, etica biotehnologică și medicală, biotehnologia ambientală, bioinformatica și imunoinformatica.

O varietate de molecule bioactive disponibile în prezent pentru terapie sunt rezultatul biotehnologiilor farmaceutice: de la molecule mici precum antibioticele și alți agenți antimicrobieni, vitaminele, statinele, la diverse proteine imunogene utilizate în formularea vaccinurilor, dar și proteine terapeutice cum sunt anticorpilor monoclonali, interferonii, interleukinele, factorii de creștere, factorii de coagulare, agenții trombolitici, hormonii, enzimele și așa mai departe. La ora actuală, aproximativ unul din patru noi medicamente lansate pe piață este un produs biofarmaceutic. În mod convențional, descoperirea unui nou medicament durează între 12 și 17 ani, doar unul din 5.000 până la 10.000 de compuși activi potențiali ce intră în cercetare ajungând să fie aprobat pentru comercializare. Cercetarea în scopul identificării de molecule bioactive, împreună cu dezvoltarea noilor biofarmaceutice până la autorizare, sunt procese extrem de complexe, dinamice, reglementate la nivel național și internațional.

Prezentul ghid pentru lucrări practice este structurat în conformitate cu programa disciplinei Biotehnologii farmaceutice, predată studenților de la Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, și corespunde cu tematica abordată la universitățile de profil, de la nivel național și internațional. Acest manual este destinat nu doar studenților biotehnologi, biologi și biochimisti, ci și studenților masteranzi și doctoranzi, precum și cercetătorilor implicați în domeniul farmaceutic și medical.

Disciplina Biotehnologii farmaceutice are ca obiectiv general cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor și fundamentelor specifice obținerii medicamentelor prin biosinteză, biotransformări și tehnici de manipulare genetică și proteică. În cadrul lucrărilor de laborator, accentul este pus pe dobândirea abilităților practice, prin utilizarea diferențiată a elementelor, tehnicilor și instrumentelor proprii biotehnologiilor, aplicate în cercetarea și producția farmaceutică. Sunt aprofundate prin protocoale experimentale cunoștințele în legătură cu formularea, fabricarea, respectiv analiza și controlul materiei prime și a diferitelor forme farmaceutice. Dezvoltarea competențelor de prelucrare și interpretare biostatistică și bioinformatică este facilitată de folosirea unor programe de calcul și platforme in silico. Mai mult, demonstrarea capacității de analiză și sinteză este realizată prin oferirea de soluții pentru unele întrebări și probleme ridicate la finalul fiecărei lucrări practice, precum și prin proiectarea și întocmirea unui protocol de validare original, adaptat pentru o metodă analitică, un proces tehnologic sau un echipament ales de către student.

Ghidul pentru lucrări practice de biotehnologii farmaceutice cuprinde un set de metode caracteristice, ce acoperă diferite etape din viața unui medicament, de la fazele descoperirii timpurii

(identificarea țintei terapeutice, screeningul cu randament ridicat, validarea metodelor de testare, identificarea compușilor candidat), avansând către cercetarea preclinică (screeningul in silico al imunogenității, modelarea profilului ADMET și optimizarea moleculelor farmaceutice) și clinică (siguranța și eficacitatea medicamentelor). Lucrările de laborator includ activități practice ce vizează procesarea în amonte (biosinteza compușilor cu valoare terapeutică) și în aval (separarea și purificarea moleculei de interes, formularea medicamentelor), familiarizând totodată studenții cu conceptul de validare farmaceutică, cu reglementările legale și etice ce guvernează industria farmaceutică, precum și cu regulile de bună practică în producția medicamentelor, în laborator și în cercetarea clinică. Toate aceste cunoștințe, abilități și competențe sunt esențiale în formarea viitorilor cercetători și specialiști ai industriei farmaceutice, capabili să contribuie la descoperirea și dezvoltarea unor noi medicamente sigure și eficiente.

REGULI DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN LABORATOR

Lucrările practice din prezentul ghid includ diverse metode de lucru și necesită dotări specifice laboratoarelor de analize fizico-chimice, microbiologice și de biologie moleculară. Executarea cu succes a lucrărilor experimentale de biotehnologii farmaceutice, precum și prevenirea accidentelor necesită, în mod obligatoriu, cunoașterea specificului laboratorului, amenajările, dotările și regulile generale de protecția muncii precum și regulile de **protecție a personalului, a probelor sau produselor și a mediului înconjurător**. Aparatura și instrumentele se manipulează conform instrucțiunilor cadrului didactic și numai la indicația acestuia.

Reguli generale în laborator

- Este strict interzis accesul persoanelor străine în laborator.
- Este interzisă intrarea studenților în laborator în lipsa permisiunii cadrului didactic.
- Este obligatorie purtarea echipamentului de protecție solicitat de cadrul didactic, în funcție de specificul lucrărilor practice desfășurate (halat cu mâneci lungi, mănuși, mască, ochelari de protecție).
- Nu se va intra în laborator dacă pe ușă există avertizare că lămpile UV pentru sterilizarea aerului și a suprafețelor sunt în funcțiune!
- Înainte și după terminarea activităților experimentale, mâinile se spală cu apă caldă și săpun și se dezinfectează cu soluțiile dezinfectante special destinate, disponibile în laborator.
- Aparatura și obiectele din dotare se manipulează conform instrucțiunilor.
- Reactivii, mediile de cultură deshidratate și soluțiile din laborator se manipulează cu atenție pentru a se evita contactul acestora cu pielea ori cu hainele, sau inhalarea vaporilor ori a pudrelor.
- Echipamentele și obiectele fierbinți se manipulează cu atenție.
- Orice incident sau posibil accident se semnalează de urgență cadrului didactic pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor!
- Dispensarea materialelor se va realiza după următoarele reguli:
 - Consumabilele reutilizabile din laboratorul de microbiologie se decontaminează, se spală și se sterilizează (cutii Petri din sticlă, eprubete, flacoane din sticlă sau plastic reutilizabil, vârfuri de pipetă etc);
 - Deșeurile microbiologice (culturi microbiene și obiecte contaminate) se decontaminează prin autoclavare;
 - Deșeurile rezultate din analiza moleculară (geluri de agaroză și obiecte contaminate cu bromură de etidiu) se colectează separat în vederea incinerării.
- Înainte de părăsirea laboratorului se verifică să nu existe aparate în funcțiune sau robinete de apă și gaz deschise sau becurile aprinse! Atenție la camera termostată!
- Fiecare student are obligația de a-și supraveghea spațiul de lucru, păstrând ordinea și curățenia:
 - Fiecare student va alege și va păstra același loc de lucru;
 - Orice alterare a diferitelor aparate, dotări sau obiecte adiacente spațiului de lucru va fi semnalată cadrului didactic.

Protecția împotriva riscurilor legate de prezența agenților fizici

• Se va evita expunerea directă și/sau neprotejată la temperaturi ridicate emise de echipamentele și obiectele din laborator, pentru evitarea riscului de arsuri:

- Aparatura utilizată pentru sterilizare și decontaminare (etuve, autoclave, băi de apă) și echipamentele, flacoanele, soluțiile sterilizate sunt fierbinți imediat după terminarea programelor de funcționare, iar la deschiderea autoclavului se degajă aburi. Se evită expunerea directă în timpul deschiderii și se utilizează mănuși speciale pentru cuptor;
- Becurile de gaz se utilizează corespunzător, evitându-se expunerea la flacăra deschisă, atingerea ansei, gurii eprubetelor, flacoanelor sau a altor instrumente flambate care pot fi fierbinți;
- Flacoanele cu medii de cultură, soluții sau extracte încălzite cu ajutorul agitatorului magnetic cu încălzire, a băii de apă sau a cuptorului cu microunde sunt fierbinți. Mai mult, examinarea prin agitare a conținutului duce la supraîncălzirea conținutului, amplificând riscul de arsuri prin refluare sau inhalarea aburilor. Se manipulează utilizând protecții din silicon și se agită cu atenție;
- Este interzisă aplecarea capului deasupra vaselor aflate în fierbere;
- Flacoanele cu soluții fierbinți se țin înclinate într-o parte, nici spre sine, nici spre vecin, pentru a se evita stropirea în caz de supraîncălzire;
- Este interzisă păstrarea substanțelor inflamabile și a celor volatile în apropierea aparatelor care produc radiații termice;
- Becurile de gaz nu se lasă aprinse fără supraveghere.

• Se va evita expunerea la radiații ultraviolete emise de aparatura din laborator: lămpi dezinfectante mobile, lămpi de fluorescență, hote microbiologice, transiluminatoare etc. Măsuri specifice:

- Nu se intră în laborator dacă sunt afișate semnale de avertizare că lămpile UV pentru sterilizarea aerului și a suprafețelor sunt în funcțiune!
- Nu se pornește lampa UV în hota clasa 100 fără închiderea hotei cu husa de protecție!
- În cazul utilizării lămpilor de fluorescență sau a transiluminatorului, este obligatorie purtarea echipamentului de protecție (halat cu mâneci lungi, mănuși, ochelari de protecție UV).

Protecția împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

• Se va consulta în prealabil fișa tehnică de securitate pentru reactivii utilizați în laborator.
• Se va evita riscul de arsuri cu substanțe chimice prin purtarea echipamentului de protecție și manipularea responsabilă a reactivilor și soluțiilor din laborator. Măsuri specifice:

- Reactivii, mediile de cultură deshidratate și soluțiile din laborator se manipulează cu atenție pentru a se evita contactul acestora cu pielea ori cu hainele, sau inhalarea vaporilor ori a pudrelor;
- Utilizarea solvenților organici în extracțiile lichid-lichid și purificarea compușilor de interes se va realiza cu echipament de protecție (mănuși și mască), sub nișă cu ventilație, fără a inhala vaporii rezultați;
- Acizii concentrați se manipulează cu mare atenție, sub nișă;

- Prepararea soluțiilor ce implică reacții exoterme se realizează utilizând flacoane termorezistente;
- Prepararea soluțiilor diluate de acid sulfuric se realizează întotdeauna prin introducerea acidului sulfuric concentrat în apă, în fir subțire, cu agitare continuă.
- În cazul utilizării bromurii de etidiu:
 - Se va evita atât contactul direct cu soluția de bromură de etidiu, cu gelul de electroforeză, cu soluția tampon, cu vârfurile de pipetă etc;
 - Se va evita contaminarea laboratorului și a echipamentelor (mese, corpul pipetelor, pixuri, tastatură, robinet etc.).

Protecția împotriva riscurilor legate de prezența agenților biologici

Pentru a preveni contaminarea persoanelor și răspândirea germenilor potențial infecțioși, precum și pentru a evita infectarea probelor aflate în lucru, trebuie respectate anumite reguli de ordine interioară:

- Este obligatoriu de păstrat circuitul în laborator;
- Nu este permisă fuga sau mersul rapid prin laborator;
- Intrarea în laborator și participarea la lucrările practice se va face numai după audierea și însușirea regulilor de protecție a muncii (dovedită prin semnătură pe un proces verbal);
- Intrarea în laborator necesită purtarea echipamentului de protecție (obligatoriu halat cu mâneci lungi și suplimentar, după caz, mănuși, mască, bonetă, ochelari de protecție). Se recomandă ca echipamentul de protecție să fie păstrat separat de hainele utilizate în exterior;
- Măinile se spală cu apă caldă și săpun și se dezinfectează cu soluțiile dezinfectante special destinate, disponibile în laborator.
- Toate produsele biologice vor fi considerate ca potențial infectante;
- Consumarea de alimente și băuturi, ducerea mâinilor la față în timpul lucrului, fumatul în laborator sunt strict interzise;
- Este interzisă introducerea în gură a oricărui obiect din laborator, inclusiv a pipetelor din sticlă sau plastic, chiar și sterile;
- Este interzisă împrăștierea prin laborator a obiectelor de uz personal: hainele, gențile etc. vor fi depozitate pe cuier;
- Este permisă aducerea în laborator a materialelor de scris și a telefoanelor mobile, având grijă să se prevină contaminarea încrucișată;
- Activitățile derulate în laboratorul de microbiologie și biotehnologii implică posibil contact cu material infecțios! Pentru a preveni accidente de lucru, este necesară urmarea strictă a protocoalelor de lucru și a regulilor de dezinfecție și antisepsie:
 - Însămânțările se fac la flacără, flambându-se gâtul recipientelor la deschidere și la închidere;
 - Ansa se sterilizează înainte și după folosire prin încălzire la roșu, iar portansa se flambează;
 - Pipetele, vârfurile de pipete, lamele și lamelele contaminate nu se decontaminează la flacără, ci se scufundă după folosire în recipiente cu soluție dezinfectantă existentă în laborator;
 - Pipetarea cu gura este interzisă! Se vor folosi pipete automate sau dispozitive de pipetare adecvate;

- Cutiile Petri, eprubetele, flacoanele și microplăcile cu culturi sau alte recipiente, precum și materialele contaminate se depozitează după lucru în camera de decontaminare, pe masa de infecte, pentru decontaminarea ulterioară;

- Manipularea aparatelor se va face respectând instrucțiunile de folosire specifice;

- Atenție la manipularea substanțelor caustice și inflamabile, precum și a flăcării de gaz!

- În cazul răspândirii accidentale a materialului infecțios, va fi anunțat cadrul didactic care conduce lucrările și care va indica măsurile de dezinfectie;

- Orice incident se semnalează de urgență cadrului didactic!

• După terminarea activităților, mâinile se spală cu apă caldă și săpun și se dezinfectează cu soluțiile dezinfectante special destinate, disponibile în laborator.

Principalele măsuri de prim ajutor în laborator

În cazul oricărui tip de accident, prima măsură o constituie încetarea expunerii, urmată de acțiuni specifice, după caz:

- Intoxicațiile minore prin inhalare se combat prin inhalare de aer curat (în curte) și repaus, sub supraveghere;
- Arsurile termice minore se tratează cu soluție sau spray protector din trusa de prim ajutor;
- Arsurile minore cu substanțe chimice se tratează prin spălarea cu multă apă și aplicarea soluțiilor neutralizante specifice (soluție de bicarbonat de sodiu 2% pentru arsurile cu acizi și respectiv soluție de acid acetic 2% pentru arsurile cu baze);
- Expunerea la agenți biologici se tratează prin aplicarea unui dezinfectant concentrat, se absoarbe cu ajutorul unui prosop de hârtie (care se va decontamina corespunzător), se spală cu apă caldă și săpun și se reaplică dezinfectantul;

Procedura recomandată în cazul împrăstierii materialului infecțios implică izolarea zonei afectate, evacuarea persoanelor din perimetrul respectiv, evitarea aerosolizării și aplicarea măsurilor de decontaminare cu utilizarea echipamentului individual de protecție. Măsuri specifice:

- Se colectează deșeurile solide, se absorb cu prosoape de hârtie deșeurile lichide;
- Se aplică un dezinfectant concentrat dinspre margini spre centrul zonei contaminate, se lasă să acționeze 10-15 minute, apoi se spală și se sterilizează zona cu ajutorul lămpilor UV;
- Materialele contaminate se elimină pe circuitul deșeurilor infecțioase.

Reglementarea industriei farmaceutice și autorizarea medicamentelor.

Informarea cu privire la medicamente. Monografiile plantelor medicinale

Conținut și competențe:

- Procedura autorizării medicamentelor și dispozitivelor medicale
- Informațiile publice cu privire la rezultatele studiilor clinice
- Documentele destinate informării personalului medical și pacienților
- Prospectul medicamentului și raportarea reacțiilor adverse
- Suplimentele alimentare. Produsele pe bază de plante medicinale

Principiul lucrării

Disponibilitatea comercială a medicamentelor este reglementată legal. Rezumatul informațiilor din studii clinice este accesibil publicului larg. Documentarea din surse corecte și actualizate este esențială atât pentru personalul medical cât și pentru pacient. Prospectul medicamentului furnizează informații utile și actualizate în permanență. Farmacovigilența: semnificația și importanța raportării efectelor adverse.

Agenția Europeană pentru Medicamente și autorizarea medicamentelor

Agenția Europeană pentru Medicamente (*European Medicines Agency*, EMA) este o agenție descentralizată a Uniunii Europene (UE), responsabilă pentru evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor. În cadrul agenției, o serie de comitete dedicate adoptă avize sau recomandări și publică rezultate cu privire la medicamente și dispozitive medicale: Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman, Comitetul de evaluare a riscurilor de farmacovigilență, Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar, Comitetul pentru produse medicamentoase orfane, Comitetul pentru produse medicinale din plante, Comitetul pentru terapii avansate și respectiv Comitetul pediatric. O sursă validă de informare pentru pacienți o reprezintă *European Patients' Academy on Therapeutic Innovation* (EUPATI). EUPATI este o fundație independentă non-profit care oferă educație și instruire pentru a crește capacitatea pacienților și a reprezentanților pacienților de a înțelege și de a contribui semnificativ la cercetarea și dezvoltarea medicamentelor și pentru a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor medicale (www.eupati.eu).

Medicamentele din UE sunt autorizate printr-una din cele două proceduri de autorizare: centralizată sau națională. Numai medicamentele cărora le-a fost acordată autorizația de punere pe piață pot fi comercializate în Spațiul Economic European (SEE). EMA și respectiv Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din România nu doar autorizează medicamente, ci au de asemenea rolul de a furniza informații transparente și utile despre medicamentele dezvoltate de către companiile farmaceutice. La încheierea fiecărui studiu clinic este realizat un raport detaliat al studiului, care adoptă formatul stabilit de către autoritățile de reglementare. Fiecare raport are, în general, câteva sute de pagini, iar accesul este, în general, limitat la sponsor și autoritățile de reglementare care evaluează cererea de autorizare a punerii pe piață. Rezumatul informațiilor incluse în raportul studiului clinic intră în domeniul public pe mai multe căi.

Registrele de studii clinice. În UE, derularea studiilor clinice se realizează conform Directivei UE 20/2001 și a amendamentelor sale. Baza de date *European Union Clinical Trials Register* (EudraCT, www.clinicaltrialsregister.eu) colectează informații privind toate studiile clinice efectuate în statele membre. Începând din iulie 2014, această platformă online pune la dispoziția publicului, de asemenea, rezultatele rezumative ale studiilor clinice. Pentru studiile efectuate în UE după data de 1 ianuarie 2015, toate aceste rezultate trebuie publicate, indiferent de implicațiile lor pozitive sau negative. Începând cu data de 31 ianuarie 2025, sponsorii studiilor clinice în derulare vor transfera informațiile într-un nou sistem european centralizat, *Clinical Trials Information System* (CTIS). Organizația Mondială a Sănătății stabilește standarde internaționale privind înregistrarea și raportarea tuturor studiilor clinice și centralizează informațiile prin intermediul platformei *International Clinical Trials Registry Platform* (<https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform>). În Statele Unite ale Americii (SUA), registrul ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov) are o funcție similară.

Rapoartele publice europene de evaluare. Atunci când autorizarea unui nou medicament este solicitată prin procedura centralizată, un raport public de evaluare este redactat de către EMA. Acest raport este publicat pe site-ul web EMA după adoptarea unei decizii de aprobare sau respingere a cererii de autorizare, oferind informații publice privind medicamentul, inclusiv despre modul în care acesta a fost evaluat, împreună cu un rezumat accesibil publicului larg. Informațiile confidențiale despre fabricarea produsului nu sunt incluse. Rapoartele sunt actualizate periodic pentru a reflecta cele mai recente informații privind reglementările aplicabile medicamentelor.

Rezumatul caracteristicilor produsului reprezintă un document esențial în procesul de autorizare a unui medicament nou. Acest document este destinat personalului medical și sumarizează informațiile relevante, necesare pentru ca acesta să poată informa pacienții despre:

- beneficiile și riscurile medicamentului ales;
- îndrumări detaliate privind utilizarea, împreună cu avertismente relevante referitor la ce trebuie făcut și respectiv evitat în perioada de administrare a medicamentului.

Prospectul medicamentului este destinat utilizatorilor sau pacienților. În funcție de reglementările naționale, aceste documente pot fi disponibile pe internet, la autoritățile de reglementare, pe site-urile producătorilor sau pe site-urile gestionate de către organizații independente. Compania farmaceutică are obligația de a furniza un prospect al medicamentului care conține toate informațiile din rezumatul caracteristicilor produsului, care sunt necesare și utile pentru pacient. Ordinea și conținutul prospectului sunt strict reglementate astfel încât, după citirea acestuia, pacientul trebuie să înțeleagă pe deplin ce este medicamentul, la ce servește și cum trebuie utilizat. Secțiunile prospectului medicamentului sunt următoarele:

- Ce este medicamentul și pentru ce se întrebuintează;
- Ce trebuie să știe pacientul înainte de a utiliza medicamentul: contraindicații, interacțiuni cu alimentele sau alte medicamente, măsuri de precauție;
- Modul de administrare/utilizare a produsului respectiv;
- Posibilele efecte secundare;
- Modul de depozitare a medicamentului;

- Conținutul pachetului și alte informații (precum producătorul și titularul autorizației de punere pe piață).

Informațiile privind potențialele efecte secundare sau reacțiile adverse ale medicamentului reprezintă un element important al prospectului. Este posibil ca nu toate reacțiile adverse să fie cunoscute în momentul aprobării unui medicament. Cele mai rare pot apărea abia după ce medicamentul este administrat unui număr mare de pacienți sau după perioade îndelungate. Este important ca pacienții să fie implicați în supravegherea noilor reacții adverse. Legislația privind farmacovigilența impune informarea pacienților privind importanța raportării noilor reacții adverse. Toate prospectele medicamentelor trebuie să conțină textul standard: „Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.”

Pacienții au opțiunea de a raporta efectele adverse medicului sau farmacistului. În România, pe site-ul ANMDM există opțiunea de raportare directă online (<https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactie-adversa/>). EMA realizează o monitorizare centralizată a siguranței medicamentelor pe tot parcursul ciclului lor de viață, transmite rapoarte Comisiei Europene și actualizează anual lista medicamentelor de uz uman care fac obiectul unei monitorizări suplimentare. Informațiile despre efectele secundare raportate sunt disponibile publicului în baza europeană de date privind rapoartele despre reacțiile adverse suspectate la medicamente (Farkas, 2021).

Modificările informațiilor privind medicamentele

Orice nou medicament este monitorizat îndeaproape după ce devine disponibil pentru pacienți, prin studiile post-marketing. Atât agențiile de reglementare, cât și companiile farmaceutice colectează rapoarte privind reacțiile adverse. Pe baza informațiilor post-autorizare colectate în rapoartele periodice de actualizări privind siguranța, raportul dintre beneficii și riscuri este reconsiderat și reevaluat regulat. Orice noi informații privind siguranța rezultate în urma acestor reevaluări pot duce la actualizări ale rezumatului caracteristicilor produsului și prospectului medicamentului. Conținutul relevant din rezumatul celor două documente poate fi modificat doar după depunerea unei cereri pentru variație. Eventualele modificări pot fi inițiate de către producător sau autoritățile de reglementare; de exemplu, în cazul apariției unor informații noi privind siguranța sau eficacitatea produselor. Inițiativa de reglementare poate fi luată în urma unui referat inițiat de către autoritățile de reglementare din statele membre UE sau de către Comisia Europeană și implică considerații științifice din comitetele EMA. Este importantă desfășurarea unei acțiuni armonizate la nivelul UE. Toți pacienții și medicii trebuie să aibă acces la orice noi informații privind beneficiile sau riscurile produsului farmaceutic respectiv.

În cazul unor reacții adverse grave nou sesizate, pot fi necesare acțiuni urgente. Astfel, poate fi inițiată o Procedură de urgență a UE, de către un stat membru sau de către Comisia Europeană. Rezultatul poate consta în schimbări majore ale condițiilor pentru autorizația de punere pe piață, suspendarea sau chiar anularea acesteia. Cel mai frecvent, acest tip de procedură urgentă de siguranță la nivelul UE va determina publicarea de către EMA a unei comunicări privind siguranța și actualizarea informațiilor medicamentului în cauză (www.eupati.eu).

Suplimentele alimentare și produsele din plante medicinale

Suplimentele alimentare nu sunt supuse rigorilor de cercetare și autorizare specifice medicamentelor. Totuși, Comitetul pentru medicamente din plante medicinale (*Committee on Herbal Medicinal Products*, HMPC) din cadrul EMA evaluează toate informațiile disponibile, inclusiv datele non-clinice și clinice, dar și utilizarea și experiența de lungă durată documentate în UE și elaborează monografiile plantelor medicinale. Monografia reprezintă avizul științific al HMPC privind datele de siguranță și eficacitate despre o substanță pe bază de plante și preparatele sale destinate uzului medicinal. Monografiile UE oferă toate informațiile necesare pentru utilizarea unui medicament care conține o anumită substanță sau preparat din plante:

- La ce se folosește produsul pe bază de plante;
- Cui este destinat produsul pe bază de plante;
- Informații privind siguranța, cum ar fi informații privind reacțiile nedorite și interacțiunile cu alte medicamente.

Monografiile formează baza pentru informațiile individuale obligatorii despre medicament, cum ar fi rezumatul caracteristicilor produsului și prospectul. Acestea sunt publicate împreună cu alte documente, inclusiv un raport de evaluare care conține recenzii ale tuturor datelor disponibile relevante pentru utilizarea medicamentoasă a substanței sau preparatelor din plante.

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

1. Analiza bazelor de date pentru studii clinice

Accesați bazele de date www.clinicaltrialsregister.eu și www.clinicaltrials.gov și verificați sumar studiile clinice în care este testat acidul acetilsalicilic. Repetați căutarea pentru acid salicilic.

2. Studiul prospectului medicamentului

Studiați în autorizațiile de punere pe piață prospectele medicamentelor Aspirin® (https://www.anm.ro/PRO/PRO_11322_11.01.19.pdf) și Aspenter® (https://www.anm.ro/PRO/PRO_8517_14.01.16.pdf), urmărind în mod special: denumirea comună internațională a substanței medicamentoase, doza de substanță activă, compoziția, indicațiile, modul de administrare, interacțiunile medicamentoase și efectele adverse posibile.

3. Studiul monografiilor UE pentru plante medicinale

Studiați rapoartele EMA/HMPC/434892/2010 și EMA/HMPC/80628/2016 urmărind indicațiile terapeutice, studiile clinice și posibilele efecte adverse ale preparatelor din *Filipendula ulmaria* (crețușca) și respectiv *Salix* sp. (salcia).

4. Studiul nomenclatorului medicamentelor de uz uman al ANM

Accesați platforma <https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/nomenclatorul-medicamentelor-de-uz-uman/> și verificați lista medicamentelor aprobate pentru comercializare după denumirea comercială Aspirin. Efectuați o nouă căutare după denumirea comună internațională (DCI) acidum acetylsalicylicum. Analizați comparativ medicamentele disponibile pe piață.

Întrebări și exerciții

1. Aspirin® sau Aspenter®? Care sunt indicațiile acestor medicamente, asociate cu dozajul substanței active? Care este modul de administrare recomandat? Încercați să explicați repoziționarea pe piață a unuia din cele două medicamente.
2. De ce există interacțiuni la administrarea acestor medicamente? Care sunt efectele adverse? De ce se impun precauții și atenționări speciale?
3. Ce alte medicamente cu administrare orală cunoașteți, având indicații terapeutice similare celor cu substanța activă acidum acetylsalicylicum 500 mg?
4. Conform informațiilor disponibile în platformele dedicate studiilor clinice, care sunt indicațiile terapeutice pentru care este studiat acidul acetilsalicilic?
5. Pentru ce indicații terapeutice sunt utilizate preparatele din crețușcă și respectiv salcie, conform monografiilor UE? Ce studii clinice au fost efectuate pe astfel de preparate?
6. Care sunt diferențele dintre un medicament și un supliment alimentar? Dar între un supliment alimentar și o plantă medicinală?

De la salicină la aspirină. Extracția salicinei din scoarța de salcie.

Testarea semicantitativă a acidului salicilic.

Activități și competențe:

- Formularea medicamentelor. Substanța medicamentoasă și acțiunea terapeutică
- Extracția principiilor active, transformări prin reacții de hidroliză și oxidare
- Evidențierea acidului salicilic prin colorimetrie
- Analiza semicantitativă a compușilor în extracte și soluții

Principiul lucrării

Salicina este un compus natural bioactiv utilizat ca precursor al acidului salicilic. Prin reacții de hidroliză și oxidare, din salicină se obține acid salicilic. Acidul salicilic reacționează cu clorura ferică, rezultând un compus de culoare violet, a cărui concentrație poate fi estimată semicantitativ prin comparație cu intensitatea culorii în soluții etalon.

De la salicină la acid acetilsalicilic. Considerații farmacologice. Controlul de calitate

Salicina este o β -glicozidă alcoolică extrasă din diverse materiale vegetale. A fost izolată pentru prima oară în anul 1828, iar acidul acetilsalicilic a fost sintetizat chimic în 1897 (Desborough și Keeling, 2017). Salicina și alți metaboliți secundari din grupul saliciglicozidelor se găsesc în ramuri, scoarță, frunze și flori de *Salix* sp., *Populus* sp., *Spiraea* sp., *Filipendula* sp. și în castoreum (Carpa și colab., 2022). Rapoartele HMPC din cadrul EMA a publicat concluziile științifice rezultate din date clinice și toxicologice privind utilizarea medicinală a preparatelor din *Filipendula ulmaria* (EMA/HMPC/434892/2010) și *Salix* sp. (EMA/HMPC/80628/2016).

Salicina este descrisă ca promedicament (*prodrug*) al acidului salicilic (Akao și colab., 2002; Tawfeek și colab., 2021). Promedicamentul reprezintă un compus care este metabolizat la o formă farmacologic activă după administrarea în organism. Promedicamentele sunt de obicei utilizate pentru a optimiza proprietățile fizico-chimice (solubilitatea, stabilitatea în mediul acid), pentru a îmbunătăți farmacocinetica (absorbție, distribuție, metabolizare și excreție), pentru a reduce frecvența și gravitatea efectelor adverse prin diminuarea toxicității sau pentru a asigura livrarea la țintă a substanței medicamentoase. Aceste tipuri de medicamente sunt concepute pentru a furniza o biodisponibilitate superioară comparativ cu formele farmacologic active. În urma ingestiei preparatelor medicinale, transformările salicilglicozidelor la salicină și ulterior la alcool salicilic (saligenină) implică reacții de hidroliză la nivelul tubului digestiv, urmate de reacții de oxidare în sânge și ficat, ce au ca rezultat formarea acidului salicilic (Figura 1).

Salicina are proprietăți antiinflamatorii, analgezice și antipiretice. Acidul salicilic este un agent keratolitic, comedolitic și bacteriostatic, cu proprietăți antiinflamatorii, utilizat în preparate medicamentoase pentru uz extern. În tehnologia farmaceutică, salicina este de asemenea utilizată ca materie primă, fiind precursor pentru obținerea acidului acetilsalicilic (Figura 2), compus cu proprietăți antiinflamatorii, analgezice și antipiretice având efecte farmacologice superioare salicinei. Printre reacțiile adverse cele mai frecvente raportate la administrarea de acid acetilsalicilic sunt

iritațiile gastrice, microhemoragiile și sângerările. Supradozarea are efecte toxice, iar medicamentele pe bază de salicilați nu sunt indicate copiilor, datorită riscului de apariție a sindromului Reye.

Hidroliza acidă a salicinei este accentuată la pH scăzut și temperaturi ridicate (Toiu și colab., 2011; Clay și McLeod, 2012; Nekhoroshev și colab., 2020). Compusul de culoare violet ce rezultă în urma reacției acidului salicilic cu clorura de fier (III) (Figura 3) se datorează grupării fenol, care lipsește la acidul acetilsalicilic. Prin urmare, testul rapid este aplicat pentru a verifica stadiul procesului în sinteza chimică a acidului acetilsalicilic, respectiv cantitatea de acid salicilic neconsumat. De asemenea, o reacție pozitivă la testarea cu FeCl_3 , aplicată pentru a testa calitatea și stabilitatea medicamentelor conținând acid acetilsalicilic indică fie impurificarea, fie degradarea acestora. Reacția poate fi aplicată pe probe de urină pentru a detecta o eventuală intoxicație cu salicilați (Hoffman și colab., 2002).




Figura 1. Transformările salicinei la acid salicilic




Figura 2. Sinteza chimică a aspirinei




Figura 3. Compușii rezultați din reacția acidului salicilic cu clorura ferică

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Necesar

- Material vegetal: *Salicis cortex*, *Populi gemmae*, *Filipendulae ulmariae herba* etc
- Etanol 50% (100 ml)
- Acid salicilic (0,01 g)
- Soluție FeCl_3 0,1M (10 ml)
- Soluție HCl 1M (10 ml)
- Pahare Erlenmeyer 100 ml
- Tuburi Falcon 50 ml

- Eprubete 10x100 mm și 16x150 mm
- Cilindri gradați 25 ml, 100 ml
- Pipete, pipete Pasteur
- Foarfece, pensetă, mojar
- Pix marker permanent
- Echipament de laborator: balanță, centrifugă, baie de apă

Mod de lucru

1. Recoltarea și pregătirea materialului vegetal

Calitatea materiei prime vegetale folosite pentru obținerea de preparate galenice și medicamente trebuie să îndeplinească cerințele indicate în articolele ediției actuale a Farmacopeei Europene (Ph. Eur. 2023). Recoltarea, sortarea, uscarea, condiționarea și depozitarea materialelor vegetale se realizează în condiții optime, în funcție de principiile active ale plantei, fiind descrise în ghidurile de farmacognozie. Mai jos sunt rezumate câteva exemple.

- În cazul salciei se utilizează scoarța, ramurile tinere și frunzele. *Salicis cortex*: se colectează scoarța de pe ramurile în vârstă de 3 – 4 ani, primăvara, în timpul circulației abundente a sevei, când se desprinde ușor de la arborii speciilor *Salix alba*, *S. caprea*, *S. matsudana tortuosa*, *S. purpurea* L., *S. daphnoides* Vill. sau *S. fragilis* L.;

- *Populi gemmae*: mugurii de plop se recoltează iarna sau primăvara foarte devreme, în luna martie;

- De la crețușcă se utilizează florile sau frunzele. *Filipendulae ulmariae flos*: se recoltează inflorescențele în lunile iunie-august.

Ulterior colectării, materialul vegetal se sortează și se usucă la umbră, în strat subțire, în amplasamente bine ventilate, la temperaturi mai mici de 40°C. Se păstrează în locuri ferite de umezeală.

2. Prepararea extractelor vegetale

Extracția principiilor active din surse naturale se poate realiza prin procedee discontinue (clasice precum macerarea, percolarea, infuzarea, decoctia, sau prin metode mai performante precum extracția accelerată cu solvent, extracția asistată de microunde, extracția cu fluid supercritic) și procedee continue (extracția continuă cu solvenți organici, percolarea continuă, extracția Soxhlet). Macerarea în soluții hidroalcoolice presupune utilizarea de material vegetal uscat, în cazul tincturilor, sau în stare proaspătă, la prepararea alcoolaturilor.

Se pregătește o serie de flacoane Erlenmeyer, corespunzător numărului de probe de analizat, și se notează. Se prepară extractele prin macerarea materialului vegetal (ramuri tinere și scoarță de salcie provenind de la diferite specii, flori de crețușcă etc.):

- Se cântărește 1 g material vegetal și se mărunțește;
- Se transferă în pahar Erlenmeyer;
- Se acoperă cu 10 ml soluție de etanol 50% și 1 ml soluție de HCl 1M și se macerează 30 de minute prin încălzire la 80°C;
- Se transferă în tuburi Falcon și se centrifughează 1 minut la 4.000 rpm, echilibrând rotorul centrifugii.

3. Prepararea probelor de substanțe medicamentoase

- Se notează un număr de eprubete 10 x 100 mm, corespunzător numărului de preparate farmaceutice de tip medicament (comprimate cu acid acetilsalicilic) sau supliment alimentar (capsule cu salicină naturală) care urmează a fi testate;

- Pentru fiecare eșantion se prepară câte 2 ml soluții de concentrații variate, în apă distilată: 10% și 1% salicină pentru suplimente alimentare; 2% și 0,2% acid acetilsalicilic pentru tablete în perioada de valabilitate; 0,2% și 0,02% acid acetilsalicilic pentru tablete cu termenul de valabilitate expirat.

4. Prepararea soluțiilor etalon de acid salicilic

Se aliniază în stativ și se etichetează 3 eprubete 10 x 100 mm, pentru soluțiile etalon de acid salicilic: I, II, III. Se prepară 2 ml soluție de acid salicilic (acid 2-hidroxibenzoic) 0,2% în apă distilată. Ulterior, prin tehnica diluțiilor succesive, se realizează două diluții zecimale. Vor fi necesari câte 2 ml din fiecare soluție de acid salicilic:

- 0,2% (sol. I): 0,004 g acid salicilic la 2 ml apă distilată
- 0,02% (sol. II) – 2 ml
- 0,002% (sol. III) – 2 ml

5. Analiza semicantitativă a acidului salicilic

- Se aliniază în stativ și se etichetează un număr de eprubete 10 x 100 mm, corespunzător numărului de probe;

- Se transferă câte 2 ml din extractul centrifugat în fiecare eprubetă;

- Se adaugă câte o picătură de soluție FeCl_3 în fiecare eprubetă conținând 2 ml de soluție etalon I, II și III;

- Se adaugă câte o picătură soluție FeCl_3 în fiecare eprubetă conținând 2 ml de extract vegetal, se compară cu seria etalon și se notează observațiile;

- Se adaugă câte o picătură soluție FeCl_3 în fiecare eprubetă conținând preparate farmaceutice, se compară cu seria etalon și se notează observațiile (Figura 4).




Figura 4. Testarea semicantitativă a acidului salicilic. 1 – martor negativ; 2, 3, 4 – soluții etalon acid salicilic 0,2%, 0,02% și 0,002%; 5, 6 – soluții 2% și 0,2% acid acetilsalicilic, tabletă cu termenul de valabilitate expirat; 7, 8 – soluții 0,2% și 0,02% acid acetilsalicilic, tabletă efervescentă cu termenul de valabilitate expirat; 9, 10 – extracte alcoolice *Salicis cortex* 10% din *Salix alba* și *Salix matsudana tortuosa*

Întrebări și exerciții

1. Care sunt factorii care intervin în formularea medicamentelor?
2. Care sunt indicațiile terapeutice ale preparatelor cu acid salicilic? Dar ale celor cu acid acetilsalicilic? Care sunt formele farmaceutice pentru care se optează în realizarea medicamentelor conținând aceste substanțe active?
3. Comparați compoziția drajeurilor de Aspirin® (https://www.anm.ro/ / PRO/PRO_11322_11.01.19.pdf) cu cea a tabletelor efervescente de Aspirin® C forte (https://www.anm.ro/ / RCP/RCP_15180_08.11.23.pdf). Care este rolul substanțelor auxiliare din aceste forme farmaceutice?
4. Prin ce se diferențiază cele trei tipuri de testare: calitativă, cantitativă și semicantitativă?
5. Dezvoltați un protocol sumar de detecție cantitativă a acidului salicilic, împreună cu necesarul de reactivi și echipamente.
6. Menționați posibile aplicații ale detecției rapide a acidului salicilic.

Biosinteza penicilinei în cultură de *Penicillium* sp.

Activități și competențe:

- Etapele cercetării și dezvoltării medicamentelor. Procesarea în amonte
- Izolarea unor tulpini pure de *Penicillium rubens* (anterior *P. chrysogenum*)
- Cultivarea fungilor în vederea obținerii penicilinei
- Controlul și reglarea biosintezei

Principiul lucrării

Diferite tulpini ale unor micromicete precum cele din genurile *Penicillium* (*Penicillium rubens*), *Acremonium* (*Acremonium chrysogenum*), *Aspergillus* (*Aspergillus nidulans*) și altele, sunt capabile să producă diferiți compuși cu valoare antibiotică. Natura microorganismului producător, condițiile de cultură și prezența în mediul de cultură a unor precursori determină structura și proprietățile antibioticului produs. Condiția primordială este de a avea o tulpină valoroasă a microorganismului producător.

Antibiotice beta-lactamice naturale și semisintetice. Caracteristicile biosintezei

Antibioticele beta-lactamice includ peniciline, cefalosporine și carbapeneme, acestea primind denumirea de la structura caracteristică, inelul β -lactam (Figura 5). Gruparea β -lactam este o structură formată din patru atomi (unul de azot și trei de carbon) ce se întâlnește foarte rar în natură, în afara grupului de antibiotice (Muntean, 2013).




Figura 5. Similarități structurale ale antibioticelor beta-lactamice

Penicilinele au denumirea de la structura caracteristică, acidul 6-aminopenicilanic (6-APA), ce constă dintr-un inel β -lactam și un inel tiazolidinic. La 6-APA, în poziția 6, este atașată o catenă variabilă (R_1). Există numeroase peniciline naturale (G, K, O, X, F, V), care diferă prin natura radicalului de care se leagă inelul β -lactam. Această grupare conferă denumirea antibioticului: benzilpenicilina (penicilina G), fenoximetilpenicilina (penicilina V) etc. Dintre cele uzuale în terapia bolilor infecțioase, numai penicilina G, penicilina V și acidul clavulanic sunt molecule naturale. Structural, acidul clavulanic este un clavam ce conține inelul β -lactam fuzionat cu un inel oxazolidinic (conține în poziția 4 un atom de oxigen în locul sulfului) (Figura 6). Activitatea penicinelor se exprimă în unități internaționale (U.I.) și este influențată de structura moleculei, respectiv a radicalului (Tabelul 1) (Farkas, 2021).




Figura 6. Structura unor peniciline naturale

Tabelul 1. Structura și activitatea penicilinelor (după Farkas, 2021)

Denumirea penicilinei	Structura radicalului	Denumirea radicalului	Activitatea [U.I./mg]
Penicilina G	C ₆ H ₅ -CH ₂ -	Benzil	1.667
Penicilina F	CH ₃ -CH ₂ -CH=CH-CH ₂ -	2-pentenil	1.500
Dihidropenicilina F	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	2-pentil	1.670
Penicilina K	CH ₃ -(CH ₂) ₅ -CH ₂ -	<i>n</i> -heptil	2.300
Penicilina V	C ₆ H ₅ -O-CH ₂ -	Fenoximetil	1.630
Penicilina X	HO-C ₆ H ₄ -CH ₂ -	<i>p</i> -hidroxi-benzil	900
Penicilina O	CH ₂ =CH-CH ₂ -S-CH ₂ -	Alilmercaptometil	-
Penicilina S	CH ₃ -CCl=CH-CH ₂ -S-CH ₂ -	3-clor-2-buteniltiometil	-

Antibioticele beta-lactamice naturale sunt produse de specii de fungi sau bacterii. Tulpini de *Penicillium rubens*, *Aspergillus nidulans*, *A. oryzae* produc peniciline, iar cele de *Acremonium chrysogenum* produc cefalosporina C. Actinobacteriile din genul *Streptomyces* produc penicilina N, iar *S. clavuligerus* este utilizată în biosinteza cefamicinei C și a acidului clavulanic. Consacrate pentru producerea penicilinei G sunt sușe precum *P. rubens* Biourge (1923) sau ATCC 9478 (fostă *P. chrysogenum*, fostă *P. notatum*), izolată de Alexander Fleming, ori tulpinile superproducătoare utilizate în producția industrială: *P. rubens* NRRL 1951, *P. rubens* Wisconsin 54-1255 sau ATCC 28089, *P. rubens* P2, *P. rubens* AS-P-78 (foste *P. chrysogenum*) (Houbraken și colab., 2020; Martin, 2020; Fierro și colab., 2022). Conform *International Commission of Penicillium and Aspergillus* (<http://www.aspergilluspenicillium.org>), genul *Penicillium* cuprinde în prezent 535 de specii, descrise și acceptate (Visagie și colab., 2014; 2020). Tulpinile consacrate producătoare de penicilină anterior clasificate ca *P. notatum* și *P. chrysogenum* au fost recent reidentificate ca *P. rubens* (Houbraken și colab., 2011), însă denumirea de *P. chrysogenum* încă se păstrează de către furnizorii de tulpini standard pentru biotehnologiile farmaceutice. Unele tulpini au suferit multiple reclasificări de-a lungul timpului. Spre exemplu, cea izolată de Fleming, presumptiv descrisă ca *P. rubrum*, a fost identificată de micologul Charles Thom ca *P. notatum* Westling și reclasificată ulterior *P. rubens* Biourge (1923), codificată de *American Type Culture Collection* ca ATCC 9478.

În biosinteza industrială, prepararea inoculului micelian pleacă de la suspensie de spori sau spori liofilizați, iar inoculul reprezintă 5 – 10% din volumul mediului de fermentație. Tulpina de micromicet se cultivă, în condiții aseptice, în mediul de cultură conținând drept sursă de carbon glucoza, melasa de sfeclă sau lactoza. Ca sursă de azot se adaugă must de cereale ce conține β-feniletilamină. Se pot suplimenta precursori ai lanțurilor laterale precum acidul fenilacetic sau

fenilacetamida, care trebuie menținută la un nivel constant și destul de scăzut. Spre sfârșitul perioadei de fermentație sursa de azot se epuizează, așa încât trebuie suplimentată. De regulă, sursa de carbohidrați se adaugă intermitent, cu excepția lactozei. Mediul de cultură se menține la un pH de 6,3, favorabil fermentației. La începutul procesului, pH-ul este 7, apoi scade la 3, astfel că mediul se tamponează permanent cu NaOH pentru asigurarea unui pH optim. Temperatura de fermentație se menține la valori de aproximativ 25°C. Productivitatea este mai mare dacă temperatura se reglează după faza de creștere: 30-32°C pentru trofofază și 24°C pentru idiofază. Agitarea puternică menține componentele mediului în suspensie și asigură concentrația oxigenului dizolvat necesar mucegaiului, foarte aerob. Penicilinele și cefalosporinele naturale sunt derivate din molecule asamblate în sistem modular, fiind peptide sintetizate non-ribosomal. Biosinteza se bazează pe condensarea a trei aminoacizi: acidul L- α -aminoadipic, L-cisteina și L-valina. Sinteza penicilinei este supusă mecanismului reglării prin feedback al sintezei metaboliților primari. Deși penicilina este un metabolit secundar, obținerea sa este influențată de metaboliții primari, precursori ai biosintezei. Aminoacizii proteinogeni (izomeri L) precum valina și lizina în exces exercită o acțiune inhibitorie a activității enzimelor lanțului de biosinteză (Farkas, 2021). Biosinteza penicilinei este inhibată de prezența unor glucide (glucoză, zaharoză), accentuată de fosfații anorganici, iar odată instalată represia de catabolit, aceasta nu este inactivată de reglarea pH-ului spre domeniul alcalin. Exprimarea genelor din clusterul biosintezei penicilinei este dependentă de disponibilitatea sursei de azot, dar represată de un nivel ridicat al ionilor de amoniu (Martin și colab., 1999; Brakhage și colab., 2004).

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Necesar pentru testarea a 4 tulpini fungice

- Plăci Petri cu mediul de cultură lactoză peptonă agar / Czapek-Dox agar (4 buc)
- Flacoane cu câte 100 ml mediu de cultură lichid pentru biosinteza penicilinei (4 buc)
- Extract de porumb (50 ml)
- Soluție de glucoză 5,5% (25 ml)
- Seringă sterilă și filtre sterilizante cu porozitate 0,2 μ m (Minisart)
- Pahare Erlenmeyer 100 ml și 250 ml
- Baloane cu fund plat 250 ml (4 buc)
- Cilindri gradati 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
- Tulpini de micromicete sau fructe (citrice) și pâine alterată
- Tulpini de *P. rubens* din surse naturale diverse (pâine, fructe) și o tulpină de referință (ATCC 9478, ATCC 28089 sau o tulpină superproducătoare utilizată industrial)
- Pipete, vârfuri, pipete Pasteur, anse, pensetă
- Pix marker permanent
- Echipament de laborator: balanțe, pH-metru, agitator cu încălzire, vortex, incubator, etuvă, autoclav sterilizare, autoclav decontaminare, frigider reactivi, frigider tulpini, hotă microbiologică, lămpi UV, bec de gaz

Mod de lucru

1. Prepararea mediilor de cultură și a soluțiilor

Atenție: Rețetele mediilor de cultură prevăd cantitățile necesare pentru prepararea unui volum final de 1 litru. Se vor ajusta cantitățile raportat la volumul preparat!

- Se cântăresc 10g făină de porumb și se macerează în 100 ml apă rece timp de 30 minute, după care se prelevează extractul apos și se autoclavează timp de 15 minute la 121°C;
- Se prepară 100 ml mediu agarizat prin dizolvarea ingredientelor la cald. Pentru mediul cu lactoză-peptonă se ajustează pH-ul la $6,5 \pm 0,2$ și se autoclavează 15 minute la 121°C. Pentru mediul Czapek Dox se ajustează pH-ul la $6 \pm 0,2$ și se autoclavează 20 de minute la 115°C;
- Se prepară 4 x 100 ml mediu de cultură lichid prin dizolvarea ingredientelor la cald, se ajustează pH-ul la $7 \pm 0,2$ și se autoclavează 15 minute la 121°C;
- Se prepară soluția de glucoză și se sterilizează prin filtrare sterilizantă;
- Se toarnă mediul agarizat sterilizat în cutii Petri sterile sub hota microbiologică;
- În fiecare balon conținând bulion lactozat se adaugă câte 2 ml soluție glucoză și 10 ml extract de porumb, în condiții sterile, înainte de inoculare.

Compoziția mediului lactoză peptonă agar

Agar.....	15 g
Lactoză	0,5 g
Peptonă	0,5 g
Apă distilată.....	1 l

Compoziția mediului Czapek Dox agar

Zaharoză	30 g
NaNO ₃	3 g
K ₂ HPO ₄	1 g
MgSO ₄ x 7H ₂ O	0,5 g
KCl	0,5 g
FeSO ₄	0,01 g
Agar.....	15 g
Apă distilată.....	1 l

Compoziția mediului bulion pentru biosinteza penicilinei

Lactoză	44 g
NaNO ₃	3 g
MgSO ₄	0,25 g
KH ₂ PO ₄	0,5 g
ZnSO ₄	0,044 g
MnSO ₄	0,044 g
Apă distilată.....	1 l

Soluție de glucoză 5,5% (pentru 4 x 100 ml mediu de cultură)

Glucoză.....	2,2 g
Apă distilată.....	40 ml

Extract de porumb (pentru 4 x 100 ml mediu de cultură)

Făină de porumb.....	10 g
Apă distilată.....	100 ml

2. Obținerea penicilinei în mediul de cultură

- Se izolează pe plăcile cu mediul lactoză peptonă agar/Czapek Dox agar tulpini pure de *Penicillium rubens* și alte micromicete din diverse surse (fructe, pâine);
- Se obțin prin propagare 3-4 culturi pure, de preferință tulpini provenite din surse diferite, pentru a evalua comparativ capacitatea acestora de a produce compuși cu valoare antibiotică. Se va lua în considerare faptul că dezvoltarea miceliilor poate necesita o perioadă de 14 zile!
- Înainte de inoculare, se suplimentează câte 2 ml soluție glucoză și 10 ml extract apos de porumb în fiecare flacon;
- Se inoculează cele patru flacoane cu bulion cu 5-10% volum de inocul din fiecare cultură pură selectată. Un flacon se inoculează cu tulpina de referință;
- Se incubează flacoanele în scopul biosintezei, în primele 24 de ore la 30°C și apoi timp de 6-13 zile la 24°C. La fiecare 2-3 zile se suplimentează cu câte 2 ml soluție glucoză în fiecare flacon. Biosinteza se realizează în incubator cu agitare continuă la 200 rpm sau în camera termostată. Dacă incubarea se realizează în condiții statice, se agită zilnic conținutul flacoanelor pentru aerare și stimularea fermentației;
- Se verifică periodic pH-ul și se corectează la valoarea de 6,3;
- Spre finalul biosintezei (în ziua 5 pentru biosinteza de 7 zile sau în ziua 10 pentru biosinteza de 14 zile) se suplimentează fiecare flacon cu 5 ml extract apos de porumb.

Întrebări și exerciții

1. Identificați tipul de bioproces, componentele sale și etapele procesării în amonte în biosinteza penicilinei.
2. Acidul clavulanic diferă de antibioticele beta-lactamice convenționale ca structură și tip de biosinteză. Ce tip de antibiotic este acesta și de cine este produs? Ce fenomen declanșează legarea covalentă a acestuia de restul de serină al beta-lactamazei?
3. Structura catenei variabile (radicalul) determină activitatea antimicrobiană a antibioticului. Ce alte proprietăți ale moleculei mai influențează? Poate un radical să influențeze similar antibiotice din clase diferite?
4. Identificați producții intermediari și enzimele biosintezei penicilinei G.
5. Ce este represia prin catabolit și cum este prevenit acest fenomen în decursul biosintezei penicilinei?
6. Care este raționamentul suplimentării mediului de cultură cu extract de porumb?
7. În ce etapă de creștere a culturii se sintetizează penicilina și de ce? Argumentați condițiile optime ale derulării biosintezei și identificați cauzele încetării producerii de penicilină de către miceliul de *Penicillium rubens*.
8. Accesați linkul de mai jos și urmăriți protocolul dezvoltat de Greule și colab. (2017). Identificați asemănările și deosebirile dintre metodele prezentate și cele utilizate de noi în laborator. Imaginați variante pentru continuarea experimentului nostru. <https://www.jove.com/v/54952/from-a-natural-product-to-its-biosynthetic-gene-cluster-a-demonstration-using-polyketomycin-from-streptomyces-diastatochromogenes-t%C3%BC6028>

Extracția antibioticelor produse pe cale biotehnologică

Activități și competențe:

- Bioprocese cu implicații în industria farmaceutică. Procesarea în aval
- Extracția penicilinei din mediul de cultură prin separare lichid-lichid
- Identificarea factorilor ce influențează randamentul extracției
- Puritya substanței medicamentoase. Conformitatea loturilor. Dosarul farmaceutic

Principiul lucrării

Penicilina obținută prin biosinteză cu ajutorul unor tulpini de micromicete se extrage cu ajutorul unui solvent organic și se cristalizează sub formă de penicilinat de potasiu. Condițiile de temperatură și pH la care se execută operațiile influențează gradul de recuperare al antibioticului.

Extracția antibioticelor din mediul de cultură

În cazul multor antibiotice, producția prin biosinteză generează un complex antibiotic format din componente distincte cu structură asemănătoare, o componentă majoră și diferiți congeneri. În cazul penicilinelor, microorganismul producător și prezența unor precursori în mediul de cultură determină tipul de moleculă sintetizată. Pe lângă antibioticul de interes, mediul conține numeroși alți produși, iar extracția se bazează pe solubilitatea, proprietățile adsorbante și ionice ale penicilinei, dar și pe stabilitatea moleculei. Extracția se realizează într-o succesiune de etape:

- Mediul este transferat în tancuri pentru sedimentare și clarificare, iar fermentația este oprită prin răcirea miceliului la 5-10°C, în paralel cu scăderea pH-ului la 6 și adăugarea de formol 1-2% pentru a reduce contaminarea. Aceste măsuri sunt necesare deoarece penicilina este termolabilă și foarte reactivă, fiind ușor distrusă la pH alcalin sau de către enzime;
- După deproteinizare prin adăugare de CaCl_2 , mediul se filtrează sau se centrifughează. Miceliul separat se spală, iar lichidele de spălare se reunesc cu filtratul inițial;
- Filtratul se prelucrează pentru obținerea penicilinei: pH-ul se scade la 2 cu ajutorul acizilor minerali (acid clorhidric, acid sulfuric sau acid fosforic) pentru o perioadă scurtă, iar extracția se realizează cu un volum mic de solvent organic (acetat sau amil sau de butil);
- Faza apoasă este separată de cea organică ce conține penicilina prin centrifugare. Solventul este trecut printr-un strat de cărbune activ pentru îndepărtarea impurităților;
- Se re-extrage penicilina cu un tampon fosfat 2%, la pH 7,5. Soluția tampon conținând penicilina se acidifică iar penicilina este din nou extrasă într-un volum mic de solvent organic, ajungându-se la concentrarea penicilinei de 80-100 de ori;
- Penicilinele sunt acizi carboxilici și trebuie convertite în săruri stabile în vederea conservării. Penicilina G concentrată este convertită în penicilinat de Na sau K, respectiv procain penicilină (Farkas, 2021).

Reducerea numărului de operații tehnologice, scăderea cantitativă a deșeurilor și îmbunătățirea randamentului de obținere a penicilinei, respectiv a acidului 6-aminopenicilanic (6-APA) ca precursor al antibioticelor semisintetice se pot îndeplini prin realizarea fermentației în bioreactoare eficiente, continue, automatizate, dar și prin îmbunătățirea performanțelor extracției

utilizând tehnici de separare cu ajutorul acetatului de butil la pH scăzut (Aliwarga și colab., 2019), precum și a utilizării filtrelor de cărbune activ în purificare. Aceste îmbunătățiri conduc la o eficiență a procesului de 90% și un cost aproximativ de 20 \$/kg de penicilină, comparativ cu metoda convențională a cărei eficiențe este de 70%, iar costul penicilinei de aproximativ 350 \$/kg de penicilină (Kundu și colab., 2019).

Unele peniciline precum ampicilina și amoxicilina sunt molecule cu caracter amfoter, având o grupare amino liberă și o grupare carboxil. Aceste peniciline semisintetice sunt obținute prin acilarea enzimatică a 6-APA cu esteri de fenilglicină. Penicilinacilaza utilizată pentru cataliza enzimatică provine din variate surse microbiene, în special de la specii precum *Acetobacter pasteurianum*, *Bacillus megaterium*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas melanogenum*, *Providentia rettgeri* și *Xanthomonas citrii* (Kerkhof și colab., 1998). Extracția penicinelor semisintetice se realizează în soluție apoasă, din mediul de cultură, fără adaos de solvenți organici. Condițiile extracției și purificării din amestecul ce conține 6-APA și ampicilină sunt dirijate în funcție de proporția celor două componente. Pentru precipitarea atât a ampicilinei cât și a precursorului 6-APA se operează la o temperatură cuprinsă între 0 și 25°C și un pH între 5,5 și 7,8. În practică, pH-ul optim este un compromis între puritatea ridicată și randamentul ampicilinei recuperate. Atunci când pH-ul este puțin scăzut sub 8, ampicilina cristalizează cu o puritate >90% dar parțial rămâne în mediu, iar 6-APA este complet în soluție. Pe de altă parte, la un nivel mai scăzut de pH, ampicilina este aproape complet cristalizată, dar în același timp o parte din 6-APA este de asemenea precipitat. La un pH aflat în intervalul între 1 și 6 atât ampicilina cât și 6-APA cristalizează complet (Boesten și colab., 1996).

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Necesar pentru 4 flacoane de biosinteză cu câte 50 ml mediu de cultură

- Acetat de butil (40 ml)
- Soluții pentru corectare pH
- Acetat de potasiu
- Pâlnii, hârtie de filtru
- Pâlnii de separare 100 ml sau 200 ml din sticlă, stative pâlnii
- Sticle de ceas sau cutii Petri din sticlă, sterile, pentru evaporare
- Seringi și filtre sterilizante cu porozitate 0,2 μm (Minisart)
- Microtuburi centrifugă (tuburi Eppendorf) 2 ml, sterile
- Apă distilată, gheață
- Pipete, vârfuri de pipetă
- Pix marker permanent
- Echipament de laborator: balanțe, pH-metru, nișă chimică

Mod de lucru

- Se verifică pH-ul mediului și se corectează la valoarea de pH 6;
- Se agită mediul, se răcește și se filtrează sau se centrifughează, îndepărtându-se miceliul;
- Se răcește filtratul pe baie de gheață la 1-2°C și se reglează pH-ul filtratului la 2-2,5;
- Se transferă filtratul în pâlnia de separare, se adaugă 10 ml acetat de butil, se agită ușor și se așteaptă separarea fazelor (Figura 7);
- Se recuperează faza organică într-un recipient plasat în baie de apă cu gheață;

- Se repetă extracția cu încă 10 ml acetat de butil (opțional);
- Se adaugă 0,1 g acetat de potasiu și se amestecă;
- Se evaporă la rece acetatul de butil;
- Se cântăresc cristalele obținute, care reprezintă Penicilină G sub formă de sare de potasiu și acetat de potasiu.
- Se resuspendă penicilinatul de potasiu în apă distilată, se filtrează prin filtre sterilizante și se transferă în recipiente de stocare, păstrându-se la frigider.



Figura 7. Extracția penicilinei din filtrat cu ajutorul acetatului de butil

Întrebări și exerciții

1. Identificați etapele procesării în aval în obținerea penicilinei. Extrapolați procesarea în aval de la producerea substanțelor medicamentoase de tipul moleculelor mici către producerea biofarmaceuticelor de tipul proteinelor recombinante. Analizați comparativ riscul de variabilitate în randamentul de obținere a substanței medicamentoase și a acțiunii terapeutice între loturi.
2. Ce proprietăți are penicilina, conferite de structura moleculei?
3. Care sunt cele două faze de separare în extracția penicilinei și în care dintre ele se găsește penicilina?
4. De ce se utilizează acetatul de butil pentru extracția penicilinei? De ce este de preferat să nu se utilizeze solvenți organici pentru extracția ampicilinei?
5. De ce se operează extracția la temperaturi scăzute și de ce nu se utilizează evaporarea la cald a solventului?
6. De ce se operează la diferite valori ale pH-ului în decursul extracției?
7. Ce metode suplimentare trebuie aplicate în scopul purificării pentru a obține antibiotice de grad farmaceutic?
8. Să ne imaginăm că faceți parte din echipa de cercetare-dezvoltare a unui nou antibiotic aflat în etapa de testare preclinică. Ce informații va conține dosarul farmaceutic pe care îl veți întocmi?

Evaluarea efectului antimicrobian al compușilor obținuți prin biosinteză

Activități și competențe:

- Dezvoltarea metodelor de analiză pentru evaluarea compușilor de biosinteză
- Metode convenționale și screening cu randament sporit
- Susceptibilitatea la antibiotice. Rezistența, reziliența și biofilmul bacterian
- Selecția compușilor candidat

Principiul lucrării

Compușii obținuți prin biosinteză cu ajutorul unor tulpini de micromicete au un potențial efect antimicrobian, ce poate fi evaluat atât în medii agarizate (metoda antibiogrammei) cât și în medii lichide (metoda screeningului cu randament sporit). Susceptibilitatea la antibiotice este împiedicată de biofilmul bacterian. Dezvoltarea unor metode adecvate de analiză și execuția corectă a protocoalelor experimentale vor conduce la rezultate fiabile în vederea selecției compușilor candidat.

Dezvoltarea și testarea compușilor cu potențial antimicrobian

Omenirea se confruntă cu o cerere din ce în ce mai mare de noi agenți antimicrobieni pentru a rezolva criza globală generată de microorganismele multirezistente. Se estimează că cel puțin 700.000 de persoane mor în fiecare an din cauza infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice, iar decesele ar putea ajunge la 10 milioane anual până în 2050 dacă problema nu va fi abordată corespunzător (Miethke și colab., 2021). Este mare nevoie de strategii inovatoare și de noi molecule capabile de mecanisme de acțiune diferite de cele existente, pentru a aborda fenomenul de rezistență. Descoperirea și dezvoltarea de noi antibiotice se confruntă cu multiple limitări din sectoarele de cercetare și finanțare, fiind esențială o expertiză interdisciplinară.

În cadrul procesului de descoperire a medicamentului, etapele cheie ale testării preclinice implică identificarea și validarea inițială a țintei, dezvoltarea testelor, screeningul cu randament ridicat, identificarea și optimizarea compușilor promițători și, în final, selectarea unei molecule candidat pentru dezvoltarea clinică. Selecția metodelor de testare a compușilor trebuie să țină cont de următorii factori:

- Relevanța farmacologică a metodei de analiză, întrucât metoda trebuie să fie adecvată pentru identificarea compușilor cu mecanismul de acțiune terapeutică dorit;
- Reproducibilitatea metodei de analiză, întrucât programele de testare pot dura ani de zile;
- Costurile cu analiza, întrucât consumul de materiale și reactivi pot fi diminuate prin selecția unor metode de screening cu randament sporit;
- Calitatea rezultatelor (parametrii de performanță ai metodei: limita de detecție, limitele domeniului de măsurare, precizia în condiții de repetabilitate și reproductibilitate, exactitatea, incertitudinea de măsurare în ceea ce privește robustețea, sensibilitatea și specificitatea metodei);
- Efectul compușilor ce intervin în testare, întrucât unele substanțe pot genera rezultate fals negative sau fals pozitive (Hughes și colab., 2011).

Biosinteza microbială și produsele naturale constituie în continuare surse importante de noi medicamente antiinfecțioase, iar proiectarea și implementarea unor metode adecvate de testare a

efectului antibacterian sunt esențiale pentru evaluarea compușilor și extractelor. O serie de metodologii utilizate implică testări fenotipice (difuzia cu discuri în medii agarizate, difuzia cu decupaje în agar, diluțiile în medii lichide, testele radiorespirometrice, metodele pe bază de coloranți și teste de fluorescență/luminiscentă), moleculare (genetică, genomică, transcriptomică) și spectrometria de masă. Este important ca metodele de testare in vitro să fie adecvate și armonizate pentru determinarea activității biologice, dar în același timp să ofere rapiditate, fiabilitate și randament crescut. Cele două organizații importante care furnizează ghiduri și seturi de recomandări, stabilind și armonizând criteriile de interpretare în ceea ce privește testarea susceptibilității antimicrobiene sunt *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* (EUCAST) (www.eucast.org) și *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI) din SUA (www.clsi.org). Două metode consacrate sunt în prezent standardizate pentru laboratorul clinic, în scopul determinării eficienței terapeutice a antibioticelor și pentru supravegherea fenomenului de rezistență. Metoda semicantitativă Kirby-Bauer sau difuzia cu discuri este utilizată în mod curent pentru a desemna antibioticul cel mai eficient împotriva unui anumit agent patogen bacterian (Farkas, 2016; EUCAST, 2024a). Metoda cantitativă este cea a concentrației minime inhibitorii (CMI), utilizată pentru a determina concentrația minimă de antibiotic necesar pentru a ucide agentul patogen la locul infecției. Metodele de referință au fost recent standardizate internațional în vederea testării activității compușilor antimicrobieni (ISO 20776-1:2019; ISO 20776-2:2021).

Expunerea prelungită a bacteriilor la concentrații subinhibitorii ale agenților antimicrobieni poate induce un mecanism adaptativ de reziliență denumit hormeză (Farkas și colab., 2014). Efectele hormetice rezidă în intensificarea metabolismului, creșterii, motilității, a capacității de a produce biofilm, dar și a frecvenței mutațiilor și transferului conjugativ al plasmidelor (Iavicoli și colab., 2021). Acumularea de mutații și achiziția unor gene ce codifică mecanisme de rezistență fac ca antibioticele consacrate să nu mai poată inactiva o serie de tulpini bacteriene. În plus, eradicarea infecțiilor ce implică tulpini formatoare de biofilm este deosebit de dificilă, terapia cu agenți antimicrobieni administrați în dozele uzuale fiind adesea inefficientă. Biofilmul reprezintă un hotspot pentru apariția și răspândirea fenomenului de rezistență la antibiotice datorită densității mari a populației și proximității celulelor, ceea ce determină o rată ridicată a transferului lateral de gene (Balcázar și colab., 2015). Rezistența și reziliența biofilmului este un fenomen multifactorial ce rezidă în mecanisme complexe:

- Reducerea penetrării și sechestrarea agenților antimicrobieni în biofilm datorită matricii exopolizaharidice;
- Comunicarea intercelulară prin quorum sensing și reglarea proceselor celulare prin modificarea exprimării genice;
- Activarea mecanismelor de răspuns la stres (pompe de eflux, producerea de enzime);
- Crearea unor micronișe cu potențial redox modificat, unde pot fi active diferite tipuri metabolice de microorganisme;
- Reducerea metabolismului și prezența celulelor persister, celule specializate în supraviețuire, tolerante la antibiotice, ce pot redeveni active fiziologic (Chambless și colab., 2004; Sionov și Steinberg, 2022).

În cazul biofilmelor medicale, celulele persister și implicit infecțiile cronice și recidivante reprezintă o mare provocare pentru succesul terapiilor antiinfecțioase (Niu și colab., 2024). Este esențială dezvoltarea de noi clase de antibiotice, capabile de noi mecanisme de acțiune, care să

eludeze rezistența și reziliența bacteriană, să fie eficiente în cazul patogenilor multirezistenți, să acționeze la nivelul biofilmului inhibând formarea acestuia, să împiedice diferențierea celulelor persister și să le anihileze.

Pentru a investiga efectul noilor compuși antimicrobieni asupra biofilmului bacterian, testarea țintește atât stadiile incipiente ale adeziunii bacteriene și formării biofilmului, cât și biofilmul matur. Portofoliul de metode este unul extrem de variat, implicând tehnici specifice microbiologiei convenționale prin cultivare urmată de inocularea diluțiilor succesive și numărarea unităților formatoare de colonii, de colorare a biomasei și spectrofotometrie, de vizualizare microscopică directă sau în fluorescență, tehnici moleculare precum hibridizarea ADN cu sonde marcate chimic sau fluorescent (FISH) sau analizele microarray, până la metode de examinare detaliată a arhitecturii tridimensionale a biofilmului prin microscopie confocală (CLSM). În dezvoltarea farmaceutică, o serie de teste au fost adaptate pentru a evalua eficiența moleculelor candidat asupra bacteriilor viabile, dar necultivabile (VBNC) și a consolida compușii eficienți împotriva celulelor persister (Niu și colab., 2024). Cuantificarea biofilmului în microplăci este o metodă utilă pentru evaluarea atașării bacteriene prin măsurarea colorării biomasei aderente. Utilizarea plăcilor cu 96 de godeuri este adecvată ca instrument pentru screeningul cu randament sporit (număr mare de tulpini sau specii bacteriene, număr mare de compuși de interes). Metoda colorării cu soluție de cristal-violet este consacrată pentru cuantificarea biomasei (Meritt și colab., 2005; O'Toole, 2011), iar utilizarea clorurii de trifenil tetrazoliu, a resazurinei sau indicatorului roșu fenol (Welch și colab., 2012; Skogman și colab., 2016; Haney și colab., 2018) permit analiza viabilității celulare.

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Necesar

- Mediu de cultură Mueller Hinton agar (10 cutii Petri)
- Mediu de cultură bulion Mueller Hinton sau bulion peptonat (20 ml)
- 10 tulpini bacteriene*, culturi proaspete (de 24 de ore) pe mediu agarizat
- 10 eprubete mici (10 x 100 mm) cu ser fiziologic (tuburi de hemoliză cu câte 3 ml ser)
- 10 eprubete mari (18 x 180 mm) cu câte 20 ml ser
- Ser fiziologic pentru completare (5 eprubete mari cu câte 20 ml ser)
- Etalon de turbiditate 0,5 McFarland (sau clorură de bariu și acid sulfuric pentru prepararea etaloanelor de turbiditate)
 - Soluție cristal violet 0,1% (20 ml)
 - Etanol sau metanol 95% (20 ml)
 - Extrasele de complex antibiotic/penicilină obținute la lucrările anterioare, soluții stoc sterilizate prin filtrare
 - Soluție de penicilină G standard sau discuri impregnate cu penicilină G sau ampicilină
 - Rondele din hârtie de filtru groasă cu diametrul de 5 mm, sterile
 - Tampoane de vată sterile pentru inoculare
 - Sticlărie de laborator: flacoane 50, 100 și 250 ml, cilindri gradați 50, 100 și 250 ml, eprubete 10 x 10 mm și 18 x 180 mm
 - Cutii Petri sterile
 - Microplăci cu 96 godeuri, sterile
 - Pipete, vârfuri pipetă

- Anse
- Apă distilată sterilă
- Pix marker permanent

• Echipament de laborator: balanțe, pH-metru, agitator cu încălzire, cuptor cu microunde, vortex, incubator, etuvă, autoclav sterilizare, autoclav decontaminare, frigider reactivi, frigider tulpini, hotă microbiologică, lămpi UV, bec de gaz

*Se vor folosi tulpini de referință *Aeromonas hydrophila* ATCC 7966, *Escherichia coli* ATCC 8739, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, *Bacillus cereus* ATCC 14579, *B. subtilis* ATCC 12695, *Enterococcus faecalis* ATCC 19433 și/sau alte tulpini disponibile în laborator, precum *Acinetobacter baumannii*, *Enterococcus faecium*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Sarcina* sp., *Serratia* sp. sau altele, în funcție de disponibilitate. Se vor include în testare atât bacterii Gram-negative cât și Gram-pozitive. Tulpinile din laborator trebuie să fi fost identificate biochimic sau molecular în prealabil.

Mod de lucru

1. Prepararea soluțiilor stoc de antibiotice brute

Se realizează prin cântărirea cristalelor de penicilinat de K sau penicilinat de Na, resuspendarea într-un volum de apă distilată pentru obținerea unei concentrații cunoscute, filtrarea prin membrane filtrante sterilizante cu porozitate de 0,2 μm și transferul în tuburi de microcentrifugă sterile. Soluțiile stoc se păstrează la frigider.

2. Prepararea etalonului de turbiditate 0,5 McFarland

Etalonul de turbiditate 0,5 McFarland este necesar pentru pregătirea inoculului bacterian. Această densitate corespunde unei concentrații de aproximativ $1 - 2 \times 10^8$ celule/ml pentru *E. coli*. Dacă laboratorul nu dispune de etaloane de turbiditate standardizate, acestea se prepară înainte de începerea testării, utilizând două soluții stoc:

- Soluție stoc BaCl_2 0,048 mol/l (1,175% $\text{BaCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$) – 10 ml (se păstrează);
- Soluție stoc H_2SO_4 0,18 mol/l (1%) – 50 ml (se păstrează).

Mod de preparare și stocare:

- Se adaugă 50 μl soluție stoc BaCl_2 1,175% la 995 μl soluție stoc H_2SO_4 1%;
- Se omogenizează suspensia și se verifică spectrofotometric absorbanta la 625 nm, astfel încât să se încadreze în intervalul 0,08 și 0,13;
- Se distribuie suspensia omogenizată în eprubete de aceeași dimensiune ca și cele cu ser folosite pentru prepararea inoculului;
- Etaloanele de turbiditate, închise ermetic, se stochează la temperatura camerei, la întuneric, pe o perioadă de până la 6 luni;
- Se vortexează înainte de fiecare utilizare;
- Se verifică periodic absorbanta etaloanelor de turbiditate.

3. Prepararea mediilor de cultură și a soluțiilor

Atenție: Rețetele mediilor de cultură prevăd cantitățile necesare pentru prepararea unui volum final de 1 litru. Concentrația soluțiilor se exprimă procentual. Se vor ajusta cantitățile raportat la volumul preparat!

- Dacă se utilizează medii preformulate, acestea se cântăresc și se sterilizează conform indicațiilor producătorului;

- Pentru mediul Mueller Hinton agar, Oxoid, granule deshidratate, se utilizează 38 g/l. Se prepară mediul de cultură prin dizolvarea ingredientelor la cald, se ajustează pH-ul la valoarea $7,3 \pm 0,1$. Se autoclavează timp de 15 minute la 121°C și se toarnă în cutii Petri sterile;

- Pentru mediul Mueller Hinton broth, Oxoid, pulbere deshidratată, se folosesc 21 g/l iar pentru bulionul peptonat (Tryptic Soy Broth, Oxoid) se utilizează 30 g/l. Se prepară mediul de cultură prin dizolvarea ingredientelor la cald, se ajustează pH-ul la valoarea $7,3 \pm 0,1$. Se autoclavează timp de 15 minute la 121°C ;

- Se prepară o cantitate suficientă de ser fiziologic (300 ml) și se distribuie în eprubete, conform specificațiilor din necesar. Se sterilizează prin autoclavare timp de 15 minute la 121°C ;

- Se prepară soluția de cristal violet și se păstrează în recipient închis ermetic, la temperatura camerei.

Compoziția mediului Mueller Hinton agar

Infuzie de carne	300 g
Hidrolizat de cazeină	17,5 g
Amidon	1,5 g
Agar	17 g
Apă distilată	1 l

Compoziția mediului bulion Mueller Hinton

Infuzie de carne	300 g
Hidrolizat de cazeină	17,5 g
Amidon	1,5 g
Apă distilată	1 l

Compoziția mediului bulion peptonat

Hidrolizat enzimatic de cazeină	17 g
Hidrolizat enzimatic de soia	3 g
NaCl	5 g
Glucoză	2,5 g
K_2HPO_4	2,5 g
Apă distilată	1 l

Ser fiziologic (8,5% sare)

NaCl	8,5 g
Apă distilată	100 ml

Soluție cristal violet 0,1%

Cristal violet	0,1 g
Apă distilată	100 ml

Metoda I – Evaluarea efectului antimicrobian prin metoda difuziei cu discuri

Pregătirea și inocularea plăcilor

- Numărul replicatelor se stabilește în prealabil pentru fiecare experiment;
- Plăcile cu mediu agarizat și eprubetele cu ser pregătite în prealabil și păstrate la frigider se preîncălzesc în incubator la 37°C;
- Se trasează cadrane pe dosul fiecărei plăci Petri, cu ajutorul unui marker fin, notându-se simbolul agentului antimicrobian de testat în fiecare cadran și concentrația testată;
- Se notează pe capacul fiecărei plăci tulpina de inoculat, respectiv grupul de lucru, și se datează;
- Se notează eprubetele cu ser fiziologic cu simbolul tulpinii;
- Se prepară inoculul bacterian prin prelevarea unei mici cantități din cultura pură de 24 de ore și suspendarea acesteia în ser; se vortexează; se aduce suspensia la o turbiditate de 0,5 McFarland, prin comparație vizuală cu etalonul de turbiditate; se utilizează cardul special pentru comparația vizuală;
- Se inoculează fiecare placă Petri conținând mediul agarizat cu o tulpină bacteriană, prin repartizarea uniformă pe toată suprafața, cu ajutorul unui inoculator cu tampon de vată steril;
- Se plasează pe mediul de cultură inoculat, în centrul fiecărui cadran, o rondea din hârtie de filtru sterilă pe care se pipetează 10-20 μ l soluție de antibiotic, conform codificării prealabile;
- Se plasează în centrul fiecărei plăci câte un disc impregnat cu antibiotic standard (de preferat penicilină G, ampicilină, sau un alt antibiotic din clasa beta-lactamicelor);
- Se incubează plăcile la 36°C timp de 16-20 de ore;
- Se urmărește respectarea regulii 15-15-15: fiecare interval de timp, de la prepararea suspensiei bacteriene până la inoculare, de la inoculare până la plasarea discurilor cu agenți antimicrobieni și de la finalizarea plăcii până la introducerea în incubator să nu depășească 15 minute;

Citirea plăcilor și interpretarea rezultatelor

- După incubarea timp de 16-20 de ore se evaluează efectul antimicrobian prin măsurarea zonei de inhibiție cu ajutorul unei rigle gradate, pe dosul plăcii, în lumină transmisă, pe un fundal negru (Figura 8);
- Se notează diametrul zonei de inhibiție pentru fiecare compus și pentru antibioticul de referință;
- Se interpretează rezultatele, analizând prin comparație valorile ghidului EUCAST (EUCAST, 2024b).




Figura 8. Antibiograma unei tulpini de *S. aureus* testată cu patru extracte brute de penicilină (L1, L2, P1, P2) și o soluție de penicilină G standard (G).

Metoda II - Evaluarea efectului antimicrobian prin metoda microdiluțiilor

Pregătirea și inocularea microplăcilor

Numărul replicatelor și schema microplăcilor se stabilesc în prealabil, pentru fiecare experiment. Pentru testarea efectului antimicrobian se pregătesc microplăcile cu mediu de cultură. Se vor pipeta câte 90 sau 100 μ l mediu de cultură în fiecare godeu, conform unei scheme predefinite precum cea din Figura 9, care prevede testarea a patru extrase asupra a 10 tulpini bacteriene. Această schemă este descrisă în prezentul protocol.

Notă: Schema se poate reconfigura și, prin simpla inversare a plăcii, se vor putea testa 8 extrase (sau 4 extrase, fiecare în două concentrații) asupra a 6 tulpini (Figura 10). Pentru identificarea CMI, se scade progresiv cantitatea de mediu de cultură pentru a dubla concentrația de antibiotic în fiecare rând, conform unei scheme predefinite. Pentru godeurile unde cantitatea de mediu este sub 60 μ l, iar cea de soluție de antibiotice peste 40 μ l, este necesară utilizarea bulionului dublu concentrat;

- Pe fiecare placă se prevede o coloană cu godeuri pentru martorii negativi (mediu de cultură și respectiv mediu de cultură suplimentat cu soluție de antibiotic, dar fără inocul bacterian (în coloanele 1 și 12 se vor repartiza câte 100 μ l bulion steril în fiecare godeu);

- Coloanele 2-11: se vor repartiza câte 90 μ l bulion steril în fiecare godeu;

- Rândurile D-G: se adaugă extract de antibiotic obținut prin biosinteză în laborator (rândul B – penicilina 1, rândul C – penicilina 2 etc.);

- Se prepară inoculul bacterian utilizând o cultură bacteriană pură de 24 de ore. Suspensiile bacteriene se realizează în 20 ml ser fiziologic steril, la o densitate de 0,5 McFarland prin comparație cu un etalon de turbiditate, sau 85%T- 91%T, verificată cu ajutorul turbidimetrului Biolog, SUA;

- Coloana 1: se suplimentează cu câte 10 μ l din soluțiile corespunzătoare de antibiotice dar nu se inoculează cu suspensie bacteriană. Pentru rândul H se utilizează o soluție de antibiotic de grad terapeutic (standard de referință);

- Pe fiecare placă se prevăd 3 rânduri de godeuri pentru martori pozitivi (C+), conținând mediu de cultură nesuplimentat cu agent antimicrobian, dar cu inocul bacterian (godeurile din rândurile A, B și C, coloanele 2-11);

- Godeurile din coloanele 2-11 vor fi inoculate cu câte 10 μ l din suspensiile bacteriene, câte o tulpină pe fiecare coloană, schimbând vârful pipetei la fiecare godeu;

- Godeurile din coloana 12 nu se suplimentează cu antibiotic și nu se inoculează cu suspensii bacteriene (C-);

- Se urmărește respectarea regulii 15-15-15: fiecare interval de timp de la prepararea suspensiei bacteriene până la inoculare, de la inoculare până la adăugarea antibioticului și de la finalizarea plăcii până la introducerea în incubator să nu depășească 15 minute;

- Se sigilează microplaca cu parafilm pentru a preveni evaporarea și se incubează la 36°C timp de 24 ore.

		Martor –	<i>E. coli</i>	<i>A. hydrophila</i>	<i>P. aeruginosa</i>	<i>K. pneumoniae</i>	<i>A. baumannii</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>	<i>S. aureus</i>	<i>B. cereus</i>	<i>B. subtilis</i>	Martor –
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Martor +	A	100	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	100
Martor +	B	100	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	100
Martor +	C	100	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	90+10	100
Pen. 1	D	100+ 10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	100
Pen. 2	E	100+ 10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	100
Pen. 3	F	100+ 10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	100
Pen. 4	G	100+ 10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	100
Standard ref.	H	100+ 10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	90+10 +10	100

Figura 9. Model de pregătire a microplăcii pentru testarea a 4 extracte brute de penicilină (Pen. 1- Pen. 4) pe 10 tulpini bacteriene din specii diferite. Toate godeurile: 100 sau 90 µl - mediu de cultură (negru); rândurile D-F: 10 µl soluție din suspensia de antibiotic corespunzătoare (roșu); rândul H: 10 µl soluție antibiotic de referință (roșu); coloanele 2-11: 10 µl inocul bacterian (verde).




Figura 10. Model de pregătire a microplăcii pentru testarea a patru extracte brute de antibiotic, fiecare în două concentrații, pe șase tulpini bacteriene. Coloana A: 100 µl mediu de cultură; restul plăcii: 90 µl mediu de cultură; cu excepția godeurilor din coloana A, rândurile 4, 6, 8 și 10: câte 10 µl soluție de penicilină (L1, L2, L3, P2), rândurile 5, 7, 9 și 11: câte 20 µl soluție de penicilină (L1, L2, L3, P2), rândul 12: câte 10 µl soluție de penicilină G standard. Coloanele G – B: câte 10 µl inocul bacterian cu tulpini de *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *E. faecalis*, *S. aureus* și *B. subtilis*.

Citirea microplăcilor și interpretarea rezultatelor

Notă: Acest exercițiu de estimare a efectului antimicrobian pe baza absorbăției se bazează pe un protocol simplificat. Nu se vor realiza comparații directe între efectul antimicrobian al diferitelor extracte împotriva tulpinilor din specii diferite, fără a ține cont de martori. Ecuațiile de calibrare trebuie să ia în considerare o serie de factori printre care configurația spectrofotometrului și dimensiunile celulare (Mira și colab., 2022), dar și eventuala colorație a extractelor sau formarea de precipitat.

Modul de lucru:

- Se măsoară absorbăția la lungimea de undă 595 nm, cu agitare, utilizând cititorul de microplăci Apollo 11, Berthold, Germania;

- După efectuarea a trei citiri pentru o microplacă, se salvează datele și se transferă într-un fișier Excel;

- Se calculează media citirilor, precum și valorile mediei și deviației standard pentru replicate, martorii negativi și martorii pozitivi;

- Pentru a evalua calitatea și robustețea testului, se calculează pentru fiecare tulpină valoarea factorului Z pe baza valorilor deviației standard și valorilor medii ale densității optice (OD), conform ecuației:

$$\text{Factor } Z' = 1 - \frac{3\text{SD martor negativ} + 3\text{SD martor pozitiv}}{\text{OD martor negativ} - \text{OD martor pozitiv}}$$

Testul ar trebui să aibă valori ale factorului Z' de cel puțin 0,5 pentru a fi considerat suficient de robust și mai mare de 0,7 pentru a fi considerat excelent (Campbell, 2011).

Realizarea curbei etalon pentru și determinarea densității celulare pentru *E. coli*:

- Se vor utiliza valorile din Tabelul 2, conform modelului din Figura 11;

- Pentru fiecare tulpină testată se calculează și se reprezintă grafic valorile multiplicării bacteriene în condiții optime, respectiv sub acțiunea agenților antimicrobieni, utilizând ca model orientativ curba de creștere pentru *E. coli*;

- Se evaluează efectul inhibitor al agenților antimicrobieni utilizați, calculând procentul de supraviețuire al bacteriilor în prezența antibioticului, comparativ cu martorii pozitivi și negativi, după formula:

$$\text{Procent de supraviețuire} = \frac{\text{OD probă} - \text{OD martor pozitiv}}{\text{OD martor pozitiv} - \text{OD martor negativ}} \times 100$$

Tabelul 2. Valorile densității celulare pentru *E. coli* (bacterii/ml) pe baza absorbăției

OD la 600 nm	Densitate celulară (bacterii/ml)
0,5	4 x 10 ⁸
0,8	6,4 x 10 ⁸
1	8 x 10 ⁸
1,2	9,6 x 10 ⁸
1,49	1,19 x 10 ⁹




Figura 11. Model de realizare a curbei etalon pentru determinarea densității celulare

Metoda III - Evaluarea efectului antimicrobian asupra biofilmului bacterian

Protocol pentru analiza cantitativă a biofilmului prin colorare cu cristal violet

Notă: Protocolul de lucru descris mai jos, bazat pe cuantificarea biomasei, este unul general, având obiectivul de a investiga capacitatea tulpinilor bacteriene de a dezvolta biofilme.

- Numărul replicatelor și schema microplăcilor se stabilesc în prealabil, pentru fiecare experiment;

- Pe fiecare placă se prevede un număr corespunzător de godeuri pentru martorii negativi (mediu de cultură fără inocul bacterian) și martorii pozitivi (tulpini bacteriene cu capacitate cunoscută de a forma biofilm);

- Prepararea suspensiilor bacteriene în ser, la o densitate de 0,5 McFarland sau 85%T;

- Inocularea suspensiilor bacteriene în godeuri conținând mediu de cultură lichid potrivit pentru dezvoltarea bacteriilor testate (bulion peptonat, bulion Mueller Hinton, mediu minimal cu săruri etc), la un volum final de 100 -110 μl și o densitate aproximativă de 10^4 - 10^5 celule/godeu;

- Incubarea timp de 24 de ore la 36°C pentru tulpini din mediul clinic sau 48 de ore la 25°C pentru tulpini izolate din mediul înconjurător;

- Îndepărtarea mediului de cultură;

- Clătirea microplăcii cu apă distilată sterilă pentru îndepărtarea celulelor planctonice. Clătirea se face cu atenție, pentru a nu dizloca fragmente de biofilm;

- Colorarea biofilmului prin adăugarea a 120 μl soluție cristal violet 0,1% și menținerea timp de 10 minute;

- Eliminarea colorantului și clătirea microplăcii cu apă distilată sterilă până când apa rămâne incoloră. Clătirea se face cu atenție, pentru a nu dizloca fragmente de biofilm;

- Uscarea microplăcii;

- Eluarea colorantului reținut de biofilm în 120 μl etanol 95% (se pot utiliza și alți solvenți precum etanol și acetonă, metanol, acid acetic, DMSO) (Figura 12);

- Măsurarea absorbanței soluției etanol-cristal violet la lungimea de undă 595 nm, utilizând cititorul de microplăci Apollo 11, Berthold, Germania;

- După efectuarea a trei citiri pentru o microplacă, se calculează media citirilor, iar pe baza valorilor medii ale densității optice a replicatelor se determină capacitatea tulpinii respective de a forma biofilme. Astfel, tulpinile bacteriene se clasifică în:

- neaderente ($OD \text{ probă} \leq OD \text{ martor negativ}$)
- slab aderente ($OD \text{ martor negativ} < OD \text{ probă} < 2 OD \text{ martor negativ}$)
- moderat aderente ($2 OD \text{ martor negativ} < OD \text{ probă} < 4 OD \text{ martor negativ}$)
- puternic aderente ($OD \text{ probă} > 4 OD \text{ martor negativ}$) (Stepanović și colab., 2000).

Protocol pentru evaluarea efectului anti-biofilm al antibioticelor brute obținute în laborator

Notă: Acest protocol este adaptat pentru evaluarea capacității antibioticelor obținute în laborator de a împiedica formarea biofilmului bacterian și utilizează microplăcile deja citite pentru evaluarea efectului antimicrobian asupra bacteriilor planctonice, conform protocolului descris la Metoda II. Acest test nu se aplică în scopul evaluării efectului bactericid asupra bacteriilor din biofilmul matur.

Modul de lucru:

- Îndepărtarea mediului de cultură;
- Clătirea microplăcii cu apă distilată sterilă pentru îndepărtarea celulelor planctonice;
- Colorarea biofilmului prin adăugarea a 120 μ l soluție cristal violet 0,1% și menținerea timp de 10 minute;
- Eliminarea colorantului și clătirea microplăcii cu apă distilată sterilă până când apa rămâne incoloră;
- Uscarea microplăcii;
- Eluarea colorantului reținut de biofilm în 120 μ l etanol 95%;
- Măsurarea absorbanței soluției etanol-cristal violet la lungimea de undă 595 nm, utilizând cititorul de microplăci Apollo 11, Berthold, Germania;
- După efectuarea a trei citiri pentru o microplacă, se calculează media citirilor, iar pe baza valorilor medii ale densității optice a replicatelor se determină capacitatea fiecărui antibiotic de a preveni formarea biofilmului bacterian, pentru fiecare tulpină, denumit procentul de inhibiție a biofilmului, după formula:

$$\text{Procent de inhibiție} = \frac{OD \text{ martor pozitiv} - OD \text{ probă tratată}}{OD \text{ martor pozitiv}} \times 100$$




Figura 12. Evaluarea efectului antimicrobian asupra producerii biofilmului al extractelor brute de antibiotic (P1 – P4) pe tulpini bacteriene de *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *E. faecalis*, *S. aureus* și *B. subtilis*.

Întrebări și exerciții

1. De ce se utilizează o varietate de tulpini bacteriene pentru evaluarea
2. luarea potențialului antimicrobian al compușilor testați?
3. De ce sunt necesare repetiții ale evaluărilor experimentale (duplicate/triplicate)?
4. Care este scopul utilizării inoculului bacterian cu turbiditate standardizată de aproximativ 0,5 McFarland? Ce neajunsuri poate să aibă totuși abordarea pe baza turbidității?
5. Care este rolul controlului pozitiv? Dar al controlului negativ?
6. Care este diferența între martorii negativi din prima și ultima coloană a microplăcii? Ce indică fiecare?
7. Oferiți o interpretare integrativă a rezultatelor obținute pentru fiecare din cele trei metode.
8. Care sunt mecanismele genetice ale rezistenței bacteriene la antibiotice?
9. Cum pot reacționa bacteriile în cazul aplicării unor doze subinhibitorii ale antibioticului?
10. Ce concentrații de antibiotic sunt necesare pentru a asigura prevenția formării biofilmului? Dar pentru distrugerea biofilmului matur? Exemplificați aplicații cu relevanță medicală pentru fiecare din cele două situații.
11. Punctați în acest context noțiunile de toleranță, rezistență și reziliență.
12. Accesați linkurile de mai jos și urmăriți protocoalele dezvoltate de O'Toole și colab. (2011) și de Skogman și colab. (2016). Identificați asemănările și deosebirile dintre cele două metode și cea utilizată de noi în laborator. <https://www.jove.com/v/2437/microtiter-dish-biofilm-formation-assay>
<https://app.jove.com/v/54829/a-platform-of-anti-biofilm-assays-suited-to-the-exploration-of-natural-compound-libraries>
13. Imaginați un protocol de lucru pentru o metodă de screening cu randament crescut pentru evaluarea efectului bactericid al compușilor asupra biofilmului matur.

Investigarea clusterului de gene responsabile de biosinteza penicilinei

Activități și competențe:

- Verificarea genelor implicate în biosinteza metaboliților secundari
- Biotehnologie analitică: metode moleculare și bioinformatică
- Manipularea genetică și optimizarea compușilor

Principiul lucrării

Izolatele capabile să producă metaboliți secundari cu potențial antibiotic pot fi explorate la nivel genomic pentru identificarea genelor clusterului de biosinteză. Tehnica amplificării PCR produce cantități mari ale unui fragment de ADN strict definit, iar ampliconii pot fi evidențiați prin electroforeză în gel de agaroză.

De la compuși naturali cu potențial antimicrobian la clusterul biosintezei

Odată detectată activitatea antimicrobiană a unui complex de produși naturali obținuți prin biosinteză, compușii de interes sunt mai departe purificați printr-o combinație de metode cromatografice, pentru elucidarea componenței și ulterior descifrarea structurii moleculelor active. Tulpina producătoare este la rândul ei supusă investigării. Secvențierea și explorarea genomului, cuplată cu transcriptomica, permit identificarea clusterului de gene implicate în biosinteza moleculei naturale active. Pentru a confirma că grupul corect de gene a fost identificat, se efectuează experimente de inactivare a genelor. Mutantele rezultate sunt analizate pentru producerea unor produși particulari. Odată ce întreg complexul de gene a fost inactivat, tulpina ar trebui să nu producă compusul de interes (Greule și colab., 2017). Cu toate că performanțele și accesibilitatea acestor explorări beneficiază în permanență de îmbunătățiri substanțiale, există în continuare limitări de costuri și de timp, care trebuie analizate. O varietate de teste preliminare pot stabili dacă într-adevăr compușii investigați sunt suficient de promițători pentru a justifica trecerea la pasul următor în dezvoltarea unui medicament.

După descoperirea penicilinei, unele sușe de *Penicillium* s-au dovedit capabile să producă cantități mai mari de antibiotic comparativ cu tulpina originală *P. rubens* ATCC 9478, izolată de Alexander Fleming. Astfel a fost cazul izolatului selectat la *Northern Regional Research Laboratory* (NRRL), SUA, și adoptat pentru producția industrială, *P. chrysogenum* (Thom) NRRL 1951 (reclasificat ulterior ca *P. rubens*). În întreaga lume au fost inițiate o serie de programe de îmbunătățire a tulpinilor prin metode clasice de izolare și selecție după inducerea aleatorie a unor mutații, vizând creșterea producției de antibiotic. De-a lungul timpului au fost obținute tulpini superproducătoare, precum Wisconsin 54-1255 la Universitatea din Wisconsin, SUA; P1 și P2 la Panlabs Inc., Taiwan; AS-P-78 și AS-P-99 la Antibioticos S.A., Spania; NMU2/40 și B14 la Biotika a.s., Slovacia, și altele. Amplificarea genelor implicate în biosinteza penicilinei la tulpini cu productivitate mare a fost inițiată în anii 1980 (Barredo și colab., 1989, Smith și colab., 1989). Regiunea amplificată a fost caracterizată, observându-se apariția unor repetiții în tandem (Fierro și colab., 1995). La fungii producători de penicilină G, cele trei gene care codifică enzimele ACV-sintetaza (*pcbAB*), izopenicilin-N-sintetaza (*pcbC*) și izopenicilin-N-aciltransferaza (*penDE*) se află în același cluster, iar reglarea biosintezei a

fost în mare parte elucidată (Brakhage și colab., 2004). Ipoteza copiilor multiple ale genelor ce codifică enzimele responsabile a fost confirmată (Šmidák și colab., 2010), tulpinile industriale având în general două până la opt copii copii ale clusterului biosintezei. Corelația dintre dublurile clusterului de gene din calea biosintezei și superproducția de penicilină își pierde însă semnificația la un număr mare de copii, iar superproducția de penicilină nu crește exponențial (Nijland și colab., 2010). Studii mai noi indică faptul că secreția unei mari cantități de penicilină nu este neapărat dependentă de numărul de copii ale celor trei gene, ci este mai degrabă rezultatul implicării unui complex de mecanisme reglatoare (Ziemons și colab., 2017). Recent, analiza genomică comparativă între diverse tulpini de *P. rubens* indică, pe lângă duplicări ale clusterului biosintezei la variantele industriale, și modificări ale secvențelor genelor efectoare la tulpinile sălbatice (Pathak și colab., 2020). Astfel, abordarea clasică de îmbunătățire a tulpinilor prin mutageneză e posibil să fi ratat unele soluții pentru optimizarea designului molecular al penicilinei în comparație cu selecția naturală a fungilor de tip sălbatic. Speciile de *Penicillium* reprezintă platforme versatile de producere a unei varietăți de metaboliți secundari, printre care peptide non-ribosomale, policetide și molecule hibride (Guzmán-Chávez și colab., 2018). În contextul evoluției fenomenului de rezistență la antibiotice, abordările viitoare ar putea folosi soluții explorate de natură ca model pentru dezvoltarea unor noi antibiotice.

Tehnica amplificării folosind reacția în lanț a polimerazei (PCR) poate fi o bună alegere pentru verificarea prezenței genelor implicate în biosinteza antibioticelor la tulpini de *Penicillium rubens*. Metoda implică pregătirea matricii de ADN genomic, amplificarea unor fragmente țintă specifice genelor ce codifică enzimele căii de biosinteză și vizualizarea ampliconilor. În cazul investigării unor tulpini bacteriene, matricea de ADN poate fi reprezentată de o suspensie de ADN genomic extras în prealabil, de o suspensie bacteriană sau o mică cantitate de colonie proaspătă (*colony-PCR*). În cazul fungilor, matricea de ADN poate fi o suspensie de ADN genomic extras în prealabil sau o suspensie de spori. Extragerea ADN-ului genomic este laborioasă, consumatoare de timp, costisitoare și implică substanțe chimice toxice. O tehnică rapidă și robustă este *squash-PCR*, care presupune spargerea sporilor și eliberarea ADN-ului genomic fungic ca șablon pentru amplificare (Yuan și colab., 2023).

Specificitatea reacției PCR este determinată de amorse sau primeri (oligonucleotide de ADN monocatenar cu o lungime de 15-30 pb), care sunt complementare secvențelor de ADN ce flanchează regiunea țintă. Ca urmare a reacției PCR, sunt produse milioane sau miliarde de copii ale unui fragment de ADN aflat între amplasamentele de cuplare a amorsoarelor. O amplificare de succes poate fi realizată pornind de la doar câteva copii ale ADN matriță, într-un aparat special destinat acestui proces, denumit thermocycler.

În acest scop, numărul de cicluri variază, în funcție de aplicație, în mod curent de la 20 la 40. Deoarece fiecare ciclu de PCR începe cu denaturarea moleculelor de ADN dublu catenar la temperaturi ridicate (95°C), este esențial să se utilizeze o ADN polimerază termostabilă, de obicei Taq polimeraza sau derivații acesteia. Pentru a reduce amplificarea nespecifică și pentru a atenua problemele care rezultă din lipsa de specificitate a amorsoarelor se utilizează adesea polimeraza HotStart. Enzima este modificată în așa fel încât să rămână complet inactivă la temperatura camerei. O incubare prelungită (3-15 minute) la 95°C este necesară pentru activarea enzimei. Etapele reacției:

- Prima etapă a acestei reacții ciclice este denaturarea. În timpul denaturării în urma încălzirii amestecului la o temperatură foarte ridicată, la 94-95°C, punțile de hidrogen dintre cele două catene ale ADN-ului se rup.

- În etapa următoare denumită aliniere, oligonucleotidele sintetice (amorsele) se aliniază lângă regiunile complementare ale matriței monocatenare a ADN. Această aliniere va avea loc la temperatura de topire a amorsoanelor, de obicei între 40 și 60°C.

- Ultima etapă a acestei reacții este elongarea, care este de fapt sinteza propriu zisă de ADN, la o temperatură de 72°C. În prezența ionilor de magneziu și a dezoxiribonucleotidelor, ADN polimeraza termostabilă va extinde amorsele atașate matriței țintă, în direcția 5' – 3'. Cu ajutorul repetării ciclice a etapelor sus-menționate va avea loc amplificarea segmentului țintă de ADN.

Pentru desfășurarea optimă a PCR, amestecul de reacție trebuie să conțină următoarele:

- Amorse: oligonucleotide sintetice care servesc ca punct de plecare pentru sinteza lanțului complementar cu ajutorul ADN polimerazei, marcând cele două capete ale regiunii care trebuie să fie amplificată. Dacă produșii de amplificare urmează a fi introduși într-un analizor genetic automat, se utilizează amorse marcate fluorescent;

- Soluție tampon: oferă concentrația ionică și pH-ul necesar pentru buna funcționare a polimerazei;

- ADN polimerază: enzima care facilitează sinteza lanțului complementar. Cel mai des utilizată este ADN polimeraza Taq, izolată din bacteria termofilă *Thermus aquaticus*;

- MgCl₂: cofactorul polimerazei Taq;

- Nucleotide libere (dezoxiribonucleotid trifosfați, dNTP): monomerii reacției;

- ADN țintă: suspensia de spori zdrobiți;

- Apă ultrapură: pentru diluarea mediului de reacție la concentrația optimă.

Reacția PCR care implică mai mult de o pereche de amorse, pentru a amplifica regiuni multiple din ADN, este denumită PCR multiplex. PCR multiplex este de obicei mai dificil de implementat decât reacția standard, fiind utilizate în mod obișnuit amestecuri preformulate de tipul Master Mix. Acestea conțin, într-o mixtură preformată și tamponată, ADN-polimeraza termostabilă, dNTP din fiecare tip, ionii de Mg²⁺ și eventual coloranții necesari pentru migrare. Pentru optimizarea reacției trebuie să se țină cont de specificitatea și temperatura de aliniere a amorsoanelor utilizate, precum și de lungimea fragmentelor țintă.

Designul amorsoanelor implică utilizarea unor platforme bioinformatică care generează secvențe ale unor primeri conform unor specificații predeterminate, pe baza secvenței genetice de interes. Astfel de instrumente sunt PrimerBlast a *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/>), Primer3 (<https://primer3.ut.ee/>), PerlPrimer (<https://perlprimer.sourceforge.net/>), FastPCR (<https://primerdigital.com/fastpcr.html>), OligoPerfect Designer (<https://www.thermofisher.com/ro/en/home/life-science/oligonucleotides-primers-probes-genes/custom-dna-oligos/oligo-design-tools.html>) și multe altele. Perechile de amorse se validează in silico, iar eficiența amplificării se optimizează in vitro, etape necesare chiar și atunci când secvențele amorsoanelor sunt preluate din literatură.

Recomandările generale în designul amorsoanelor:

- Lungimea secvențelor cuprinsă între 18 și 30 de nucleotide, în funcție de heterogenitatea secvenței;

- Temperatura de topire (T_m) între 52°C și 58°C (amplificare cu ADN polimerază Taq), cu o diferență nu mai mare de 5°C între T_m a celor două amorse;

- Conținutul GC între 40% și 60%, cu terminație în C sau G la capătul 3', pentru a promova legarea și adăugarea a 3-4 nucleotide la capătul 5', situsul enzimei de restricție, pentru a permite tăierea eficientă în cazul clonării;

- Distribuția echilibrată a domeniilor bogate în GC și în AT, evitarea a mai mult de 3 repetiții succesive ale unei baze și a dinucleotidelor (de exemplu ACCCC sau AATATAT);

- Evitarea regiunilor cu structură secundară prin verificarea omologiilor intra-primer (mai mult de 3 baze complementare în secvența unei amorse) și inter-primer (primeri sens și antisens cu secvențe complementare). Aceste circumstanțe pot duce la formarea acelor de păr, auto-dimerilor sau dimerilor de primeri, prejudiciind alinierea amorsele la secvențele de ADN țintă.

Rezultatul amplificării PCR este ulterior examinat prin electroforeză. Electroforeza în gel este o tehnică utilizată pe scară largă pentru analiza acizilor nucleici și proteinelor, o metodă de bază în laboratoarele de biologie moleculară, pentru pregătirea și analiza ADN-ului (gelul de agaroză) și a proteinelor (gelul de poliacrilamidă). Principiul tehnicii de separare constă în rata diferențiată de migrare a compușilor, pe baza mărimii particulelor, sub influența unui câmp electric. Agaroză este o polizaharidă purificată din alge marine, iar gelul de agaroză se prepară prin suspendarea agarozei deshidratate într-o soluție tampon, prin aducerea la punctul de fierbere până când granulele se dizolvă complet. După răcorire sub jet de apă este adăugat agentul intercalant (bromură de etidiu, RedSafe sau SbyrGreen), iar gelul este turnat într-o tavă. Pe măsură ce agaroză polimerizează, culoarea devine alb opac iar rezultatul este o gelatină flexibilă. În timpul electroforezei, gelul este imersat într-o cuvă care conține o soluție tampon de tris-acetat-EDTA (TAE) sau tris-borat-EDTA (TBE), iar la capete un electrod pozitiv și unul negativ. Soluția TAE/TBE are proprietăți de tamponare suficiente și oferă o bună rezoluție pentru fragmentele de ADN. ADN-ul care urmează să fie analizat este forțat de câmpul electric să traverseze porii gelului. Sub un câmp electric, moleculele de ADN, încărcate negativ, vor migra de la electrodul negativ – catod (negru) către electrodul pozitiv – anod (roșu). Viteza de migrare a moleculelor de ADN este influențată de mai mulți factori: puterea câmpului electric, concentrația de agaroză în gel și mărimea moleculelor de ADN. Moleculele mici de ADN se vor deplasa mai repede decât fragmentele mari. ADN-ul în sine nu este vizibil în interiorul unui gel de agaroză, iar acesta trebuie legat în prealabil de un agent care va fi vizualizat în UV (bromura de etidiu) sau lumină albastră (RedSafe, SbyrGreen etc.). Progresul ampliconilor poate fi estimat urmărind deplasarea benzilor de pigmenți prezenți în Master Mix sau în agentul de colorare a probelor. Frontul de migrare generat de banda galbenă este echivalentul unor fragmente ceva mai mici de 50 pb, în timp de banda albastră reprezintă un echivalent de migrare al fragmentelor de 3.500-4.500 pb (în gel de agaroză 1%). De asemenea, markerii ADN conțin pigmenți precum Orange G, ce reprezintă frontul de migrare, și xilen cianol, ce migrează echivalent fragmentelor mari de ADN, de aproximativ 4.000 pb. În TAE, albastrul de bromofenol migrează între xilen cianol și Orange G, echivalent unor molecule de ADN de 370 pb.

Verificarea prezenței și determinarea dimensiunii produșilor de PCR se realizează prin migrarea acestora în gel de agaroză de concentrație 1,5 – 2%, preparat în soluție tampon TAE/TBE și conținând bromură de etidiu sau RedSafe 0,5 μg/μl. Vizualizarea se realizează fie chiar în timpul migrării, utilizând un sistem de fotodocumentare în timp real, fie într-o incintă specială prevăzută cu lampă UV, denumită transiluminator. Determinarea dimensiunii fragmentelor amplificate se realizează prin comparare cu o scară conținând fragmente de lungime cunoscută. Markerul ADN se alege în funcție de lungime fragmentelor țintă așteptate.

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Necesar

- Micelii fungice provenite de la tulpinile de *Penicillium* sp. izolate anterior în laborator și o tulpină de referință (ATCC 9478, ATCC 28089 sau o altă variantă utilizată industrial)
- Lame și lamele din sticlă
- Apă ultrapură liberă de nucleaze
- Master Mix PCR (sau componente: ADN polimerază, dNTP mix, tampon cu MgCl₂, premix pigmenti *DNA loading dye*)
- Amorse sens – suspensie de lucru
- Amorse antisens – suspensie de lucru
- Tuburi PCR 0,2 ml
- Tuburi Eppendorf 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml de grad molecular
- Agaroză
- Soluție tampon TAE sau TBE
- Soluție bromură de etidiu sau RedSafe
- Marker ADN (*DNA ladder standard*)
- Pipete, vârfuri de pipetă
- Pix marker permanent
- Sticlărie de laborator: cilindri gradati 100 ml, 500 ml și 1000 ml, flacoane Erlenmeyer 250 ml
- Echipament de laborator: balanță, cuptor cu microunde, thermocycler, sistem complet de electroforeză, frigider, congelator -20°C, microscop optic

Mod de lucru

Amplificarea clusterului de gene responsabile de biosinteza penicilinei la *Penicillium* sp.

1. Designul și verificarea amorsoanelor. Configurarea programului de amplificare

În vederea detecției celor trei gene codificatoare ale enzimelor ACV-sintetaza, izopenicilin-N-sintetaza și izopenicilin-N-aciltransferaza, se dau secvențe ale amorsoanelor corespunzătoare. Urmăriți instrucțiunile de mai jos și completați informațiile lipsă din Tabelul 3:


- Utilizând baza de date UNIPROT (www.uniprot.org), căutați pe rând fiecare din cele trei proteine (*ACV synthetase*, *isopenicillin synthetase* și *isopenicillin acyltransferase*, incluzând în căutare *Penicillium*), sau alegeți la prima căutare intrarea cu codul A6N339-PENCH, pentru care este disponibil întreg clusterul penicilinei (Figura 13A);

- Derulând la secțiunea *Sequence/Sequence databases*, accesați secvența corespunzătoare de nucleotide din baza de date GenBank (Figura 13B);

- Descărcați secvența în format text FASTA (Figura 13C) și copiați-o într-un document Word. Eliminați rândurile prin accesarea funcției *Home/Replace/Find ^p/Replace all*;

- Ați obținut secvența completă a clusterului biosintezei. Verificați prezența fiecărei amorese prin accesarea funcției de căutare și marcați fragmentul respectiv. După ce ați găsit ambele amorese specifice unui fragment țintă, sens și antisens, determinați lungimea fragmentului țintă prin numărarea nucleotidelor, accesând funcția *Count/characters* (Figura 14);


A.



UniProtKB 8 results

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
P19787	ACVA_PENCH	N-(5-amino-5-carboxypentanoyl)-L-cysteiny-D-valine synthase[...]	acvA, pcbAB	Penicillium chrysogenum (Penicillium notatum)	3,746 AA
B6HLU1	ACVA_PENRW	N-(5-amino-5-carboxypentanoyl)-L-cysteiny-D-valine synthase[...]	acvA, pcbAB, PCH_Pc21g21390	Penicillium rubens (strain ATCC 28089 / DSM 1075 / NRRL 1951 / Wisconsin 54-1255) (Penicillium chrysogenum)	3,746 AA
P27743	ACVS_AMYLE	N-(5-amino-5-carboxypentanoyl)-L-cysteiny-D-valine synthase[...]	pcbAB	Amycolatopsis lactamdurans (Nocardia lactamdurans)	3,649 AA
A6N339	A6N339_PENCH	ACV synthetase	pcbAB	Penicillium chrysogenum (Penicillium notatum)	3,791 AA

B.




Sequence databases

NUCLEOTIDE SEQUENCE	PROTEIN SEQUENCE	MOLECULE TYPE	STATUS
EF601124	ABR12615.1	Genomic DNA	

Similar Proteins

Protein name	Organism	Length
PcbAB	Penicillium chrysogenum (Penicillium notatum)	49

C.



Penicillium chrysogenum strain Wisconsin 54-1255 penicillin biosynthetic gene cluster, partial sequence

GenBank: EF601124.1

FASTA Graphics

LOCUS EF601124 59497 bp DNA linear PLN 23-JUL-2016

DEFINITION Penicillium chrysogenum strain Wisconsin 54-1255 penicillin biosynthetic gene cluster, partial sequence.

ACCESSION EF601124

VERSION EF601124.1

KEYWORDS .

SOURCE Penicillium chrysogenum

ORGANISM Penicillium chrysogenum

Eukaryota; Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina;

Figura 13. Obținerea secvențelor de referință. **A.** Identificarea secvenței de referință a enzimei ACV-sintetaza în baza de date UNIPROT; **B.** Accesarea secvenței de nucleotide a genei codificatoare în platforma GenBank; **C.** Descărcarea secvenței de nucleotide în format FASTA.

Tabelul 3. Parametrii utilizați pentru detecția clusterului de genei responsabile de biosinteza penicilinei și condițiile desfășurării reacției PCR

Gena	Secvența amorselor (5'-3')	Dimensiunea fragmentului țintă (pb)	Temperatura de aliniere (°C)
<i>pcbAB</i>	CCAGTTCAGTCTGGTGCTCA / GTTTACCTTGGCCTGCACA	161	57
<i>pcbC</i>	ACGGCACCAAATTGAGTTTC / GCTACATGGCACACATCACC	*	*
<i>penDE</i>	CGAAGAAGACGGACGAAGA / TGTCATGCTTAATACCCGCA	*	*

Notă: * se vor calcula și completa valorile corespunzătoare.





Figura 14. Verificarea amorselor în secvența de referință și determinarea lungimii fragmentului țintă.

- Pentru a calcula temperatura optimă de aliniere și a verifica compatibilitatea amorselor perechi, accesați platforma Tm calculator pe site-ul www.thermofisher.com. Selectați tipul ADN polimerazei (*Taq*), metoda (*single pair*), introduceți secvențele celor două amorse și păstrați concentrația standard a primerilor la 0,5 μ M (Figura 15). Notați temperatura de aliniere indicată.

C. Pregătirea suspensiilor de ADN

- Se pregătesc matrițele de ADN fungic prin pipetarea a 50 μ l suspensie de spori pe o lamă microscopică și presarea cu ajutorul lamelei, prin mișcări de frecare. Se verifică la microscop înainte și după executarea procedurii de strivire a materialului biologic, pentru a verifica disrupția celulară.



thermofisher.com/ro/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-li...

Save up to 31% on cell culture solutions* Save now >

ThermoFisher SCIENTIFIC

Search All Search by catalog number, product name, keyword, application

Order Status Qui

ID #1	Sequence #1	Molecular weight g/mol	Extinction coefficient l/(mol·cm)	Tm °C	ID #2	Sequence #2	Molecular weight g/mol	Extinction coefficient l/(mol·cm)	Tm °C	Annealing Temperature °C
Primer#1	CCAGTTCAGTCTG GTGCTCA	6084.0	183700.0	58.9	Primer#2	GTTTACCTTGCC TGCACA	5754.8	171100.0	57.5	58.9

Figura 15. Verificarea compatibilității amorselor și calcularea temperaturii de aliniere în platforma ThermoFisher.

D. Pregătirea amestecului de reacție și derularea PCR

Atenție: Toate operațiile se execută purtând mănuși de protecție și se evită contaminarea încrucișată! Înainte de a realiza amestecul de reacție, toți reactivii se decongelează și se omogenizează.

- Se notează tuburile de PCR cu codurile genei țintă și a tulpinilor;
- Se calculează volumele componentelor și se realizează mixul de PCR (volum total de 15 μ l per probă, pentru numărul total de probe aflate în lucru + control negativ + control pozitiv), și se vortexează:

- Master Mix PCR (sau componente: suspensii ADN polimerază, dNTP mix, tampon cu $MgCl_2$)
- Amorse sens – suspensie de lucru
- Amorse antisens – suspensie de lucru
- Apă ultrapură liberă de nucleaze
 - Se pipetează amestecul în fiecare tub de PCR – câte 13 μ l;
 - Se pipetează câte 2 μ l suspensie spori în fiecare tub, direct în amestec;
 - Un tub se păstrează pentru controlul negativ și unul se utilizează drept martor pozitiv;
 - Se pipetează 2 μ l apă ultrapură în controlul negativ și 2 μ l suspensie ADN matriță de referință în controlul pozitiv;
 - Se închid cu grijă tuburile și se plasează în thermocycler;
 - Se setează programul PCR:
 - Etapa 1: denaturare inițială – 5 minute la 94°C – 1 ciclu;
 - Etapa 2 - 35 de cicluri:
- Denaturare – 94°C, 60 s
- Aliniere – temperatura și timpul adaptate amorselor utilizate (40-60°C, 30-60 s)
- Elongare – 72°C, timp adaptat lungimii fragmentului țintă așteptat
 - Etapa 3: elongare finală – 5 minute la 72°C – 1 ciclu;
 - Se răcesc tuburile la 4°C timp de 1 minut;
 - Dacă nu se migrează imediat, se păstrează la frigider sau la congelator, după caz.

Evidențierea ampliconilor rezultați

1. Prepararea gelului de agaroză:

- 100 ml soluție tampon TAE 1x
- 1,5 g agaroză
- 5 μ l soluție bromură de etidiu 10 mg/ml

Notă: se utilizează în general soluții stoc TAE 50x, care se diluează în momentul utilizării.

2. Pregătirea sistemului de electroforeză și turnarea gelului

- Se pregătește tava adecvată cu pieptenii corespunzători numărului de probe, martori și marker ADN;
- Se sigilează capetele tăvii cu sistemele de închidere furnizate sau cu bandă adezivă;
- Se plasează pieptenii în poziția corespunzătoare;
- Se dizolvă agaroză în soluția tampon TAE, într-un pahar Erlenmeyer 250 ml, prin încălzire în cuptorul cu microunde setat inițial la 700 V. Se reduce gradual intensitatea cuptorului și se prelungește timpul până la topirea completă. Se verifică repetat. **Atenție:** Prin fierbere gelul poate curge din pahar! După scoaterea din cuptorul cu microunde, agitarea se va face cu precauție.
- Se răcește paharul cu gel sub jet de apă până la 50-55°C, folosind o mănușă de termoprotecție pentru a ține gura paharului. Se agită continuu prin rotire ușoară;
- Se adaugă soluția de bromură de etidiu / RedSafe. **Atenție:** Bromura de etidiu este un reactiv mutagen, cancerigen și teratogen! După utilizare, se va dispensa vârful pipetei direct în punga pentru deșeuri BIOHAZARD!
- Se toarnă gelul în tavă, îndepărtându-se bulele de aer cu ajutorul unui vârf steril. Nu se utilizează vârful cu care s-a adăugat bromura de etidiu/RedSafe;
- Se așteaptă circa 10 minute până la întărirea gelului, când acesta devine opac;
- Se îndepărtează pieptenii cu atenție pentru a nu rupe godeurile.

3. Încărcarea probelor în gel

- Se pregătesc produșii de PCR în ordinea în care urmează a fi încărcăți pentru migrare, prevăzându-se godeurile pentru markerul ADN, control negativ și control pozitiv;
- Se alege un marker ADN potrivit pentru comparație cu fragmentul țintă;
- Se decongelează markerul și premixul de pigmenți (dacă nu s-a folosit un tampon colorat la amplificarea PCR);
- Se încarcă câte 10 μ l produs PCR în fiecare godeu, având mare grijă să se respecte ordinea probelor! Dacă premixul PCR nu a conținut pigmenți, se colorează fiecare probă cu 2 μ l *Orange Loading Dye*. Se notează în caiet schema gelului, împreună cu data și detaliile experimentului;
- Pentru purificarea ADN în vederea secvențializării se vor utiliza cantități mai mari, de 50 μ l produs PCR colorat corespunzător;
- Se încarcă câte 5 μ l marker ADN în godeurile corespunzătoare;
- Se îndepărtează capacele/banda adezivă de la marginea tăvii;
- Se plasează tava cu gel în cuva de electroforeză și se acoperă încet cu soluție tampon TAE 1x.

4. Migrarea produşilor de PCR

- Se plasează capacul pe cuva de electroforeză, conectându-se electrozii. Se verifică plasarea corectă a tăvii cu gel (*Run to Red!*);
- Se porneşte sursa (5 volţi / cm de gel între cei doi electrozi);
- Se verifică funcţionarea aparatului (fluxul de bule);
- Se verifică după câteva minute direcţia migrării fragmentelor ADN;
- Se aşteaptă până când banda de pigment galben ajunge la capătul gelului;
- Se opreşte sursa de curent electric;
- Se îndepărtează capacul;
- Se scoate cu grijă tava cu gel, ştergând excesul de soluţie tampon.

5. Vizualizarea produşilor de PCR şi preluarea imaginilor

- A. Pentru sistemul cu migrare şi vizualizare în timp real: Ampliconii se pot vizualiza după aproximativ 20-30 de minute de la pornirea sistemului, iar migrarea poate fi urmărită în timp real. Se poate fotografia gelul pentru documentare.
- B. Pentru transiluminator şi sistem de fotodocumentare:
 - Se porneşte în prealabil computerul, se porneşte camera foto şi se deschide programul de preluare a imaginilor;
 - Se plasează tava cu gelul de electroforeză în incinta camerei de vizualizare;
 - Se scoate gelul şi se aranjează în poziţie dreaptă;
 - Se închide uşa incintei şi se porneşte lampa UV;
 - Se vizualizează gelul pe ecranul monitorului verificând captarea integrală a imaginii şi se salvează imaginea (Figura 16).

Atenţie: Dacă se doreşte recuperarea fragmentelor de ADN pentru operaţii ulterioare (purificare din gel şi secvenţializare), expunerea gelului de electroforeză la radiaţiile UV va fi minimă! Imaginile vor fi analizate după ce au fost salvate, cu sursa de UV întreruptă.

6. Îndepărtarea gelului de agaroză:

Atenţie: Gelul de agaroză împreună cu consumabilele contaminate vor fi recuperate în pungi speciale pentru decontaminare! Se va evita contactul direct cu soluţiile de reactivi, cu gelul de electroforeză, cu soluţia tampon, cu vârfurile de pipetă etc. Se va evita contaminarea laboratorului şi a echipamentelor (mese, corpul pipetelor, pixuri, tastatură, robinet etc.).




Figura 16. Detecţia genei *pcbAB* în diverse tulpini fungice. Godeul 1: control negativ; godeul 3: control pozitiv; godeurile 2, 4 – libere; godeurile 5-17: probe; godeul 18: marker ADN 1000 pb (SM0371 Thermo Scientific).

Întrebări și exerciții

1. Urmăriți instrucțiunile din protocolul amplificării clusterului de gene responsabile de biosinteza penicilinei descris mai sus și completați informațiile lipsă în Tabelul 3.

2. Analizați comparativ protocolul implementat pentru acest experiment cu metodele descrise în articolul publicat de Leitão și colab. (2012): *Penicillium chrysogenum* var. *halophenolicum*, a new halotolerant strain with potential in the remediation of aromatic compounds in high salt environments. Explicați diferențele dintre cele două abordări și deduceți raționamente justificative.

3. Ce avantaje și ce dezavantaje prezintă tehnica *squash-PCR*?

4. Care sunt factorii responsabili de reușita reacției de amplificare PCR?

5. Explicați de ce se utilizează o polimerază termostabilă și care este rolul ei.

6. Ce tip de reacții de control se realizează și care este semnificația lor?

7. Care este funcția ionilor de Mg^{2+} în cadrul reacției?

8. Ce criterii trebuie să îndeplinească amorsele?

9. Care sunt factorii de care trebuie să se țină cont în designul unei reacții multiplex PCR?

10. Care este sensul elongării noii catene ADN?

11. Care este principiul migrării ADN în gel de electroforeză?

12. Care este poziția de plasare corectă a tăvii cu gelul încărcat în cuva de electroforeză? Ce se întâmplă dacă tava se plasează invers?

13. Care este scopul colorării probelor în vederea electroforezei?

14. Care este principiul vizualizării fragmentelor de ADN în gelul de electroforeză?

15. Analizați imaginea gelului din Figura 16. Câte probe au fost pozitive pentru gena *pcbAB*?

Apreciați dimensiunea fragmentului țintă.

16. Care sunt măsurile de protecție și de ce este absolut necesară respectarea acestora?

17. Care sunt condițiile de calitate pentru consumabilele utilizate în analiza PCR?

18. Ce semnificație au moleculele pirogene pentru industria farmaceutică, care sunt metodele de testare și pentru ce forme farmaceutice se impune investigarea pirogenității?

Analiza ADMET și optimizarea moleculelor farmaceutice

Activități și competențe:

- *Drug-likeness*, optimizarea compuşilor, a formulării și administrării
- Biodisponibilitatea și toxicitatea moleculelor farmaceutice: screeningul in silico
- Chimie combinatorială și biotehnologie analitică, metode virtuale și bioinformatică

Principiul lucrării

Absorbția, distribuția, metabolismul, excreția și toxicitatea (ADMET) dețin un rol cheie în descoperirea și dezvoltarea medicamentelor. Un medicament candidat de înaltă calitate nu numai că ar trebui să aibă eficacitate împotriva țintei terapeutice, ci și să prezinte caracteristici farmacocinetice și toxicitate adecvate, la o doză terapeutică. O serie de modele in silico sunt dezvoltate și îmbunătățite continuu pentru predicția proprietăților ADMET.

Modelarea profilului ADMET al moleculelor farmaceutice

De la administrarea medicamentului și până la apariția efectului terapeutic, în organism au loc o serie de fenomene derulate în faze succesive: biofarmaceutică (eliberarea substanței medicamentoase și dizolvarea acesteia în lichidul biologic), farmacocinetică (ADME) și farmacodinamică (interacțiunea moleculelor substanței medicamentoase cu receptorii și declanșarea unor modificări fiziologice cu apariția efectelor). Realizarea efectului terapeutic vizează toate caracteristicile substanței medicamentoase, dar și proprietățile medicamentului, aspectele administrării și biodisponibilității, particularități legate de starea gazdei, diverse interacțiuni etc. Calitatea de potențial medicament a unei molecule (*drug-likeness*) nu este ușor de evaluat în ceea ce privește atât de multe aspecte. Un set de ghiduri bazate pe asocieri consecvente între structura și proprietățile moleculei au fost generate prin analiza unor parametri de bază ce influențează profilul ADMET: solubilitate, permeabilitate, biodisponibilitate, volum de distribuție, legarea proteinelor plasmatică, penetrarea la nivelul sistemului nervos central și a barierei hemato-encefalice, legarea la țesutul cerebral, efluxul glicoproteinei P, inhibarea canalului hERG și a citocromilor P450 umani majori (Guan și colab., 2018).

Drug-likeness reprezintă un concept calitativ utilizat în proiectarea medicamentelor, pentru molecule ce se pretează dezvoltării unui medicament, în raport cu factori farmacologici precum biodisponibilitatea. Unele proprietăți moleculare pot influența puternic biodisponibilitatea compusului: numărul de grupe funcționale donoare și/sau acceptoare de legături de hidrogen la nivelul perechii/perechilor de electroni neparticipanți, numărul de legături rotative și masa moleculară. *Drug-likeness* este estimată din structura moleculară, înainte ca substanța să fie sintetizată și testată. Inițial, conceptul de *drug-likeness* se baza pe „regula celor cinci” (RO5). RO5 (regula lui Lipinski, regula Pfizer 5) evaluează analogia ca medicament, determinând dacă un compus chimic cu o anumită activitate farmacologică sau biologică are proprietăți fizice și chimice care ar permite dezvoltarea unui medicament uman activ pe ruta orală (Lipinski și colab., 2001). RO5 este cea mai cunoscută metodă originală aplicată pentru a distinge dacă o moleculă este bine absorbită în cazul administrării pe cale orală, prin îndeplinirea următoarelor criterii, cu excepția cel mult a unuia:

- Greutatea moleculară (M) ≤ 500 Da;
- Coeficientul de partiție octanol/apă ($\log P$) ≤ 5 ;
- Numărul de grupe funcționale donoare de legături de hidrogen la nivelul perechii/perechilor de electroni neparticipanți (legături N-H și O-H) ≤ 5 ;
- Numărul de grupe funcționale acceptoare de legături de hidrogen la nivelul perechii/perechilor de electroni neparticipanți (atomi de N și O) $\leq 10,6$.

Conform RO5, o moleculă administrată pe cale orală nu ar fi activă dacă încalcă mai mult de unul dintre cele patru criterii. Cu toate acestea, regula nu este potrivită pentru produsele naturale complexe. Metodele de investigare ale proprietăților compușilor au fost permanent îmbunătățite, fiind propuse mai multe reguli și filtre similare cu RO5. Ulterior, au fost concepute programe de screening in silico mult mai complexe care permit evaluarea moleculelor farmaceutice. Pe lângă biodisponibilitate, este foarte important și profilul de siguranță al compușilor, care ilustrează efectele adverse detectabile ale medicamentului. Moleculele lipofile, care au un grad mai mic de polaritate, au o probabilitate mai mare de a declanșa evenimente de toxicitate (Hughes și colab., 2008). Spre exemplu, unul dintre cele mai importante efecte adverse este fosfolipidoza indusă de medicamente, ce reprezintă o acumulare excesivă de fosfolipide în lizozomi (Breiden și Sandhoff, 2019). Regula GlaxoSmithKline 4/400 consideră compușii cu $\log P > 4$ și $M > 400$ Da ca având un profil de siguranță mai puțin favorabil (Gleeson, 2008). Regula Pfizer 3/75 ia în considerare valorile $\log P > 3$ și aria suprafeței polare totale (tPSA) $< 75 \text{ \AA}^2$ ca generatoare de efecte adverse. O altă modalitate de a testa siguranța unui compus este oferită prin aplicarea regulilor Lilly Med Chem (un set de 275 de reguli) pentru a identifica și respinge compușii reactivi de tipul oxidanților, detergenților, compușii instabili sau compușii lipsiți atât de atomi de oxigen, cât și de atomi de azot (Bruns și Watson, 2012).

Toxicitatea medicamentului poate apărea ca urmare a ingerării unei supradoze de medicament, când o cantitate prea mare de substanță activă ajunge în organism. Acest lucru se poate întâmpla dacă doza administrată depășește cantitatea prescrisă sau dacă doza prescrisă este prea mare. Predicția toxicității compusului reprezintă o componentă importantă a procesului de dezvoltare a medicamentului. Estimările de toxicitate computațională nu sunt doar mai rapide decât determinarea dozelor toxice la animale, dar pot ajuta și la reducerea experimentelor pe animale de laborator. Mai multe informații despre reglementările EMA privind principiile etice ale testării medicamentelor pe animale și conceptele de înlocuire, reducere și rafinare (*Animal Ethics 3R*) sunt disponibile (<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/ethical-use-animals-medicine-testing>).

Țintele responsabile de toxicitate sunt ținte proteice care au fost asociate cu reacții adverse la medicamente și cu efecte toxice. Abordările in silico evaluează posibila legare a compușilor investigați la țintele de toxicitate, folosind o colecție de farmacofori pe bază de liganzi proteici. Modelele bazate pe farmacofor implică:

- Toxicitatea orală
- Toxicitatea de organ (hepatotoxicitate)
- Punctele finale de toxicitate
 - Carcinogenitatea
 - Imunotoxicitatea
 - Mutagenitatea
 - Citotoxicitatea

- Căile de semnalizare a receptorului nuclear Tox21 (Receptor de hidrocarburi aril (AhR))
 - Receptorii de androgeni (AR)
 - Domeniul de legare a ligandului receptorilor de androgeni (AR-LBD)
 - Aromataza
 - Receptorul de estrogen alfa (ER)
 - Domeniul de legare a ligandului receptorului de estrogen (ER-LBD)
 - Receptor Gamma activat cu proliferarea peroxizomilor (PPAR-Gamma)
- Căile de răspuns la stres Tox21
 - Factorul nuclear (nrf2/ARE)
 - Elementul de răspuns al factorului de șoc termic (HSE)
 - Potențialul de membrană mitocondrială (MMP)
 - Fosfoproteina (supresor tumoral) p53
 - Domeniul AAA al familiei ATPazelor care conține proteina 5 (ATAD5).

Dozele toxice ale compușilor sunt adesea date ca valori DL50 în mg/kg greutate corporală. DL50 reprezintă doza letală medie, adică doza de compus la care 50% dintre subiecții expuși mor. Clasele de toxicitate sunt definite în conformitate cu sistemul armonizat global de clasificare a etichetării substanțelor chimice. Valorile DL50 se apreciază în mg/kg:

- Clasa I: fatal în caz de înghițire ($DL50 \leq 5$)
- Clasa II: fatal în caz de înghițire ($5 < DL50 \leq 50$)
- Clasa III: toxic în caz de înghițire ($50 < DL50 \leq 300$)
- Clasa IV: nociv în caz de înghițire ($300 < DL50 \leq 2000$)
- Clasa V: poate fi dăunătoare dacă este înghițită ($2000 < DL50 \leq 5000$)
- Clasa VI: netoxic ($DL50 > 5000$)

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Pentru realizarea acestui proiect, veți alege propriile molecule-candidat, în mod ideal substanțe medicamentoase, molecule naturale sau semisintetice, și veți efectua screening-ul in silico al proprietăților ADMET. Moleculele candidat pot avea o structură similară (de exemplu, metaciclină și tetraciclină; doxorubicină și daunorubicină; benzilpenicilină și ampicilină) sau diferită (de exemplu, benzilpenicilină și doxorubicină).

Protocol de lucru

Realizați o fișă (document Word) cu parcurgerea punctelor de mai jos:

1. Definiți biodisponibilitatea. (noțiuni din curs)
2. Alegeți două molecule candidat. Descrieți pentru fiecare din cei doi compuși selectați: molecule, medicamentul (dacă este cazul), efectele farmacologice și indicațiile terapeutice. Dacă ați ales un medicament aflat în comercializare, puteți accesa baza de date DrugBank (<http://www.drugbank.ca/>).
3. Accesați una dintre următoarele baze de date pentru a afla mai multe informații relevante și a obține structura moleculei:
 - DrugBank (<http://www.drugbank.ca/>)
 - ChEMBL (<https://www.ebi.ac.uk/chembl/db/>)
 - WITHDRAWN3 (<http://cheminfo.charite.de/withdrawn/>)

- PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>)


Veți avea nevoie de formula moleculei în formatul SMILES: SMILES (*Simplified Molecular Input Line Entry System*) reprezintă un sistem de notare chimică care permite reprezentarea unei structuri chimice într-un mod care poate fi utilizat de un computer. Găsiți moleculele într-una din bazele de date menționate la pasul 2 și copiați *Isomeric SMILES*. Un exemplu pentru structura metaciclului din baza de date PubChem este disponibil în Figura 17A, iar în baza de date DrugBank găsiți formula SMILES în secțiunea *Chemical identifiers* (Figura 17B).

SEARCH FOR

Metacycline

Treating this as a text search.

BEST MATCH

 **Methacycline; Metacycline; 914-00-1; Randomycin; Methylenecycline; Tri-Methacycline; Methacyclinum; 6-**

Compound CID: 54675785

MF: C₂₂H₂₂N₂O₈ MW: 442.4g/mol

IUPAC Name: (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methylidene-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide

Isomeric SMILES: CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@H]([C@@H]3C(=C)C4=C(C(=CC=C4)O)C(=C3C(=O)[C@@]2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O

InChIKey: XIYOPDCBBDCGOE-IWVLMIASSA-N

InChI: InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-6,1(H2,23,31)/t10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1

Create Date: 2011-12-26

A.

go.drugbank.com/drugs/DB00931

Google Conectaj-vă la Yahoo Pagina de pornire... Google Scholar Google Traducere Dicționar explicativ... Journal Title Abbrev... Plagiat Online - Veri...

The Collaboration Between Industry and Academia in Drug Development Read Now!

DRUGBANK Online Explore For Drug Discovery For Clinical Software For Academic Research LOG IN

Type your search...

Identification Pharmacology Interactions Products Categories Chemical Identifiers

UNII IR235I7CSP

CAS number 914-00-1

InChI Key MHIGBKBJSQVXNH-IWVLMIASSA-N

InChI InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31)/t10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1

IUPAC Name (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylidene-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide

SMILES [H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(=C)C4=C(C(O)=CC=C4)C(=O)C3=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)C(O)[C@H]2N(C)C

B.

Figura 17. Formula metaciclului în format SMILES în bazele de date: A. PubChem și B. DrugBank

4. Screeningul ADMET

a). Partajați structura moleculei în platforma admetSAR2 (<http://lmmd.ecust.edu.cn/admetSar2/>) și analizați fiecare criteriu ADMET. Interpretați comparativ scorurile obținute pentru cele două molecule. În vederea predicției proprietăților ADMET (Figura 18), platforma admetSAR2 oferă și posibilitatea căutării compușilor, inclusiv a structurii SMILES. De asemenea, oferă opțiunea predicției avansate, unde pot fi scanați simultan un număr de până la 10 compuși.

Notă: Platforma admetSAR2 ar putea fi indisponibilă din cauza unor probleme de securitate. Dacă nu funcționează, accesați versiunea anterioară (admetSAR1) sau treceți la pasul următor și utilizați programul alternativ.




Figura 18. Inițierea predicției proprietăților ADMET în platforma admetSAR2

b). Accesați ADMETlab2.0 (<https://admetmesh.scbdd.com/service/evaluation/index>) (Xiong și colab., 2021). Partajați formula SMILES în fereastra programului ADMETlab2.0 și derulați operațiunea (Figura 19). Analizați rezultatele obținute. Interpretați valorile obținute pentru fiecare dintre cei doi compuși în ceea ce privește profilul parametrilor de chimie medicinală, absorbție, distribuție, metabolizare, excreție, proprietăți fizico-chimice și toxicitate. Comparați scorurile celor doi compuși. Arată diferit? Explicați.




Figura 19. Inițierea evaluării profilului ADMET în platforma ADMETlab2.0

Notă: Această platformă rulează numai molecule care conțin mai puțin de 128 de atomi. Dacă alegeți o moleculă mai mare, rulați-o doar în pasul următor.

c). Accesați platforma SwissADME (<http://www.swissadme.ch/index.php>) (Daina și colab., 2017). Încărcați formatul SMILES în fereastra dedicată, apoi derulați programul (Figura 20). Extrageți rezultatele obținute. Interpretați valorile generate de fiecare compus pentru proprietăți fizico-chimice,

lipofilie, solubilitate, farmacocinetică și *drug-likeness*. Repetați pentru cea de-a doua moleculă. Comparați scorurile celor doi compuși. Arată diferit? Explicați.

Figura 20. Model de inițiere a screeningului ADME pentru metoprolol în platforma SwissADME

5. Pentru predicția toxicității, accesați platforma ProTox3.0 (<https://tox.charite.de/protox3/>) și alegeți fereastra *TOX PREDICTION*. Căutați numele moleculei alese și structura moleculară va apărea în fereastră. Bifați parametrii toxicității și rulați programul (Figura 21). Această platformă permite modelări moleculare prin modificarea structurii moleculare direct în fereastra dedicată (Banerjee și colab., 2024). Ce semnificație are această posibilitate de optimizare a moleculei? Extrageți rezultatele predicției și interpretați toxicitatea compusului: valoarea DL50 și relevanța acesteia, clasa toxicologică și semnificația acesteia. Extrageți raportul de toxicitate și interpretați toate efectele relevante. Repetați screeningul toxicității pentru cea de a doua moleculă. Comparați scorurile celor doi compuși. Arată diferit? Explicați.

tox.charite.de/protox3/index.php?site=compound_input

[Yahoo](#)
[Pagina de pornire...](#)
[Google Scholar](#)
[Google Traducere](#)
[Dictionar explicativ...](#)
[Journal Title Abbrev...](#)
[Plagiat Online - Veri...](#)
[Performing Real Sta...](#)


[PROTOX HOME](#)
[TOX PREDICTION](#)
[F A Q](#)
[MODEL INFO](#)
[STATISTICS](#)
[CONTACT](#)
[LINKS/DOWNLOAD](#)

Tox-Prediction

Here you can input a compound via pubchem search, smiles string or drawing:

Pubchem-Name: e.g. Tamoxifen Tolcapone Vorinostat Troglitazone Aspirin
 Canonical Smiles: e.g. CCC(=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OCCN(C)C)C3=CC=CC=C3

Selected molecule : Methacycline



ChemDoodle®

To load a molecule click The deletes clicked atoms and deletes everything on the canvas.

Please select any additional models to predict:

Acute Toxicity and binding to 16 toxicity targets is always computed, further models can take ~10s time each

Organ Toxicity <input checked="" type="checkbox"/> Hepatotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> Neurotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> Nephrotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> Respiratory toxicity <input checked="" type="checkbox"/> Cardiotoxicity Toxicity end points <input checked="" type="checkbox"/> Carcinogenicity <input checked="" type="checkbox"/> Immunotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> Mutagenicity <input checked="" type="checkbox"/> Cytotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> BBB-barrier <input checked="" type="checkbox"/> Ecotoxicity <input checked="" type="checkbox"/> Clinical toxicity <input checked="" type="checkbox"/> Nutritional toxicity <input checked="" type="checkbox"/> Tox21 Nuclear receptor signalling pathways <input checked="" type="checkbox"/> Aryl hydrocarbon Receptor (AhR) <input checked="" type="checkbox"/> Androgen Receptor (AR) <input checked="" type="checkbox"/> Androgen Receptor Ligand Binding Domain (AR-LBD) <input checked="" type="checkbox"/> Aromatase <input checked="" type="checkbox"/> Estrogen Receptor Alpha (ER) <input checked="" type="checkbox"/> Estrogen Receptor Ligand Binding Domain (ER-LBD) <input checked="" type="checkbox"/> Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-Gamma) Tox21 Stress response pathways <input checked="" type="checkbox"/> Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2/antioxidant responsive element (nrf2/ARE) <input checked="" type="checkbox"/> Heat shock factor response element (HSE) <input checked="" type="checkbox"/> Mitochondrial Membrane Potential (MMP) <input checked="" type="checkbox"/> Phosphoprotein (Tumor Suppressor) p53 <input checked="" type="checkbox"/> ATPase family AAA domain containing protein 5 (ATAD5)	Molecular Initiating Events <input checked="" type="checkbox"/> Thyroid hormone receptor alpha (THRα) <input checked="" type="checkbox"/> Thyroid hormone receptor beta (THRβ) <input checked="" type="checkbox"/> Transthyretin (TTR) <input checked="" type="checkbox"/> Ryanodine receptor (RyR) <input checked="" type="checkbox"/> GABA receptor (GABAR) <input checked="" type="checkbox"/> Glutamate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) <input checked="" type="checkbox"/> alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate receptor (AMPA) <input checked="" type="checkbox"/> Kainate receptor (KAR) <input checked="" type="checkbox"/> Acetylcholinesterase (AChE) <input checked="" type="checkbox"/> Constitutive androstane receptor (CAR) <input checked="" type="checkbox"/> Pregnane X receptor (PXR) <input checked="" type="checkbox"/> NADH-quinone oxidoreductase (NADHox) <input checked="" type="checkbox"/> Voltage gated sodium channel (VGSC) <input checked="" type="checkbox"/> Na ⁺ /I ⁻ symporter (NIS) Metabolism <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP1A2 <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP2C19 <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP2C9 <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP2D6 <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP3A4 <input checked="" type="checkbox"/> Cytochrome CYP2E1
--	--

Start Tox-Prediction

Figura 21. Exemplu de predicție a toxicității metaciclului în platforma ProTox3.0

Screeningul in silico al biofarmaceuticelor pe bază de proteine și peptide

Activități și competențe:

- Reacțiile adverse la medicamente. Antigenitatea, imunogenitatea și potențialul alergen
- Siguranța biofarmaceuticelor generice și biosimilare
- Predicția epitopilor în dezvoltarea vaccinurilor
- Biotehnologie analitică, metode virtuale, bioinformatică și imunoinformatică

Principiul lucrării

Capacitatea de a provoca un răspuns imun se bazează pe două caracteristici ale moleculelor: antigenitate și imunogenitate. Evaluarea imunogenității și a potențialului alergen al produselor biofarmaceutice constituie o etapă crucială în procesul cercetării și dezvoltării medicamentului. Modele in silico bazate pe algoritmi imunoinformatici sunt aplicați pentru predicția imunogenității produselor biofarmaceutice.

Reacțiile adverse la medicamente

Reacțiile adverse la medicamente (ADR) se împart în reacții previzibile (legate de acțiunile farmacologice ale medicamentului la indivizi normali) și reacții imprevizibile (legate de răspunsul imunologic al individului și, ocazional, de diferențele genetice la pacienții susceptibili). Reacțiile adverse trebuie diferențiate de evenimentele adverse ale medicamentelor (ADE), care se extind dincolo de reacțiile adverse și includ daune legate de erorile de medicație și interacțiunile medicamentoase ori cu alimentele. În timp ce cunoașterea ADE este importantă în eforturile de îmbunătățire a siguranței pacienților, ADR reprezintă principalul obiectiv al agențiilor de reglementare și al supravegherii post-comercializare a medicamentelor.

Hipersensibilitatea la un medicament (DHR) se referă la simptome sau semne reproductibile în mod obiectiv, inițiate prin expunerea la acel medicament la o doză tolerată în mod normal de persoanele nehipersensibile. Este un tip de ADR imprevizibilă și include reacții induse de celulele imune sau inflamatorii, precum și alte mecanisme non-imunologice. Alergia la un medicament se referă la o reacție specifică DHR mediată imunologic. Pe baza mecanismului determinat de modul în care medicamentele interacționează cu sistemul imunitar, DHR pot fi clasificate ca reacții alergice și non-alergice. Reacțiile alergice sunt mediate de răspunsul imun specific la un medicament care acționează ca o haptană care poate duce la toate tipurile de reacții imune: tip I (medicate de IgE, produse de celulele B), tip II (medicate de IgG/IgM), tip III (imunocomplex) și IV (medicate de celule T). Cele mai frecvente sunt de tip I și IV, implicate atât în reacții imediate (IR) cât și non-imediate (NIR). DHR sunt clasificate clinic ca IR, care apar la 30-60 de minute după administrarea medicamentului sau NIR, ce apar la mai mult de o oră după administrarea medicamentului. Fiind mediate de imunoglobuline E (IgE), IR provoacă urticarie, angioedem sau anafilaxie, iar NIR (medicate celular prin limfocite T; non-IgE mediate) induc manifestări eterogene, variind de la exantem maculopapular sau erupție fixă, până la reacții adverse cutanate severe, reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice sau reacții ale unui singur organ, precum boala hepatică indusă de medicamente și reacții specifice medicamentului, cum ar fi sindromul de

hipersensibilitate. Sindromul de hipersensibilitate indusă de medicamente (sindromul DRESS – *drug rash with eosinophilia and systemic symptoms*) este o reacție severă de tip IV, declanșată în urma administrării unui medicament, mai frecvent asociate fiind medicamentele anticonvulsivante, antivirale, antibiotice, antidepresive și biologice (Franceschini și colab., 2019). IgE sunt esențiale pentru manifestarea și persistența majorității alergiilor de tip imediat, reprezentând o țintă crucială atât în scop de diagnostic, cât și pentru abordări terapeutice, precum imunoterapia specifică alergenului (Krause și colab., 2020). Reacțiile non-alergice includ toate celelalte IR fără un mecanism imunitar demonstrat. Ele nu se pot distinge clinic de reacțiile alergice și apar după interacțiunea medicamentului cu celulele inflamatorii (mastocite, bazofile și neutrofile) prin mecanisme bazate pe supra-inhibarea unor enzime specifice sau ocuparea unor receptori în afara țintei.

Alergiile sunt cauzate de o inițiere indecvată a răspunsului imun la antigeni, uneori inofensivi, din mediul înconjurător, ce afectează mucoasa căilor respiratorii superioare (rinita), plămânii (astmul), intestinul (alergiile alimentare) și pielea (dermatita). Rolul principal în aceste boli atopice îl reprezintă sensibilizarea alergică mediată de IgE specifice alergenului. Alergiile reprezintă una dintre principalele cauze ale bolilor cronice, cu o incidență crescută în ultimele decenii. Pentru a caracteriza un antigen, este crucial să se stabilească în ce măsură acesta este alergen și respectiv imunogen (Zhang și Tao, 2015). Au fost identificate o serie de mecanisme genetice implicate în sensibilizarea alergică (Bønnelykke și colab., 2013), însă metodele de diagnostic și tratament rămân deficitare.

Antigenii leucocitari umani (HLA) sunt implicați în aproape fiecare eveniment cheie din procesul de sensibilizare – răspunsul imun ce are loc la prima expunere la un alergen. HLA reprezintă o serie de glicoproteine codificate într-un complex de gene situate pe mai mulți loci strâns înlănțuiți, localizat pe cromozomul 6. Acest grup de gene numit complexul major de histocompatibilitate (MHC) este legat de funcția sistemului imunitar la om și codifică proteinele aflate pe suprafața celulelor prezentatoare de antigen (APC). HLA sunt esențiale pentru funcția imunitară, fiind împărțite în trei clase MHC (Pichler și Hausmann, 2016).

Elaborarea răspunsului imun este rezultatul cooperării a două categorii de celule: celulele limfoide și celulele accesorii ale răspunsului imun. Antigenul este recunoscut de celule specializate funcțional și înglobat de celule accesorii, ce prelucrează și prezintă antigenul. Prezentarea antigenului este treapta obligatorie care precede recunoașterea antigenilor proteici de către limfocitele T. Orice celulă care poartă pe suprafața ei molecule MHC participă la elaborarea răspunsului imun. Epitopii recunoscuți de limfocitele T sunt prezentați pe suprafața unei APC, unde sunt legați de moleculele MHC. La om, APC specializate (macrofage, celule dendritice și limfocite B) prezintă peptidele MHC clasa II, în timp ce majoritatea celulelor somatice nucleate prezintă peptidele MHC clasa I. Spre deosebire de limfocitele T, care recunosc doar antigenul prezentat în asociere cu MHC, limfocitele B recunosc și antigenul în forma nativă (Mihăescu, 2003; Nicholson, 2016).

Există trei procese principale prin care celulele T sunt stimulate de medicamente:

A. Conceptul de haptenă: Haptenele sunt compuși mici, chimic reactivi, care se leagă de proteine/peptide și le modifică covalent, stimulând sistemul imunitar înăscut fie prin legarea covalentă de proteinele celulare, sau prin formarea unui complex haptenă-carrier, care la rândul lui poate forma neoantigeni. Complexul haptenă-proteină este procesat și apoi prezentat celulelor T ca peptide modificate cu haptenă, iar limfocitele T pot reacționa cu aceste peptide.

B. Conceptul pro-haptenă: Pro-haptenele nu sunt chimic reactive și nu pot forma o legătură covalentă cu o peptidă. Pentru a deveni reactive chimic, ele trebuie metabolizate într-o haptenă.

C. Conceptul Pi (interacțiune farmacologică cu receptorii imunitari): un medicament inert din punct de vedere chimic, incapabil să se lege covalent de proteine, este însă capabil să se adapteze unora dintre numeroșii receptori imuni. În anumite circumstanțe, această interacțiune reversibilă medicament-receptor poate activa celulele imune specifice pentru antigenii peptidici, care apoi se extind și provoacă reacții inflamatorii de diferite tipuri (Franceschini și colab., 2019).

În cercetarea și dezvoltarea medicamentelor, compuși pe bază de proteine și peptide sunt în principal vizați pentru potențialele efecte imunogene și alergene. Antigenii polizaharidici au efecte slab imunogene, însă dețin potențial alergen. Imunogenitatea este o proprietate dezirabilă a vaccinurilor, dar poate constitui un obstacol în terapia cu biofarmaceutice pe bază de proteine și peptide. Peptidele, polimeri compuși din până la 50 de aminoacizi, pot să apară în mod natural în organism, pot fi produse în laborator prin sinteză chimică (produse peptidice sintetice) sau prin tehnologia ADN recombinat. O varietate de peptide bioactive de origine umană, dar și de la bacterii, fungi, plante și animale posedă proprietăți terapeutice (Wang și colab., 2022). În unele circumstanțe, impuritățile legate de peptide pot crea un potențial imunogen sau pot afecta în alt mod siguranța sau eficacitatea unui produs medicamentos peptidic.

Evaluarea imunogenității, a potențialului alergen și modificarea antigenilor constituie etape cruciale în procesul cercetării și dezvoltării biofarmaceuticelor, înainte de a fi administrate la om. Imunogenitatea este legată de activarea imunității adaptative. Complexitatea sistemului imunitar se manifestă prin numeroase mecanisme diferite, ceea ce permite utilizarea diferitelor abordări pentru predicția imunogenității produselor biofarmaceutice. Prin urmare, capacitatea de a provoca un răspuns imun se bazează pe două caracteristici ale medicamentului: antigenitate și imunogenitate. Toate moleculele imunogene au capacitate antigenică, dar reciproca nu este valabilă. Specificitatea antigenică este factorul implicat în imunogenitate și alergenitate, iar distincția dintre acestea permite caracterizarea tuturor tipurilor de antigeni moderni (Zhang și Tao, 2015). Interacțiunea poate depinde și de metabolismii generați, care pot fi mult mai reactivi decât medicamentul nativ, fiind uneori responsabili de sensibilizarea clinică. În administrarea medicamentelor, factorii de risc țin atât de medicament (natura moleculelor, doza, durata, frecvența expunerii, ruta de administrare și sensibilizarea încrucișată) cât și de gazdă (vârstă, sex, factori genetici, alte afecțiuni, reacții anterioare, sindromul alergiilor multiple).

Predicția și modelarea profilului imunogen și alergen al moleculelor biofarmaceutice

Disponibilitatea produselor biofarmaceutice generice a crescut în ultimul deceniu și, pe măsură ce brevetele lor expiră, se apropie apariția agenților biosimilari. Primul produs aprobat în UE ca biosimilar în anul 2006 a fost Omnitrope (somatropina). Potrivit *Generics and Biosimilars Initiative* (www.gabionline.net), până în luna decembrie 2023, EMA a recomandat aprobarea a 106 biofarmaceutice biosimilare pentru utilizare în UE, din clasele de produse de tipul: 1) hormon de creștere uman; 2) factor de stimulare a coloniilor de granulocite; 3) agent de stimulare a eritropoiezei; 4) insulină; 5) hormon foliculo-stimulant; 6) hormon paratiroidian; 7) inhibitor al factorului de necroză tumorală; 8) inhibitor al factorului de creștere a endoteliului vascular și 9) anticorp monoclonal. Numărul biofarmaceuticelor biosimilare autorizate pentru comercializare în UE s-a dublat în ultimii 4 ani (Barbier și colab., 2020).

Atât compușii de referință din medicamentele originale, cât și substanțele biosimilare, au potențialul de a provoca un răspuns imunogen, care poate avea un impact asupra profilurilor de eficacitate și siguranță ale medicamentului. Paradigma actuală în evaluarea imunogenității biofarmaceuticelor este orientată spre detectarea și caracterizarea anticorpilor anti-medicament generați in vivo la administrarea unui produs bioterapeutic. Cu toate acestea, multe dintre efectele adverse mediate imun pot fi determinate de formarea unor complexuri intermediare (Krishna și Nadler, 2016). Deși în multe cazuri prezența anticorpilor anti-medicament poate avea consecințe clinice reduse, există și reacții adverse a căror frecvență în creștere a generat îngrijorările cu privire la potențialele consecințe clinice ale utilizării pe scară largă a produselor biofarmaceutice și biosimilare (de exemplu aplazia eritroidă) (Kessler și colab., 2006). Metodele de măsurare de laborator sunt insuficiente pentru a prezice proprietățile biologice și clinice ale produselor biofarmaceutice sau chiar pentru a compara bioechivalența acestora. Metaanalizele recente au înglobat rezultate derivate din sute de studii clinice care au vizat câteva zeci de medicamente biosimilare arătând că nu există date solide care să indice că trecerea de la un produs biologic de referință la un biosimilar este legată de orice probleme majore de eficacitate, siguranță sau imunogenitate (Barbier și colab., 2020). Totuși, expansiunea masivă a pieței biofarmaceuticelor și biosimilarelor deopotrivă accentuează necesitatea generării de noi cunoștințe fundamentale și dezvoltării de metode fiabile pentru investigarea moleculelor terapeutice.

Screeningul in silico al proteinelor și peptidelor utilizează tehnici de bioinformatică și imunoinformatică ce implică abordări ale:

- Structurii primare a moleculei (secvența de aminoacizi) prin algoritmi de aliniere a secvenței, identificarea unor motive liniare conservate asociate unui potențial imunogen/alergen, sau metode de învățare automată pentru compararea secvențelor;
- Structurii secundare și terțiare a moleculei prin abordări care compară structurile tridimensionale;
- Proprietăților întregii proteine prin algoritmi care utilizează proprietățile fizico-chimice sau biochimice ale proteinelor;
- Structurii epitopilor cunoscuți ai alergenilor, spre exemplu a epitopilor compatibili cu IgE, prin algoritmi de cartografiere a acestora.

Prođuși biofarmaceutici foarte promițători au eșuat în studii clinice avansate din cauza imunogenității nedorite. Infrastructura algoritmilor in silico permite îmbunătățirea motivelor și modelarea peptidelor sintetice (Mattei și colab., 2021). Prin urmare, este recomandată evaluarea imunogenității non-clinice, care compară o peptidă sintetică cu produsul peptidic de referință. Metodele predicției imunogenității biofarmaceuticelor se bazează pe explorarea secvenței sau a structurii moleculei, și implică algoritmi de aliniere a secvențelor, localizare subcelulară, predicția epitopilor recunoscuți de limfocitele T și B, andocarea moleculară, și simulări dinamice (Doneva și colab., 2021). Aplicarea instrumentelor in silico pentru predicția antigenității și cartografierea epitopilor în scopul dezvoltării vaccinurilor este relativ nouă (Yurina, 2022). Platformele disponibile pentru screeningul moleculelor evoluează continuu. Acestea utilizează baze de date actualizate și implică instrumente ale inteligenței artificiale precum modelări bazate pe algoritmi de învățare automată, cum ar fi *Hidden Markov Model* (HMM), *Artificial Neural Network* (ANN) și *Support Vector Machine* (SVM).

Imunogenitatea este o caracteristică a întregii macromolecule, în timp ce antigenitatea este specific determinată de anumite secvențe ale antigenului. Regiuni limitate din macromolecula antigenică, apte să se combine cu anticorpi specifici sau cu receptorii de pe limfocitele sensibilizate se numesc determinante antigenice sau epitopi. Polizaharidele sunt antigeni T-independenți ce pot induce sinteza de anticorpi fără intervenția limfocitelor T. Proteinele sunt antigeni T-dependenți, deoarece induc sinteza anticorpilor doar prin cooperarea dintre limfocitele T și B. Constituiți din câțiva aminoacizi, epitopii proteici sunt clasificați ca fiind continui (liniari, secvențiali) sau discontinui (conformaționali), în funcție de adiacența aminoacizilor incluși. Majoritatea epitopilor sunt discontinui și, din moment ce constau din reziduuri reunite prin plierea lanțului peptidic, reactivitatea lor antigenică depinde de conformația nativă a proteinei. Epitopii liniari sunt determinați de structura primară (8-30 aminoacizi), iar cei conformaționali de structura secundară sau terțiară a moleculei proteice (juxtapoziția în spațiu a aminoacizilor situați la distanță), modificându-se la denaturarea proteinei. Fiecare moleculă proteică reprezintă un mozaic de epitopi, fie diferiți, fie identici. Numărul de epitopi de pe o moleculă imunogenă reprezintă valența antigenică. Structura cuaternară a capsidelor virale dă naștere epitopilor cunoscuți sub numele de neotopi.

Conținutul în epitopi ce activează limfocitele T, unul dintre factorii ce contribuie la riscul imunogenității, poate fi măsurat relativ precis utilizând instrumente *in silico*. Un avantaj îl constituie faptul că epitopii potențiali ai limfocitelor T sunt liniari, spre deosebire de epitopii recunoscuți de receptorii celulelor B, care sunt conformaționali. Epitopii recunoscuți de limfocitele T, prezentați de moleculele MHC clasa I sunt de obicei peptide cu lungimea cuprinsă între 8 și 11 aminoacizi, în timp ce moleculele MHC clasa II prezintă peptide mai lungi, de 13–17 aminoacizi. Datorită polimorfismului lor, proteinele HLA se leagă la un repertoriu mare de antigeni peptidici. Structura regiunii de legare pe proteinele HLA clasa II limitează lungimea miezului peptidei de legare la nouă resturi de aminoacizi (nonamer). Prin urmare, pentru a fi recunoscută ca antigen de către sistemul imunitar, secvența unei proteine trebuie să conțină cel puțin un nonamer care se leagă de o proteină HLA clasa II. Tehnica implică următoarele etape:

- Se identifică secvența aminoacizilor în proteina de interes;
- Se obține o structură tridimensională experimentală a unui alotip al HLA selectat din baze de date sau modelat prin omologie cu cea mai similară structură;
- Se taie secvența de proteine în peptide scurte care se suprapun parțial, constând de obicei din 8 până la 20 de aminoacizi (cadre);
- Conformații multiple ale peptidei testate sunt preluate din baze de date sau prin algoritmi de modelare computerizată, generându-se o posibilă structură a complexului HLA / peptidă;
- Interacțiunea moleculară dintre peptidele scurte și moleculele HLA este evaluată prin calcularea energiei potențiale și a entropiei conformaționale a structurii complexe;
- Fiecare peptidă este clasificată după scorul calculat;
- Pe baza acestor date se construiește un profil statistic.

Algoritmii imunoinformatici pentru identificarea epitopilor sunt aplicați pentru a diminua riscul asociat proteinelor terapeutice, în urma evaluării riscului de generare a imunogenității nedorite. Prin calcularea densității cadrelor cu scor mare într-o proteină este posibilă estimarea scorului de imunogenitate al acesteia. În plus, pot fi identificate subregiuni de cadre cu punctaje mari sau clustere cu imunogenitate potențială. Utilizând această abordare, se poate calcula imunogenitatea clinică a unei noi proteine terapeutice (Farkas, 2021).

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Protocol de lucru

Realizați o fișă (document Word) cu parcurgerea punctelor de mai jos:

1. Definiți antigenitatea și imunogenitatea. (noțiuni din curs)
2. Ce reprezintă antigenul leucocitar uman și care este rolul complexului major de histocompatibilitate? (noțiuni din curs)
3. Analizați următoarele afecțiuni: sindromul Guillain-Barré, intususcepția, tulburarea neurologică funcțională (*functional neurological disorder*), șocul anafilactic și sindromul DRESS. Care sunt principalele cauze ale fiecăreia dintre aceste afecțiuni? Care dintre ele pot constitui reacții adverse la medicamente? Care dintre ele pot fi declanșate în urma vaccinării? Care dintre aceste reacții implică un mecanism imunologic?
4. Dintre proteinele utilizate în formularea biofarmaceuticelor, un exemplu îl constituie albumina. Menționați pe scurt aplicațiile clinice ale albuminei, rolul acesteia în formularea medicamentelor, dezavantajele albuminei bovine, avantajele albuminei umane recombinante și identificați aplicații ale acesteia (exemple de produse biofarmaceutice).
5. Screeningul in silico al albuminei:
 - a). Identificați și descărcați secvența albuminei bovine din baza de date UNIPROT (<https://www.uniprot.org/>). Căutați termenul albumin – search. După apariția rezultatelor, filtrați și selectați albumina bovină (coloana din stânga *Taxonomy – Filter by taxonomy* – introduceți *Bos taurus* – căutare). Veți obține mai multe intrări, alegeți spre exemplu secvența cu codul P02769. Derulați pagina, mai jos veți găsi secvența de aminoacizi (Figura 22). Copiați secvența în format FASTA în documentul Word și eliminați rândurile prin accesarea funcției *Home/Replace/Find^p/Replace all*. Verificați și notați numărul de aminoacizi.

The screenshot shows the UniProt entry for bovine albumin (P02769). The 'Sequence' tab is selected, and the 'Download' button is highlighted. The sequence is displayed in a table format with 10 columns and 6 rows of amino acids. The sequence is 607 amino acids long, with a mass of 69,293 Da. The sequence is shown in a table with 10 columns and 6 rows of amino acids.

Length	Mass (Da)	Last updated	Checksum
607	69,293	1996-02-01 v4	39167DFE768585D4

The sequence is displayed in a table format with 10 columns and 6 rows of amino acids.

Figura 22. Secvența de aminoacizi a albuminei bovine în baza de date UNIPROT

- b). Comparați secvența albuminei bovine cu cea a albuminei umane. Realizați alinierea secvenței de aminoacizi a albuminei bovine în platforma *Basic Local Alignment Search Tool* (BLAST) cu secvențe din baza de date a NCBI (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) (Altschul și colab., 1990). Alegeți

alinieră secvențelor de aminoacizi (*Protein BLAST*) (Figura 23A), partajați secvența albuminei bovine și efectuați căutarea (Figura 23B). Ordonăți rezultatele în ordinea procentului de similaritate (Figura 24A). Derulați și observați ce alte specii au structura primară a albuminei apropiată de cea bovină. Căutați printre rezultate albumina umană, utilizând opțiunea de a filtra rezultatelor (Figura 24B). Notați procentul de similaritate (*Per ident*) dintre secvența introdusă și albumina umană (*Homo sapiens*).





Figura 23. Alinierea secvențelor de aminoacizi în platforma BLAST. A. Accesarea opțiunii Protein BLAST. B. Introducerea secvenței FASTA și selectarea parametrilor.




Figura 24. Sortarea (A) și filtrarea (B) rezultatelor în platforma BLAST.

Este posibil ca nicio secvență a albuminei umane să nu fie printre rezultatele obținute la alinierea în platforma BLAST. Cum explicați acest lucru? În această situație, reveniți la alinierea BLAST și introduceți secvența albuminei bovine. Căutați în UNIPROT secvența albuminei umane și comparați cele două secvențe prin Protein BLAST (Figura 25).

Figura 25. Model de setare a parametrilor în platforma BLAST pentru alinierea a două sau mai multe secvențe de aminoacizi.

Notați procentul de similaritate obținut. Deschideți fereastra *Alignments* și observați diferențele. Deduceți ce reprezintă alinierea secvențelor de aminoacizi și ce semnificație are această procedură de aranjare. Pentru ce alt tip de secvențe este utilizat acest instrument bioinformatic și ce aplicații are?

c) Predicția epitopilor: legarea peptidelor la MHC. Efectuați un screening pentru a determina probabilitatea prezenței epitopilor ce ar putea fi recunoscuți de receptorii limfocitelor T. Utilizând platforma SYFPEITHI (<http://www.syfpeithi.de/0-Home.htm>) (Rammensee și colab., 1999), selectați, copiați și partajați o secvență de 100 de aminoacizi ai albuminei bovine în secțiunea *Epitope prediction* – bifați alela *HLA-DRB1*0701*, care este prezentă în toate populațiile, și opțiunea *all mers*, pentru a testa toate variantele de oligomeri (Figura 26). Notați secvența cu scor maxim. Din câți aminoacizi este alcătuită? Care este scorul obținut pentru acest epitop?

← → ↻ Not secure | syfpeithi.de/bin/MHCServer.dll/EpitopePrediction.htm

ADVERTISEMENT

MHC I & II Monomers
Broad Allele Coverage, Ready-to-Use & Peptide-Receptive
GET YOUR REAGENTS

IMMUDEx
PRECISION IMMUNE MONITORING

Epitope prediction

This page allows you to find out the ligation strength to a defined HLA type for a sequence of aminoacids. The algorithmus used are based on the book "MHC Ligands and Peptide Motifs" by J.Bachmann and S.Stevanovic. The probability of being processed and presented is given in order to predict T-cell epitopes.

- 1. Select MHC type**
If you chose "all", max. sequence length is 100 aminoacids (letters)!
 HLA-DRB1*0401 (DR4Dw4)
 HLA-DRB1*0701
 HLA-DRB1*1101
 HLA-DRB1*1501 (DR2b)
 RT1.A1
 Hold down ctrl key when clicking to select multiple items
- 2. Choose a mer**
 octamers (8 aa)
 nonamers (9 aa)
 decamers (10 aa)
 endecamers (11 aa)
 15 - mers (15 aa) for MHC Type II only
 all mers
- 3. Paste your sequence here:**
 Max. input 2048 aminoacids (letters)!
 Letters only, no numbers or non-ASCII-symbols please.
 You may use 'SYFPEITHI' with H2-Kd to see an example.
 MKWTFISLLLLFSSAYSRSRGVFRDTHKSEIAHRFKDLGEEHFKGLVLIAS
- 4. Choose Run to start analysis**
 Run Reset Home

Figura 26. Predicția epitopilor ce pot activa limfocitele T în platforma SYFPEITHI.

d) Predicția potențialului alergen. Efectuați screeningul moleculelor de albumină bovină și umană în platforma AlgPred 2.0 (<https://webs.iitd.edu.in/raghava/algpred2/>) (Saha și colab., 2006; Sharma și colab., 2021). Accesați secțiunea *Prediction* și introduceți întreaga secvență de aminoacizi a albuminei bovine (secvența fasta cu simbolul > și denumirea înainte), după modelul furnizat în Figura 27. Notați: potențialul alergen și scorul obținut, verificând disponibilitatea algoritmilor multipli. Repetați screeningul pentru secvența albuminei umane, notați și comparați rezultatele obținute. Realizați cartarea epitopilor compatibili cu IgE pentru ambele molecule. Interpretați rezultatele obținute și semnificația numărului de epitopi IgE pentru fiecare dintre cele două proteine.

e) Predicția antigenității. Efectuați un screening pentru întreaga secvență de aminoacizi a albuminei bovine în platforma SVMTrip (<http://sysbio.unl.edu/SVMTriP/>) (Figura 28) sau EMBOSS (<https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/emboss/antigenic>). Veți primi rezultatul prin e-mail. Câte regiuni antigenice ați detectat? Câte sunt recomandate pentru a fi investigate pentru cercetarea și dezvoltarea unui vaccin? Care a fost scorul maxim obținut și pentru ce fragment?

6. Alegeți o altă proteină terapeutică, fie de origine virală, bacteriană, umană recombinată sau oricare alta, menționați aplicațiile biofarmaceutice ale acesteia și repetați pașii de la punctele 5a-e (pentru punctul 5b comparați secvența proteinei alese cu cea a moleculei native umane doar dacă nu ați ales-o chiar pe cea umană).

The screenshot shows the AlgPred 2.0 web interface. The URL is webs.iitd.edu.in/raghava/algpred2/batch.html. The navigation bar includes links for Home, Prediction, IgE epitope Mapping, Motif Scan, and BLAST Search. The main heading is "Prediction of Allergens". Below this, a description states that the page allows users to submit multiple sequences in FASTA format for allergenic and non-allergenic protein prediction using models like Random Forest and hybrid approaches (RF+BLAST+MERCI). A text input field for "Job/Sequence Name" contains "job5". A red arrow points to the "Paste protein sequences (Fasta format)" text area, which contains a sample sequence for bovine albumin. Below this is a file upload section with a "Choose File" button. The "Select Machine Learning Technique" section has radio buttons for "AAC based RF" and "Hybrid (RF+BLAST+MERCI)". The "Select the Threshold value" is set to 0.3. There is an optional email address field. At the bottom right, a "Submit" button is highlighted with a red box.

Figura 27. Model de inițiere a predicției potențialului alergen pentru albumină în platforma AlgPred 2.0

The screenshot shows the SVMTriP web interface. The URL is sysbio.unl.edu/SVMTriP/prediction.php. The header features a molecular structure and the title "SVMTriP: A Tool to Predict Linear Epitopes". The navigation bar includes links for Introduction, Online Prediction, and Download. A notice states that the server is very busy and jobs may take more than a week to complete. The "Online Prediction Tool (Updated by July 03, 2014)" section contains a form with fields for Name, Organization, and Email. A red arrow points to the Organization field, which contains "Babes-Bolyai University". Below this is a large text area for "Input your protein sequence below (fasta format or plain text)" containing a sample sequence for bovine albumin. To the right of this area is a "Sample" section with a sequence. Below the text area is a dropdown for "Epitope Length" set to 20aa. A red arrow points to the "Submit" button at the bottom left. A "Notice" on the right states that recent jobs may not have received email results.

Figura 28. Model de inițiere a predicției antigenității pentru albumină în platforma SVMTriP

Validarea în industria farmaceutică

Activități și competențe:

- Validarea în industria farmaceutică. Reglementări. Ghidurile de bune practici
- Validarea de proces. Calificarea. Atribute critice de calitate și parametri critici
- Validarea sistemelor adiționale
- Validarea metodei de încercare. Parametri de performanță

Principiul lucrării

Validarea reprezintă confirmarea prin examinare și furnizarea de dovezi obiective că sunt îndeplinite cerințele pentru utilizarea intenționată. În industria farmaceutică, conceptul de validare se aplică în trei mari direcții: validarea metodei de încercare, validarea procesului și validarea sistemelor și procedurilor adiționale.

Validarea în industria farmaceutică. Ghidurile de bune practici

Din punct de vedere istoric, conceperea și implementarea unor seturi de reglementări, instituirea de organizații, standardizarea de metode și armonizarea internațională în ceea ce privește industria farmaceutică au ca obiectiv siguranța pacienților. Din păcate, inițierea demersurilor a fost motivată de tragedii care au impus o schimbare a vechilor paradigme. Originile validării în industria farmaceutică sunt plasate la începutul anilor 1970, legat de un incident din Devonport, Anglia. Un lot de flacoane cu soluție de dextroză nu a fost sterilizat corect, iar funcționarea defectuoasă a autoclavului nu a fost detectată. În urma administrării soluției contaminate, cinci pacienți au decedat. Primul „Orange Guide” din Marea Britanie, intitulat „Guide to Good Pharmaceutical Manufacturing Practice” (GMP), publicat în 1971, conținea primele reguli de bună practică. Ediția GMP lansată în 1983 includea conceptul de validare. Ulterior, eforturi internaționale au încurajat standardizarea reglementărilor. În SUA, reprezentanții *Food and Drug Association* (FDA) recunoșteau că procesele nu erau robuste. Prezentarea „What we see that makes us nervous” susținută la o conferință a medicamentelor parenterale a exprimat nevoia de a îmbunătăți procesele de fabricație a produselor farmaceutice (Fry, 1982). Ghidurile GMP pentru medicamente (21 CFR Parts 210 și 211) și dispozitive medicale (21 CFR Part 820) au fost publicate pentru prima dată în 1978 și au inclus validarea ca termen central în anul 1983 (Margetts și Lundsberg-Nielsen, 2021). Versiunile actuale ale ghidurilor GMP sunt disponibile pe site-ul web al FDA din SUA (<https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations>). Primul ghid GMP european a fost publicat în anul 1989, iar reglementările actuale sunt disponibile pe site-ul EMA (<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-manufacturing-practice>). EMA a adoptat recomandările ghidurilor de calitate ale *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use* (ICH) (<https://www.ich.org/page/quality-guidelines>) privind procedurile de testare și criteriile de acceptare pentru noii produși farmaceutici. Atunci când o specificație este propusă pentru prima dată, trebuie prezentată o justificare pentru fiecare procedură și trebuie inclus fiecare criteriu de acceptare, luându-

se în considerare un interval rezonabil de variabilitate analitică și de producție așteptată. Criteriile universale pentru testare, valabile pentru noile substanțe medicamentoase/produși medicamentoși includ descrierea calitativă, identificarea (de regulă prin metode cromatografice sau spectrometrie de masă), metodele de testare (de regulă HPLC) și impuritățile. Alte teste se efectuează după caz, în funcție de forma farmaceutică (tablete, pudre pentru reconstituire, produse parenterale), și vizează caracteristici precum: proprietăți fizico-chimice, pH, osmolaritate, dimensiunea particulelor, forme polimorfe, substanțe chirale, conținutul de apă, alcool, substanțe extractibile, proprietăți reologice, uniformitatea dozelor, friabilitate, dezintegrare, solubilitate, limitele încărcăturii microbiene și germenii testați, conform farmacopeei, sterilitate, endotoxine/pirogene, conținutul de conservant antimicrobian sau antioxidant etc. Aceste specificații se aplică substanțelor chimice (ICH, 2000). Pentru produsele biologice și biotehnologice, specificațiile trebuie să includă testarea activității biologice, proprietățile imunochimice, iar în cazul anticorpilor puritate, impurități, contaminanți, și cantitatea substanței biologice (ICH, 1999). În momentul în care cererea de autorizare este depusă autorităților de reglementare, solicitanții trebuie să fi validat în prealabil procedurile analitice utilizate în specificații, în conformitate cu ghidurile tripartite armonizate ale ICH, adoptate în UE, Japonia și SUA (ICH, 2023).

Analog implementării reglementărilor GMP în validarea de proces, validarea metodelor de încercare respectă criteriile de bună practică în laborator. Originile regulilor de bună practică în laborator, *Good Laboratory Practice* (GLP) sunt plasate tot în anii 1970, când au fost sesizate primele îngrijorări cu privire la calitatea și fiabilitatea rezultatelor laboratoarelor. Primul set de principii GLP a fost emis de către *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), în anul 1976. Principiile GLP definesc un set de reguli și criterii pentru un sistem de calitate, care se referă la procesul organizațional și condițiile în care sunt planificate, efectuate, monitorizate, înregistrate, raportate și arhivate studiile non-clinice de sănătate și siguranță a mediului (Directivile UE 9/2004 și 10/2004). Elementele cheie vizează:

- a. Procedurile standard de operare (*Standard Operating Procedure*, SOP): Laboratoarele care aderă la GLP trebuie să stabilească și să documenteze SOP detaliate pentru fiecare aspect critic al operațiunilor lor, cum ar fi protocoalele de lucru, calibrarea instrumentelor și înregistrarea datelor;
- b. Instalațiile și echipamentele: Laboratoarele trebuie să mențină adecvat instalațiile, echipamentele și instrumentele, pentru a efectua studii în mod eficient și pentru a minimiza riscurile de contaminare sau de contaminare încrucișată;
- c. Personalul: Personalul calificat și instruit joacă un rol vital în conformitatea cu GLP. Laboratoarele trebuie să se asigure că membrii personalului posedă expertiza necesară, primesc instruire adecvată și urmează procedurile stabilite cu meticulozitate;
- d. Conduita studiului: Studiile trebuie concepute corespunzător, incluzând controale adecvate, manipularea probelor, dozarea, colectarea datelor și analiza statistică. Documentarea tuturor procedurilor și observațiilor este esențială;
- e. Asigurarea calității: O unitate independentă de asigurare a calității este mandatată să monitorizeze și să auditeze toate aspectele conformității cu GLP în cadrul laboratorului, ceea ce asigură că studiile sunt efectuate conform instrucțiunilor prescrise, iar datele generate sunt exacte și de încredere.

Implementarea reglementărilor GLP servește mai multor scopuri cruciale, în ceea ce privește:

- a. Calitatea datelor: Orientările GLP promovează generarea de date de înaltă calitate, precise, fiabile și reproductibile, ceea ce asigură validitatea științifică și sporește credibilitatea studiilor de cercetare;

b. Protecția sănătății umane și a mediului: Reglementările GLP urmăresc în primul rând evaluarea siguranței substanțelor și a produselor chimice, laboratoarele contribuind la identificarea riscurilor potențiale și la prevenirea daunelor aduse sănătății umane și mediului;

c. Armonizare internațională: Facilitarea armonizării globale a cerințelor privind datele de siguranță minimizează barierele comerciale, reduce dublarea eforturilor și promovează schimbul eficient de informații între țări;

d. Conformitatea cu reglementările: Reprezintă adesea o condiție prealabilă pentru cererile de autorizare a noilor medicamente sau înregistrarea de noi produse, iar aderarea la GLP asigură că studiile îndeplinesc standardele necesare, crescând probabilitatea aprobărilor;

e. Încrederea publicului: Prin stabilirea unor practici de cercetare transparente și de încredere, GLP încurajează încrederea publicului în industria științelor vieții, în siguranța și eficacitatea produselor, cu beneficii atât pentru părțile interesate din industrie, cât și pentru publicul larg (della Veneria, 2023).

În prezent, principiile GMP, GLP și validării sunt adoptate de autoritățile ce reglementează industria medicamentului în întreaga lume, și cuprind o gamă largă de principii și componente concepute pentru a asigura conformitatea, calitatea și siguranța produsului, rigoarea științifică, trasabilitatea și integritatea datelor. O serie de ghiduri în vigoare oferă suport pentru implementarea principiilor validării (EMA 192217/2009, EMA 70278-1/2016) sau din SUA (FDA, 2011; 2015)

Utilitatea validării se dovedește indiscutabil și dincolo de asigurarea conformității. Accentul pus pe conformitate a redus vizibilitatea celorlalte avantaje generate de un program de validare solid. Activități de validare și asemănătoare validării, reglementate și nereglementate, se regăsesc într-un număr de industrii. Domeniul bancar, aviația, industria software, microelectronica, energia nucleară, apa potabilă printre altele, toate încorporează practici care seamănă foarte mult cu validarea din industria farmaceutică. Similar validării, analiza riscurilor și punctele critice de control (*Hazard Analysis and Critical Control Points* sau HACCP) este o abordare preventivă sistematică a siguranței alimentelor împotriva pericolelor biologice, chimice și fizice, care ar putea determina ca produsul finit să nu fie sigur pentru consumator. Conceptul HACCP implică tot lanțul alimentar, de la materia primă, producție și distribuție, până la consum. Totodată, abordarea bazată pe identificarea riscurilor asociate punctelor critice proiectează măsuri pentru a reduce aceste riscuri la un nivel sigur. Nu este deloc surprinzător faptul că astfel de activități de verificare pentru produse, procese și sisteme au utilitate și în alte domenii, în afara industriei farmaceutice.

Validarea este un program definit care, în combinație cu metode de producție de rutină și tehnici de control al calității, oferă o asigurare documentată că un sistem funcționează conform intenției și/sau că un produs este conform cu specificațiile sale predeterminate și atributele de calitate. Validarea reprezintă confirmarea prin examinare și furnizarea de dovezi obiective că sunt îndeplinite cerințele pentru utilizarea intenționată. Motivația principală de a urma liniile directe în validarea farmaceutică este aceea că este cea mai cunoscută metodă de a asigura o calitate constantă a produsului și, prin urmare, siguranța consumatorilor, atunci când verificarea directă nu este posibilă. Abordarea din perspectiva validării urmează un plan prestabilit, bazat pe prevenție și corectare a erorilor: se stabilesc specificațiile produsului, se realizează studiile/testele, se evaluează rezultatele și se iau măsuri corective acolo unde este cazul. În industria farmaceutică, cele trei componente majore ale validării sunt:

1. Validarea procesului: procesul de fabricație asigură producerea în mod constant a unui produs ce îndeplinește criterii de calitate conform unor specificații predeterminate;

2. Validarea sistemelor și procedurilor adiționale: sistemele și procedurile ce susțin procesul tehnologic funcționează la parametrii specificați (calitatea sursei de apă, a aerului, curățenia etc.);

3. Validarea metodei de încercare: procesul prin care laboratorul verifică dacă metoda este adecvată scopului în care va fi utilizată și este aplicată corect, furnizând rezultate fiabile.

1. Validarea procesului se referă la stabilirea dovezilor documentate care oferă un grad înalt de asigurare că un anumit proces va produce în mod constant un produs care îndeplinește specificațiile predeterminate și atributele de calitate. Conform reglementărilor în vigoare, validarea de proces constă într-o suită de etape, concepute și derulate într-o abordare bazată pe riscuri: designul procesului, calificarea și validarea procesului și a echipamentelor și verificarea continuă a acestora (Tabelul 4).

Tabelul 4. Etapele validării de proces conform reglementărilor din SUA și UE

Etapa	SUA	UE
A.	Designul procesului	Dezvoltarea farmaceutică sau designul procesului
B.	Calificarea procesului	Calificarea și validarea
B.1	Calificarea echipamentelor și a utilităților	Calificarea echipamentelor Calificarea instalării Calificarea operațională Calificarea performanțelor
B.2	Calificarea performanțelor procesului	Validarea procesului: tradițional, continuu, hibrid
C	Verificarea continuă a procesului	Verificarea procesului în derulare

1.A. Dezvoltarea farmaceutică sau designul procesului (*Design Qualification*, DQ), se referă la validarea infrastructurii. Proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a unei noi fabrici, secții sau instalații pentru industria farmaceutică este un proces complex, interdisciplinar, care implică ingineria, tehnologia și controlul calității. Proiectarea procesului poate trece printr-o serie de faze diferite, de la concepere și studiu de fezabilitate, până la proiectarea finală detaliată a construcțiilor, punerea în funcțiune și activitățile finale de validare a sitului. Fiecare sit de producție deține un plan general de validare, iar accentul este pus pe respectarea normelor GMP pentru asigurarea calității produsului. Designul procesului implică totodată o listă detaliată a utilităților și echipamentelor, cu specificațiile tehnice de rigoare, și un plan de achiziții. De altfel, planificarea este foarte importantă în industria farmaceutică și toate activitățile trebuie să respecte cu strictețe un calendar prestabilit.

1.B. Activitățile de calificare sunt separate în două mari categorii: calificarea echipamentelor și validarea proceselor. Calificarea echipamentelor, subdivizată în calificarea la instalare (*Installation Qualification*, IQ), operațională (*Operational Qualification*, OQ) și a performanțelor (*Performance Qualification*, PQ), este axată pe echipamentul de prelucrare a produsului. În prima etapă predomină un exercițiu de documentare, în care detaliile componentelor fizice ale sistemului sunt înregistrate ca definiție a echipamentului, apoi sunt stabilite și verificate capacitățile operaționale ale echipamentului și utilităților, iar testarea performanțelor tuturor sistemelor implicate, care sunt utilizate pe intervale extinse de timp, se aplică cu o frecvență periodică. Validarea procesului confirmă acceptabilitatea produsului fabricat prin intermediul echipamentului și se bazează în mare măsură pe rezultatele testelor fizice, chimice și microbiologice ale probelor.

Spre exemplu, o unitate de producție ce implică sisteme de umplere aseptică poate identifica echipamente ce necesită calificare: autoclav, unități de spălare și sterilizare a dopurilor, a flacoanelor, a tăvilor, etuvă, sticlărie, tunel de sterilizare cu aer cald, unitate de umplere și închidere cu dopuri, unitate de liofilizare, linie de inspecție, etichetare, ambalare primară. După identificarea sistemelor care urmează a fi calificate, se elaborează un plan de calificare, iar protocolul va conține următoarele:

- O definiție clară a scopului
- Un plan de execuție
- Cine va executa calificarea
- Cum se va desfășura calificarea
- Ce proceduri sunt necesare
- Criterii de acceptare
- Metode definite pentru înregistrarea rezultatelor
- O evaluare finală a acceptării
- Mijloace de certificare a calificării

Prin urmare, nu doar identificarea echipamentelor este necesară, ci și elaborarea unui plan de activități de calificare și validare ce implică fiecare sistem în parte, dar și a unui set de proceduri standard, destinate fiecărui echipament: SOP pentru operare, SOP pentru trainingul personalului, SOP pentru curățare și SOP pentru întreținere. Se concep instrucțiunile de lucru în raport cu operațiunile care se vor executa și adaptate fiecărui produs. Este de asemenea necesară validarea sistemelor informatice (*Computer System Validation*, CSV), întrucât acestea sunt parte integrantă din proces. Nivelul de validare necesar este prestabilit și documentat, iar în acest scop matricile de trasabilitate sunt foarte utile. Un astfel de exemplu al unei matrici de validare pentru echipamentele dintr-o unitate de umplere aseptică este ilustrat în Tabelul 5 (Adamson, 2008). Trebuie menționat că acest exemplu prevede CSV pentru echipamentele conectate la calculator la timpul respectiv. Industria farmaceutică a evoluat imens odată cu revoluția tehnologiei, iar din perspectiva validării probabil că CSV a făcut cele mai mari progrese. Sistemele informatice au fost introduse în toate compartimentele de cercetare și producție, un salt imens reprezentând trecerea de la validarea manuală la cea digitală. Prin urmare, CSV este esențială pentru a asigura că toate sistemele informatice utilizate în procesele farmaceutice sunt fiabile, precise și conforme cu standardele în vigoare. În perspectivă, algoritmi de învățare automată, inteligența artificială și soluțiile bazate pe cloud vor îmbunătăți conformitatea, eficiența, gestionarea riscurilor și costurile legate de validare.

1.C. Verificarea procesului în derulare. Întrebarea frecventă este „Când este finalizată calificarea/validarea?” Procesul nu este finit, ci este un exercițiu în curs de desfășurare, deoarece instalațiile, serviciile, echipamentele și procesele sale trebuie să fie întotdeauna într-o stare de validare pentru a se conforma cu cerințele de reglementare. Controlul schimbărilor se aplică nu numai proceselor de producție în curs, ci și pe întregul proiect. Domeniul de aplicare și amploarea verificării continue a procesului sunt influențate de o serie de factori, printre care:

- Cunoștințe anterioare de dezvoltare și fabricație din produse și/sau procese similare;
- Gradul de înțelegere a procesului dobândit din studii de dezvoltare și experiența de producție;
- Complexitatea produsului și/sau a procesului de fabricație;
- Nivelul de automatizare a proceselor și tehnologiile analitice utilizate;
- Pentru produsele vechi, cu referire la ciclul de viață al produsului, robustețea procesului și istoricul de la fabricație la punctul de comercializare, după caz.

Tabelul 5. Extras dintr-o matrice de validare pentru echipamentele dintr-o unitate de umplere aseptică (după Adamson, 2008).

Echipament	Validare	Instrucțiuni de operare	DQ	Criterii de acceptare	IQ	Calibrare	OQ	SOP operare	SOP curățenie	SOP întreținere	SOP training	CSV
Spălător flacoane	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Spălător dopuri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Flacoane	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		
Filtre	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Unitate umplere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cuptor depirogenare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Imprimantă etichete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Sistem apă injectabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Generator abur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Omogenizator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Unitate liofilizare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Unitate umplere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Unitate închidere dopuri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Unitate umplere tuburi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Inspecție flacoane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Spălător echipament												
Balanță	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
pH-metru	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Atribute critice de calitate și parametri critici. Validarea procesului tehnologic urmărește stabilirea parametrilor operaționali astfel încât calitatea seriilor/loturilor fabricate să fie constantă și corespunzătoare standardului de fabricație a produsului finit. Validarea procesului tehnologic debutează cu identificarea atributelor de calitate ale produsului. Un atribut critic de calitate reprezintă o proprietate sau caracteristică fizică, chimică, biologică sau microbiologică care ar trebui să se încadreze într-o limită, un interval sau o distribuție corespunzătoare pentru a asigura calitatea dorită a produsului. Pentru fiecare atribut critic de calitate se identifică cel puțin un parametru critic, stabilindu-se metodele de analiză și valorile limită acceptate. Un parametru critic reprezintă acel parametru de proces a cărui variabilitate are un impact asupra unui atribut critic de calitate și, prin urmare, ar trebui monitorizat sau controlat pentru a se asigura că procesul produce calitatea dorită. Protocolul de validare specifică: parametri de monitorizat pe flux, parametri critici și limitele acestora, formule de calcul a randamentului și responsabilitățile compartimentelor.

Validarea procesului este în strânsă legătură cu validarea sistemelor și proceselor adiționale, dar și cu validarea metodelor de încercare. Parametrii critici identificați necesită verificare prin testare și valori limită pentru acceptare. Validarea include o justificare a metodelor de testare alese,

demonstrând că încercările sunt adecvate scopului propus și stabilește criteriile de performanță pentru metodele de încercare. Există patru tipuri de abordări ale testării produsului în procesele industriale:

- *Inline*: Produsul este analizat în timp real, direct în timpul procesului de producție. Dispozitivele inline sunt integrate direct în fluxul de proces și efectuează măsurători continue fără a întrerupe fluxul. Acest lucru oferă avantajul feedback-ului instantaneu și capacitatea de a ajusta rapid procesul dacă sunt detectate abateri;

- *Online*: Similar monitorizării inline, eșantionarea și analiza online au loc în timp ce procesul rulează, dar probele sunt de obicei prelevate din fluxul procesului și transportate la un analizor situat în imediata apropiere. Analizele online pot fi efectuate continuu sau la intervale stabilite;

- *Atline*: Se referă la situațiile în care probele sunt prelevate din proces și testate la un analizor care nu este situat direct la procesor, dar este în apropiere (de exemplu, într-un laborator din cadrul unității de producție). Analizele atline sunt de obicei efectuate la intervale regulate și nu continuu.

- *Offline*: Implică prelevarea de probe din proces și transportarea acestora la un laborator aflat la distanță, unde sunt analizate. Acest lucru poate dura ceva timp și, prin urmare, rezultatele nu sunt disponibile imediat pentru a influența procesul. Cu toate acestea, analizele offline pot oferi adesea mai multe detalii și acuratețe.

Validarea nu este doar un proces intern al producătorului, ci o cerință a autorităților, iar documentația întocmită conform reglementărilor în vigoare se depune în vederea obținerii autorizației de comercializare a medicamentelor. Conform ghidului privind validarea procesului pentru produsele finite al EMA, schema de verificare continuă a procesului trebuie să fie prezentă în dosarul autorizației de introducere pe piață și ar trebui să includă, după caz, următoarele informații privind monitorizarea propusă:

- Detalii privind monitorizarea on-line/in-line/at-line, inclusiv parametrii testați, numărul de probe, dimensiunea probelor și frecvența monitorizării;

- Detalii despre metode analitice;

- Criterii de acceptare;

- Informații și date, inclusiv, după caz, despre modele statistice sau instrumente utilizate pentru a determina dacă datele de verificare continuă susțin capacitatea procesului și a controalelor de a produce un produs reproductibil la scară comercială;

- Dacă a fost dezvoltat un design de proces, modul în care monitorizarea propusă va contribui la verificarea spațiului proiectat (EMA/CHMP/CVMP/QWP/749073/2016).

2. Validarea sistemelor și procedurilor adiționale. Utilitățile din unitățile de producție farmaceutică includ gaze (aer comprimat, azot, oxigen și dioxid de carbon), lichide (apă de proces și solvenți), abur (proces și curățare), sisteme de vacuum, instalații electrice și canalizare (proces și deșeuri). În cadrul facilităților de producție pot exista și alte utilități, iar procesele de validare pot fi identice sau similare. O serie de studii de impact sunt necesare pentru a determina ce tipuri de utilități sunt critice pentru proces, care sunt marginale și care sunt în afara domeniului de calificare. Utilitățile utilizate în producție, indiferent de tipul produsului (medicamente finite, ingrediente active farmaceutic, produse biologice, solide, lichide, creme, unguente sau produse sterile), sunt analizate din perspectiva critică. Răspunsurile la un set de întrebări pot stabili dacă aceste utilități necesită validare sau doar punere în funcțiune:

- Este utilitatea implicată în activități reglementate GMP?

- Au utilitatea sau produsul ei contact direct cu produsul sau cu ambalajul primar?
- Produsul direct al utilității este utilizat în imediata vecinătate a produsului expus?
- Sunt utilitatea sau produsul ei utilizați în etapele finale de curățenie?
- Sunt utilitatea sau produsul ei utilizați în procese de sterilizare și igienizare?
- Au operarea sau controlul utilității impact direct asupra atributelor critice de calitate ale produsului sau a parametrilor critici de proces?

Orice răspuns afirmativ indică faptul că utilitatea necesită validare (Maynard, 2008). Procesul de validare parcurge aceleași etape de calificare și validare ca și în cazul validării de proces: DQ, IQ, OQ, PQ, CSV.

Să considerăm spre exemplu un proces de fabricație al produselor farmaceutice sterile. Atributele critice de calitate ale produsului finit de tipul soluție perfuzabilă implică:

- Sterilitatea
- Apirogenitatea
- Absența particulelor
- Natura izotonică
- Compatibilitatea
- Stabilitatea
- Siguranța

Primul atribut critic de calitate al produsului este sterilitatea. Sterilitatea poate fi definită ca lipsa microorganismelor viabile. Pentru a asigura sterilitatea, producătorii farmaceutici trebuie să utilizeze tehnici de procesare aseptice și să utilizeze materiale sterile. Conform GMP, sunt stabilite metode stricte de fabricație și proceduri riguroase stabilite și validate. Sterilitatea nu trebuie să se bazeze exclusiv pe un proces terminal sau pe un test al produsului finit. Sterilitatea este un atribut complex ce necesită atât validare de proces cât și a metodelor de încercare și de asemenea validarea curățeniei. Cele mai mari provocări cu care se confruntă producătorii acestor forme de dozare sunt menținerea sterilității pe parcursul producției, distribuției și utilizării. Produsele sterile sunt fabricate într-un mediu cu măsuri stricte de control al curățeniei, respectând principiile de proiectare a camerelor curate, beneficiind de sisteme de control al aerului în proces, sisteme de alimentare cu aer filtrat, procese automate robotizate pentru toate etapele. Procesarea aseptice presupune un set de proceduri utilizate pentru a preveni contaminarea microbiană a produselor. Aceste proceduri includ sterilizarea echipamentelor și materialelor, menținerea curățeniei în mediul de producție, prevenirea contaminării încrucișate și efectuarea de audituri regulate (Devulapalli, 2022). Materialele sterile sunt cele care au fost sterilizate pentru a elimina toate microorganismele viabile, și pot include componente de ambalare, medii de filtrare și produse finite. Identificarea surselor ce pot genera neîndeplinirea condițiilor de sterilitate:

- Facilitățile de fabricație
- Utilitățile (apă, abur, gaze comprimate)
- Echipamentele
- Personalul
- Mediul din incinte
- Tratarea aerului
- Curățarea și igienizarea

- Calitatea materiilor prime
- Sarcina biologică de prefiltrare
- Metodele de sterilizare a articolelor utilizate la fabricarea produselor sterile
- Filtrarea
- Testarea sterilității și a endotoxinelor
- Întreținerea instalațiilor și echipamentelor

Validarea se adresează tuturor echipamentelor, operațiilor și utilităților ce pot genera neîndeplinirea condițiilor de sterilitate, dar și metodelor de încercare. Conform standardului ISO 14644-1:2015 privind zonele curate, acestea sunt clasificate în patru clase de curățenie (A-D). Metodele de testare a calității aerului se bazează pe numărarea de particule și estimarea aeromicroflorei. Clasificarea conform numărului de particule permis în starea de repaus și în timpul operării este redată în Tabelul 6. Dacă limitele maxim admise sunt depășite, se aplică măsurile corective prevăzute în SOP pentru monitorizarea claselor de curățenie și a dispozitivelor pentru aer curat. Validarea prevede de asemenea metodele de verificare și testare a sterilității. Testele aplicate în vederea testării sterilității pot fi online sau atline, calitative (de tipul pozitiv/negativ) sau cantitative (ce implică metode microbiologice de cuantificare a germenilor).

Tabelul 6. Numărul maxim admis de particule pentru fiecare clasă de curățenie

Clasa	Număr maxim admis de particule/m ³			
	Stare de repaus		Stare de operare	
	≥ 0,5 μm	≥ 5 μm	≥ 0,5 μm	≥ 5 μm
A	3.520	20	3.520	20
B	3.520	29	352.000	2.900
C	352.000	2.900	3.520.000	29.000
D	3.520.000	29.000	nedefinit	nedefinit

3. Validarea metodei de încercare vizează fiecare test din controlul calității și reprezintă procesul prin care laboratorul își stabilește caracteristicile de performanță și limitele metodei și prin care identifică factorii care influențează aceste caracteristici, precum și gradul de influență al acestor factori. Validarea este o procedură care asigură că o metodă de încercare este cât se poate de demnă de încredere. Acest proces de verificare a metodei constă dintr-un program de validare a metodei care răspunde la întrebarea: „Cât de precisă este metoda în mâinile utilizatorului final?”.

În industria farmaceutică, validarea metodelor de încercare este strâns legată de validarea procesului, întrucât parametrii critici identificați necesită verificare prin testare. Validarea include o justificare a metodelor de testare alese, demonstrând că încercările sunt adecvate scopului propus și stabilește criterii de performanță pentru metodele de încercare. În momentul în care cererea de autorizare pentru un nou medicament este depusă la autorități, dosarul include validarea procedurilor analitice utilizate în specificații, în conformitate cu ghidurile tripartite armonizate (ICH, 2023).

Similar implementării principiilor validării de proces în alte ramuri industriale, validarea metodelor de încercare, consacrată în industria farmaceutică, a fost implementată și în alte laboratoare, devenind o cerință esențială a acreditării. O serie de reglementări internaționale și naționale ghidează compartimentele responsabile în implementarea validării. Dintre acestea,

standardul internațional ISO/IEC 17025:2017 stabilește criteriile generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonare, iar noua serie de standarde ISO 16140 este dedicată validării și verificării metodelor microbiologice, cu aplicare în lanțul alimentară (ISO 16140-1:2016).

Realizarea unui protocol de validare a metodei de încercare implică instrucțiunile de lucru privind operația de validare în laborator și premisele validării: identificarea responsabililor de validare, definirea metodei pentru care se aplică, menționarea standardelor de metodă și a documentației de referință, enumerarea echipamentelor de măsurare, a consumabilelor, a materialelor de referință certificate, precum și a condițiilor de mediu necesare realizării încercării. Validarea debutează cu identificarea parametrilor de performanță ai metodei, care urmează a fi evaluați, în funcție de specificul metodei:

- *Selectivitatea sau specificitatea*: Reprezintă abilitatea metodei de a diferenția și măsura analiți în prezența interferențelor ce pot să fie prezenți în probă, oferind informații despre soliditatea metodei;

- *Stabilitatea și robustețea*: Se referă la capacitatea unei metode analitice de a rămâne neafectată de variații mici, dar deliberate ale parametrilor metodei: stabilitatea variației în timp a substanței analizate din matrice, respectiv sensibilitatea unei metode analitice la variația condițiilor experimentale ce pot influența rezultatul;

- *Exactitatea sau acuratețea*: Reprezintă eroarea sistematică exprimată ca diferența dintre valoarea medie a unui număr de determinări repetate și valoarea adevărată;

- *Liniaritatea*: Indică abilitatea acesteia de a oferi rezultate proporționale concentrației analizantului prezent în probă, într-un anumit domeniu;

- *Precizia*: Indică eroarea aleatoare și reprezintă dispersia rezultatelor față de o valoare medie;

- *Repetabilitatea*: Arată precizia între determinări efectuate în cadrul aceluiași laborator, utilizându-se același analit și același echipament;

- *Reproductibilitatea*: Indică precizia între determinări, prin analiza mai multor replici, în condiții (laboratoare) diferite;

- *Incertitudinea de măsurare*: Este parametrul asociat rezultatului unei măsurări, care caracterizează împrăștierea valorilor ce în mod rezonabil ar putea fi atribuite măsurandului.

După stabilirea parametrilor de performanță ce urmează a fi demonstrați, protocolul de validare descrie modalitatea execuției experimentale și stabilește criteriile de acceptabilitate în conformitate cu legislația aplicabilă. După executarea încercărilor, rezultatele sunt prezentate și prelucrate, iar raportul de validare menționează concluziile privind satisfacerea fiecărei cerințe și declarația privind validitatea metodei. O fișă de validare centralizează rezultatele și concluziile obținute la fiecare rundă de validare.

Vom considera spre exemplu realizarea unui protocol de validare pentru o metodă de încercare. Datorită aplicabilității largi a validării, ne vom orienta către apa potabilă, imaginând un protocol de validare pentru identificarea și numărarea enterococilor. Metoda standard se bazează pe filtrarea prin membrană și constă în două etape: izolarea primară a coloniilor caracteristice prin incubarea membranei pe mediul de cultură selectiv Slanetz Bartley agar, urmată de confirmarea enterococilor prin transferul membranei pe mediul de confirmare agar cu bilă și esculină. Procedura specifică a laboratorului descrie detaliat scopul metodei și aplicabilitatea acesteia, incluzând detalierea necesarului, a pașilor de execuție, a modului de interpretare a rezultatelor, a responsabilităților și înregistrărilor. În exemplul de mai jos vor fi menționate doar aspectele de conținut a protocolului de validare, detaliind aspectele legate de parametrii de performanță ai metodei.

PROTOCOL DE VALIDARE

Identificarea și numărarea enterococilor. Metoda prin filtrare pe membrană

1. Data:

2. Responsabili:

3. Metoda de analiză:

- ISO 7899-2:2000 *Water quality — Detection and enumeration of intestinal enterococci. Part 2: Membrane filtration method*
- Procedura specifică a laboratorului

4. Documentație de referință:

- Instrucțiuni de lucru pentru validarea metodelor de încercare în laboratorul de analize microbiologice

5. Echipamente de măsură:

- Echipamente de încercare/măsurare (producător, model, an de fabricație):
 - Agitator magnetic cu funcție de plită
 - Sistem de filtrare cu pompă vid
 - Incubator/Incubatoare
 - Etuvă sterilizatoare
 - Numărător de colonii
 - Autoclav/Autoclave
 - Balanță tehnică
 - Hotă microbiologică, clasa II de siguranță
 - pH-metru
- Alte echipamente:
 - Frigider pentru păstrarea probelor
 - Frigider pentru păstrarea mediilor de cultură
 - Frigider pentru păstrarea tulpinilor de referință
- Sticlărie și consumabile de laborator:
 - Membrane filtrante pentru analiza microbiologică, sterile, porozitate 0,45 μm
 - Cutii Petri cu diametrul de 60 mm de plastic, sterile
 - Anse de plastic sterile
 - Cilindri gradați de 100 ($\pm 0,5$), 500 ($\pm 2,5$) și 1000 ($\pm 5,0$) ml
 - Baloane cu fund plat de 500, 1000 și 6000 ml
 - Vase Erlenmeyer de 300 și 2000 ml
 - Flacoane gradate cu capac autoclavabil
 - Eprubete cu dop autoclavabil

- Medii de cultură și reactivi (producător, lot, data recepției, data expirării):
- Mediu de cultură Slanetz Bartley agar cu clorură de trifeniltetrazoliu, pulbere deshidratată
- Mediu de cultură agar cu bilă și esculină, pudră deshidratată

6. Materiale de referință:

- Tulpini de referință certificate (producător, lot, data recepției, data expirării):
- tulpina *Enterococcus faecalis* ATCC 19433
- tulpina *Escherichia coli* ATCC 8739

7. Condiții de mediu:

Specifice laboratorului de microbiologie.

8. Indicatori de performanță:

8.1. Parametrul de performanță: Selectivitate/specificitate

Pentru confirmarea acestui parametru de performanță se urmărește puterea de discriminare a mediilor de cultură Slanetz Bartley agar și agar cu bilă și esculină între microorganismul țintă (tulpina de referință *Enterococcus faecalis* ATCC 19433) și microorganismul nețintă (*Escherichia coli* ATCC 8739). Prin incubarea la temperatura de 37°C și respectiv 44°C, aceste medii de cultură sunt utilizate pentru detectarea enterococilor intestinali.

Criterii de performanță: Creșterea microorganismului țintă, absența creșterii microorganismelor nețintă și pe martorul negativ.

Experimente: Inocularea mediilor Slanetz Bartley agar și agar cu bilă și esculină cu tulpinile de referință utilizate în laborator.

Evaluarea rezultatelor: prezența sau absența coloniilor tipice.

Criterii de acceptare: *Enterococcus faecalis* ATCC 19433 – creștere specifică; *Escherichia coli* ATCC 8739 – absența creșterii specifice; Martor negativ – absența creșterii.

8.2. Parametrul de performanță: Stabilitate/robustețe

Se urmărește sensibilitatea metodei analitice de determinare a enterococilor la variațiile condițiilor experimentale, ce pot fi exprimate ca o listă de: materiale de analizat, substanțe analizate, condiții de preparare a probelor, condiții de depozitare a mediilor, în baza cărora metoda poate fi aplicată ca atare sau cu mici modificări ce trebuie precizate.

Criterii de performanță: Variația numărului de colonii dezvoltate la intervale diferite de timp.

Experimente: Se analizează o matrice de apă. În plăci Petri cu mediul de cultură Slanetz Bartley agar se depun membrane, prin care se filtrează în prealabil câte 100 ml sau 10 ml din proba de analizat și se incubează plăcile la 37°C. Rezultatele (colonii tipice) se citesc mai întâi la 44 ore, apoi la 48 ore.

Criterii de acceptare: Variația procentuală a numărului de colonii $\pm 15\%$ în condiții de variație a temperaturii sau a timpului de incubare în intervalul specificat de metodă.

8.3. Parametrul de performanță: Exactitate sau acuratețe

Se urmărește concordanța între valoarea așteptată și rezultatul obținut, prin analizarea diluțiilor succesive, utilizând reactivi de referință, respectiv o matrice de concentrație cunoscută.

Criterii de performanță: Diferența de clasă logaritmică între numărul de germeni așteptat și cel obținut în plăci paralele însămânțate cu diluții succesive ale probei de referință.

Experimente: Plăci însămânțate cu câte 100 ml și 10 ml probă de referință, inoculată în mediul de cultură Slanetz Bartley agar. După termostatarea plăcilor la 37°C timp de 48 de ore, se numără coloniile tipice crescute pe fiecare membrană.

Evaluarea rezultatelor: Comparând numărul de colonii obținut în plăcile inoculate cu proba de referință nediluată și numărul de colonii obținute în plăcile inoculate cu diluția 10^{-1} se observă și se compară diferența de clasă logaritmică.

Criterii de acceptare: corespondența de clasă logaritmică, cu maxim 20% excepții.

8.4. Parametrul de performanță: Liniaritate

Se urmărește concordanța între valoarea așteptată și rezultatul obținut, prin analizarea probei și a diluțiilor zecimale succesive ale acesteia.

Criterii de performanță: Coeficientul de corelație între numărul așteptat și cel obținut de colonii pe membrane.

Experimente: Plăci pe care se depun membrane prin care s-au filtrat câte 100, 10 și 1 ml probă, pe mediul de cultură Slanetz Bartley agar. După termostatarea plăcilor la 37°C timp de 48 de ore, se numără coloniile tipice dezvoltate.

Evaluarea rezultatelor: Coeficientul de corelație r^2 între numărul de bacterii așteptat și cel obținut în serii paralele de plăci.

Criterii de acceptare: $r^2 > 0,9$ pentru cel puțin 90% dintre măsurători.

8.5. Parametrul de performanță: Precizie în condiții de repetabilitate

Descriere: Repetabilitatea arată existența unor diferențe semnificative între determinări efectuate în cadrul aceluiași laborator, utilizându-se același analit și același echipament.

Experimente: Se lucrează un număr de 10 repetiții ale unei probe, în aceleași condiții. Se numără coloniile crescute de pe cele 10 plăci de către toți operatorii, iar pe baza valorilor obținute se calculează: valoarea medie, deviația standard, deviația standard relativă.

Evaluarea rezultatelor: Prelucrarea statistică a datelor permite calcularea varianței relative medii a citirii laboratorului ca întreg, fără vizarea unei persoane anume, care va sta la baza întocmirii incertitudinii de măsurare.

Criterii de acceptare: Coeficientul de variație (deviația standard relativă) $< 20\%$ din parametrul valoric.

8.6. Parametrul de performanță: Precizie în condiții de reproductibilitate

Descriere: Reproductibilitatea indică precizia inter-determinări (repetabilitate inter-determinări), prin analiza mai multor replici ale unui material de referință, în condiții diferite.

Experimente: Proba de referință (organizator, runda, data)

Evaluarea rezultatelor (furnizate de organizator):

- Număr de participanți (cu aceeași metodă de lucru):
- Rezultat raportat: nr. enterococi /100 ml
- Rezultat desemnat: nr. enterococi /100 ml
- Scor z:


Criterii de acceptare: valoarea scorului z între -2 și 2.

8.7. Parametrul de performanță: Incertitudinea de măsurare

Descriere: Incertitudinea de măsurare este parametrul asociat rezultatului unei măsurări, care caracterizează împrăștierea valorilor ce în mod rezonabil ar putea fi atribuite măsurandului.

Experimente: Se identifică sursele cuantificabile de incertitudine și se calculează incertitudinea standard compusă, derivată de prepararea mediilor de cultură, incertitudinea de inoculare a probelor, incertitudinea dată de incubarea probelor și incertitudinea dată de citirea probelor. Se calculează incertitudinea extinsă pentru un interval de încredere de 95%.

Identificarea surselor de incertitudine – diagrama cauză-efect pentru determinarea enterococilor



Unde:

u_{prep} = incertitudine dată de prepararea mediilor de cultură

u_{inoc} = incertitudine dată de inocularea probei cu ajutorul micropipetei

u_{incub} = incertitudinea dată de incubarea la 37°C sau la 44°C

u_{citire} = incertitudinea dată de citirea rezultatelor (numărarea coloniilor)

UFC = unități formatoare de colonii.

Conform fișei Calculul de estimare a incertitudinii de măsurare: Incertitudinea extinsă (UE) = nr enterococi /100 ml (valoare \log_{10} și valoare exprimată procentual).

Criterii de acceptare: valoarea incertitudinii de măsurare < 10% din parametrul valoric.

9. Anexe:

- Calculul indicatorilor de performanță pentru numărarea enterococilor;
- Controlul primar al laboratorului;
- Calculul de estimare a incertitudinii de măsurare;
- Rezultate intercomparare, organizator, runda.

9. Concluzii:

Caracteristicile de performanță ale metodei sunt îndeplinite, metoda este adecvată scopului propus.

FIȘA DE VALIDARE

Parametru	Rezultat	Îndeplinire criteriu
Matrice	Apă potabilă Apă sintetică	
Analiza	Enterococi (UFC) / 100ml	
Metoda de încercare	Filtrare prin membrană	
Selectivitate/specificitate		
Stabilitate/robustețe		
Exactitate		
Liniaritate		
Repetabilitate		
Reproductibilitate		
Incertitudine de măsurare		

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ

Validarea unei metode analitice sau validarea unui proces

Concepeți un proiect de validare pentru o metodă de încercare sau pentru un proces tehnologic, la alegere. Proiectul trebuie să conțină:

1. **Datele de identificare:** nume, prenume, specializare, an;
2. **Titlul proiectului;**
3. **Scopul metodei / procesului ales;**
4. **Principiul metodei / procesului ales;**
5. **Materiale și echipamente necesare;**
6. **Mod de lucru / operare:** descrierea etapelor, schița metodei / procesului;

7. **Mențiuni adiționale:** detalii relevante despre importanța metodei / procesului, avantaje și dezavantaje pe care le oferă metoda analitică / procesul de producție comparativ cu alte metode / procese, respectarea principiilor GLP / GMP;

8. **Scopul validării:** definiția și scopul validării (adaptat proiectului);

9. A. Validarea metodei analitice...:

- Parametri de performanță (imaginați metode de verificare stabilind criterii de acceptare);
- Identificarea surselor de incertitudine cu reprezentare prin diagrama cauză-efect;
- Fișa de validare;

SAU

B. Validarea procesului tehnologic...:

- Identificarea parametrilor critici ai procesului;
- Atribute de calitate (imaginați metode de verificare și criterii de acceptare);
- Matricea de validare pentru echipamente.

10. Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

- Adamson JR. 2008. Validation and facility design. În: Agaloco J, Carleton FJ. (ed) *Validation of pharmaceutical processes*. Informa Healthcare, New York, London
- Akao T, Yoshino T, Kobashi K, Hattori M. 2002. Evaluation of salicin as an antipyretic prodrug that does not cause gastric injury. *Planta Med.* 68(8):714-718. doi: 10.1055/s-2002-33792
- Aliwarga L, Susanto H, Reynard R, Victoria AV. 2019. UNIFAC model for liquid-liquid phase equilibrium of penicillin G and 6-APA system. *J Kimia Valensi* 5(2):185-193. doi: 10.15408/jkv.v5i2.9869
- Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. 1990. Basic local alignment search tool. *J Mol Biol.* 215:403-410. doi: 10.1016/S0022-2836(05)80360-2
- ANMDMR 2019. Autorizație de punere pe piață nr. 11322/2019. https://www.anm.ro/_/PRO/PRO_11322_11.01.19.pdf
- ANMDMR 2016. Autorizație de punere pe piață nr. 8517/2016. https://www.anm.ro/_/PRO/PRO_8517_14.01.16.pdf
- Balcázar JL, Subirats J, Borrego CM. 2015. The role of biofilms as environmental reservoirs of antibiotic resistance. *Front Microbiol.* 6:1216. doi: 10.3389/fmicb.2015.01216
- Banerjee P, Kemmler E, Dunkel M, Preissner R. 2024. ProTox 3.0: a webserver for the prediction of toxicity of chemicals. *Nucleic Acids Res.* 52(W1):W513-W520. doi: 10.1093/nar/gkae303
- Barbier L, Ebbers HC, Declerck P, Simoens S, Vulto AG, Huys I. 2020. The efficacy, safety, and immunogenicity of switching between reference biopharmaceuticals and biosimilars: A systematic review. *Clin Pharmacol Ther.* 108(4):734-755. doi: 10.1002/cpt.1836
- Barredo JL, Díez B, Alvarez E, Martín JF. 1989. Large amplification of a 35-kb DNA fragment carrying two penicillin biosynthetic genes in high penicillin producing strains of *Penicillium chrysogenum*. *Curr Genet.* 5-6:453-459. doi: 10.1007/BF00340725
- Boesten WHJ, Moody HM, Roos EC. 1996. Process for the recovery of ampicillin. Patent WO 1996/030376, European Patent Office
- Bønnelykke K, Matheson MC, Pers TH, și colab. 2013. Meta-analysis of genome-wide association studies identifies ten loci influencing allergic sensitization. *Nat Genet.* 45(8):902-906 doi: 10.1038/ng.2694
- Brakhage AA, Spröte P, Al-Abdallah Q, Gehrke A, Plattner H, Tüncher A. 2004. Regulation of penicillin biosynthesis in filamentous fungi. *Adv Biochem Eng Biotechnol.* 88:45-90. doi: 10.1007/b99257
- Breiden B, Sandhoff K. 2019. Emerging mechanisms of drug-induced phospholipidosis. *Biol Chem.* 401(1):31-46. doi: 10.1515/hsz-2019-0270. Erratum in: *Biol Chem.* 2021. 403(2):251. doi: 10.1515/hsz-2021-0383

- Bruns RF, Watson IA. 2012. Rules for identifying potentially reactive or promiscuous compounds. *J Med Chem.* 55(22):9763-9772. doi: 10.1021/jm301008n
- Campbell J. 2011. High-throughput assessment of bacterial growth inhibition by optical density measurements. *Curr Protoc Chem Biol.* 3(3):100115. doi: 10.1002/9780470559277.ch100115
- Carpa R, Remizovschi A, Burtescu RF, Culda CA, Kryvtsova M, Hasynets Y, Butiuc-Keul A, Dobrotă C, Farkas A, Olah NK. 2022. Salicin content from *Salix alba* L. And *Salix purpurea* L. extracts and its antibacterial effects. *Contrib Bot.* 57:133-142. doi: 10.24193/Contrib.Bot.57.10
- Chambless JD, Hunt SM, Stewart PS. 2005. A three-dimensional computer model of four hypothetical mechanisms protecting biofilms from antimicrobials. *Appl Environ Microbiol.* 72(3):2005-2013. doi: 10.1128/AEM.72.3.2005-2013.2006
- Clay MD, McLeod EJ. 2012. Detection of salicylic acid in willow bark: an addition to a classic series of experiments in the introductory organic chemistry laboratory. *J Chem Ed.* 89 8):1068-1070. doi: 10.1021/ed300070s
- Daina A, Michielin O, Zoete V. 2017. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Sci Rep.* 7:42717 doi: 10.1038/srep42717
- Desborough MJR, Keeling DM. 2017. The aspirin story – from willow to wonder drug. *British J Haematol.* 177:674–683. doi: 10.1111/bjh.14520
- Devulapalli SS. 2022. Seven quality characteristics of sterile drug product. <https://www.linkedin.com/pulse/seven-quality-characteristics-sterile-drug-product-devulapalli/>
- Directive 2001/20/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. *European Parliament and Council*
- Directive 2004/9/EC on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP). *European Parliament and Council*
- Directive 2004/10/EC on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances. *European Parliament and Council*
- Doneva N, Doytchinova I, Dimitrov I. 2021. Predicting immunogenicity risk in biopharmaceuticals. *Symmetry* 13:388. doi: 10.3390/sym13030388
- EMA/CHMP/CVMP/QWP/749073/2016 Guideline on process validation for finished products - information and data to be provided in regulatory submissions. *European Medicines Agency*
- EMA/HMPC/80628/2016 Assessment report on *Salix* [various species including *S. purpurea* L., *S. daphnoides* Vill., *S. fragilis* L.], cortex. *European Medicines Agency*
- EMA/HMPC/434892/2010 Community herbal monograph on *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (= *Spiraea ulmaria* (L.)), flos. *European Medicines Agency*

- EMA/CHMP/CVMP/QWP/BWP/70278/2012 Guideline on process validation for finished products - information and data to be provided in regulatory submissions. *European Medicines Agency*
- EMA/CHMP/EWP/192217/2009 Guideline on bioanalytical method validation. *European Medicines Agency*
- EUCAST 2024a. EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing, Version 12.0. *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*. https://www.eucast.org/ast_of_bacteria/disk_diffusion_methodology (2024)
- EUCAST 2024b. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0. *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*. https://www.eucast.org/clinical_breakpoints (2024)
- Farkas A, Bocoș B, Drăgan-Bularda M, Crăciunaș C. 2014. Effect of different disinfectants against biofilm bacteria. *Studia UBB Biologia* 59(1):5-20
- Farkas A. 2016. Testarea susceptibilității la antibiotice prin metoda antibiogrammei. În: Coman, C. (ed.) *Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător*. Editura Accent, Cluj-Napoca, România, pp. 79-104
- Farkas A. 2021. *Biotehnologii farmaceutice*. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
- FDA 2011. Guidance for industry. Process validation: General principles and practices. *Food and Drug Administration*
- FDA 2015. Guidance for industry. Analytical procedures and methods validation for drugs and biologics. *Food and Drug Administration*
- Fierro F, Barredo JL, Díez B, Gutierrez S, Fernández FJ, Martín JF. 1995. The penicillin gene cluster is amplified in tandem repeats linked by conserved hexanucleotide sequences. *Proc Natl Acad Sci USA*. 92(13):6200-6204. doi: 10.1073/pnas.92.13.6200
- Fierro F, Vaca I, Castillo NI, García-Rico RO, Chávez R. 2022. *Penicillium chrysogenum*, a vintage model with a cutting-edge profile in biotechnology. *Microorg.* 10(3):573. doi: 10.3390/microorganisms10030573
- Franceschini F, Bottau P, Caimmi S, Cardinale F, Crisafulli G, Liotti L, Saretta F, Bernardini R, Mori F, Caffarelli C. 2019. Mechanisms of hypersensitivity reactions induced by drugs. *Acta Biomed.* 90(3-S):44-51. doi: 10.23750/abm.v90i3-S.8160
- Fry CB. 1982. What we see that makes us nervous, Guest Editorial, *Pharm Eng.* 05:10-11.
- Gleeson MP. 2008. Generation of a set of simple, interpretable ADMET rules of thumb. *J Med Chem.* 51(4):817-834. doi: 10.1021/jm701122q
- Greule A, Zhang S, Paululat T, Bechthold A. 2017. From a natural product to its biosynthetic gene cluster: A demonstration using polyketomycin from *Streptomyces diastatochromogenes* Tü6028. *J Vis Exp.* 13(119):54952. doi: 10.3791/54952
- Guan L, Yang H, Cai Y, Sun L, Di P, Li W, Liu G, Tang Y. 2018. ADMET-score - a comprehensive scoring function for evaluation of chemical drug-likeness. *Med Chem Comm.* 10(1):148-157. doi: 10.1039/c8md00472b

- Guzmán-Chávez F, Zwahlen RD, Bovenberg RAL, Driessen AJM. 2018. Engineering of the filamentous fungus *Penicillium chrysogenum* as cell factory for natural products. *Front Microbiol.* 9:2768. doi: 10.3389/fmicb.2018.02768
- Haney EF, Trimble MJ, Cheng JT, Vallé Q, Hancock REW. 2018. Critical assessment of methods to quantify biofilm growth and evaluate antibiofilm activity of host defence peptides. *Biomol.* 8(2):29. doi: 10.3390/biom8020029
- Hoffman RJ, Nelson LS, Hoffman RS. 2002. Use of ferric chloride to identify salicylate-containing poisons. *J Toxicol Clin Toxicol.* 40(5):547-549. doi: 10.1081/CLT-120014643
- Houbraken J, Frisvad JC, Samson RA. 2011. Fleming's penicillin-producing strain is not *Penicillium chrysogenum* but *P. rubens*. *IMA Fungus.* 2:87–95. doi: 10.5598/imafungus.2011.02.01.12
- Houbraken J, Kocsu S, Visagie CM, Yilmaz N, Wang XC, Meijer M, Kraak B, Hubka V, Bensch K, Samson RA, Frisvad JC. 2020. Classification of *Aspergillus*, *Penicillium*, *Talaromyces* and related genera (Eurotiales): An overview of families, genera, subgenera, sections, series and species. *Stud Mycol.* 95:5-169. doi: 10.1016/j.simyco.2020.05.002
- Hughes JD, Blagg J, Price DA, Bailey S, Decrescenzo GA, Devraj RV, Ellsworth E, Fobian YM, Gibbs ME, Gilles RW, Greene N, Huang E, Krieger-Burke T, Loesel J, Wager T, Whiteley L, Zhang Y. 2008. Physicochemical drug properties associated with in vivo toxicological outcomes. *Bioorg Med Chem Lett.* 18(17):4872-5. doi: 10.1016/j.bmcl.2008.07.071
- Hughes JP, Rees S, Kalindjian SB, Philpott KL. 2011. Principles of early drug discovery. *Br J Pharmacol.* 162(6):1239-1249. doi: 10.1111/j.1476-5381.2010.01127.x
- Iavicoli I, Fontana L, Agathokleous E, Santocono C, Russo F, Vetrani I, Fedele M, Calabrese EJ. 2021. Hormetic dose responses induced by antibiotics in bacteria: A phantom menace to be thoroughly evaluated to address the environmental risk and tackle the antibiotic resistance phenomenon. *Sci Total Environ.* 798:149255. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149255
- ICH 2000. Topic Q6A Specifications: test procedures and acceptance criteria for new drug substances and new drug products: chemical substances - Scientific guideline, *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use*
- ICH 1999. Topic Q6B Specifications: test procedures and acceptance criteria for biotechnological/biological products, *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use*
- ICH 2023. Validation of analytical procedures Q2(R2), *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use*
- ISO 7899-2:2000 Water quality — Detection and enumeration of intestinal enterococci. Part 2: Membrane filtration method. *International Association for Standardization*
- ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments. *International Association for Standardization*
- ISO 16140-1:2016 Microbiology of the food chain — Method validation. Part 1: Vocabulary. *International Association for Standardization*

- ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. *International Association for Standardization*
- ISO 20776-1:2019 Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices. Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases. *International Association for Standardization*
- ISO 20776-2:2021 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems — Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices. Part 2: Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices against reference broth micro-dilution. *International Association for Standardization*
- Kerkhof PT, Kuipers RH, Walraven HG. 1998. Improved process for the fermentative production of penicillin. Patent WO 1998/048039, *European Patent Office*
- Kessler M, Goldsmith D, Schellekens H. 2006. Immunogenicity of biopharmaceuticals, *Nephrol Dialys Transplant*. 21(5):v9–v12, doi: 10.1093/ndt/gfl476
- Krause T, Röckendorf N, Meckelein B, Sinnecker H, Schwager C, Möckel S, Jappe U, Frey A. 2020. IgE epitope profiling for allergy diagnosis and therapy - parallel analysis of a multitude of potential linear epitopes using a high throughput screening platform. *Front Immunol*. 11:565243. doi: 10.3389/fimmu.2020.565243
- Krishna M, Nadler SG. 2016. Immunogenicity to biotherapeutics – The role of anti-drug immune complexes. *Front Immunol*. 7:21. doi: 10.3389/fimmu.2016.00021
- Kundu S, Chakravarty I, Ojha S, Kundu K. 2019. Design and development of antibiotic fermentation using different processing strategies: Challenges and perspectives. În: Shukla P. (ed) *Applied microbiology and bioengineering*. Academic Press. Elsevier. pp. 163-183
- Leitão AL, García-Estrada C, Ullán RV, Guedes SF, Martín-Jiménez P, Mendes B, Martín JF. 2012. *Penicillium chrysogenum* var. halophenicum, a new halotolerant strain with potential in the remediation of aromatic compounds in high salt environments. *Microbiol Res*. 167(2):79-89. doi: 10.1016/j.micres.2011.03.004
- Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. 2001. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Adv Drug Deliv Rev*. 46(1-3):3-26. doi: 10.1016/s0169-409x(00)00129-0
- Margetts AJ, Lundsberg-Nielsen, L. 2021. The history and future of validation. *Pharmaceutical Engineering*. <https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/march-april-2021/history-future-validation>
- Martín JF, Casqueiro J, Kosalková K, Marcos AT, Gutiérrez S. 1999. Penicillin and cephalosporin biosynthesis: mechanism of carbon catabolite regulation of penicillin production. *Antonie Van Leeuwenhoek* 75(1-2):21-31. doi: 10.1023/a:1001820109140
- Martín JF. 2020. Insight into the genome of diverse *Penicillium chrysogenum* strains: Specific genes, cluster duplications and DNA fragment translocations. *Int J Mol Sci*. 21(11):3936. doi: 10.3390/ijms21113936

- Mattei AE, Gutierrez AH, Martin WD, Terry FE, Roberts BJ, Rosenberg AS, De Groot AS. 2022. In silico immunogenicity assessment for sequences containing unnatural amino acids: A method using existing in silico algorithm infrastructure and a vision for future enhancements. *Front Drug Discov.* 2:952326. doi: 10.3389/fddsv.2022.952326
- Maynard DW. 2008. Validation of critical utilities. În: Agaloco J, Carleton FJ (ed.) *Validation of pharmaceutical processes*. Informa Healthcare, New York, London
- Merritt JH, Kadouri DE, O'Toole GA. 2005. Growing and analyzing static biofilms. *Curr Protoc Microbiol.* Chapter 1:Unit 1B.1. doi: 10.1002/9780471729259.mc01b01s00
- Miethke M, Pieroni M, Weber T și colab. 2021. Towards the sustainable discovery and development of new antibiotics. *Nat Rev Chem.* 5:726–749. doi: 10.1038/s41570-021-00313-1
- Mihăescu G. 2003. *Imunologie și imunochimie*. Universitatea din București. Ebook <https://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaescu/>
- Mira P, Yeh P, Hall BG. 2022. Estimating microbial population data from optical density. *PLoS One.* 17(10):e0276040. doi: 10.1371/journal.pone.0276040
- Muntean V. 2013. *Microbiologie industrială*. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
- Nekhoroshev SV, Nekhorosheva AV, Sabutova AB, Botirov EK, Drenin AA, Slepchenko GB, Gornikov NV. 2020. Hydrolytic stability of aqueous solutions of salicin. *Pharm Chem J.* 54:857–860. doi: 10.1007/s11094-020-02287-8
- Nicholson LB. 2016. The immune system. *Essays Biochem.* 60(3):275-301. doi: 10.1042/EBC20160017
- Nijland JG, Ebbendorf B, Woszczynska M, Boer R, Bovenberg RA, Driessen AJ. 2010. Nonlinear biosynthetic gene cluster dose effect on penicillin production by *Penicillium chrysogenum*. *Appl Environ Microbiol.* 76(21):7109-7115. doi: 10.1128/AEM.01702-10
- Niu H, Gu J, Zhang Y. 2024. Bacterial persisters: Molecular mechanisms and therapeutic development. *Signal Transduct Target Ther.* 9(1):174. doi: 10.1038/s41392-024-01866-5
- O'Toole GA. 2011. Microtiter dish biofilm formation assay. *J Vis Exp.* 47:2437. doi: 10.3791/2437
- Pathak A, Nowell RW, Wilson CG, Ryan MJ, Barraclough TG. 2020. Comparative genomics of Alexander Fleming's original *Penicillium* isolate (IMI 15378) reveals sequence divergence of penicillin synthesis genes. *Sci Rep.* 10(1):15705. doi: 10.1038/s41598-020-72584-5
- Ph. Eur. 2023. European Pharmacopoeia. 11th edition. Strasbourg: Directorate for the Quality of Medicines and Health Care of the Council of Europe
- Pichler WJ, Hausmann O. 2016. Classification of drug hypersensitivity into allergic, p-i, and pseudo-allergic forms. *Int Arch Allergy Immunol.* 171(3-4):166-179. doi: 10.1159/000453265
- Rammensee HG, Bachmann J, Emmerich NN, Bacher OA, Stevanovic S. 1999. SYFPEITHI: database for MHC ligands and peptide motifs. *Immunogenetics* 50:213-219
- Saha S, Raghava GPS. 2006. AlgPred: prediction of allergenic proteins and mapping of IgE epitopes. *Nucleic Acids Res.* 34(2):W202–W209. doi: 10.1093/nar/gkl343

- Sharma N, Patiyal S, Dhall A, Pande A, Arora C, Raghava GPS. 2021. AlgPred 2.0: An improved method for predicting allergenic proteins and mapping of IgE epitopes, *Brief Bioinf.* 22(4): bbaa294. doi: 10.1093/bib/bbaa294
- Sionov RV, Steinberg D. 2022. Targeting the holy triangle of quorum sensing, biofilm formation, and antibiotic resistance in pathogenic bacteria. *Microorg.* 10(6):1239. doi: 10.3390/microorganisms10061239
- Skogman ME, Vuorela PM, Fallarero A. 2016. A platform of anti-biofilm assays suited to the exploration of natural compound libraries. *J Vis Exp.* 118:54829. doi: 10.3791/54829
- Smith DJ, Bull JH, Edwards J, Turner G. 1989. Amplification of the isopenicillin N synthetase gene in a strain of *Penicillium chrysogenum* producing high levels of penicillin. *Mol Gen Genet.* 216(2-3):492-497. doi: 10.1007/BF00334395
- Stepanović S, Vuković D, Davić I, Savić B, Švabić-Vlahović M. 2000. A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm formation. *J Microbiol Meth.* 40:175–179. doi: 10.1016/s0167-7012(00)00122-6
- Šmidák R, Kralovičová M, Ševčíková B, Jakubčová M, Kormanec J, Timko J, Turňa J. 2010. Sequence analysis and gene amplification study of the penicillin biosynthesis gene cluster from different strains of *Penicillium chrysogenum*. *Biologia* 65:1–6. doi: 10.2478/s11756-009-0216-2
- Tawfeek N, Mahmoud MF, Hamdan DI, Sobeh M, Farrag N, Wink M, El-Shazly AM. 2012. Phytochemistry, pharmacology and medicinal uses of plants of the genus *Salix*: An updated review. *Front Pharmacol.* 12:593856. doi: 10.3389/fphar.2021.593856
- Toiu A, Vlase L, Oniga I, Benedec D, Tămaș M. HPLC analysis of salicylic derivatives from natural products. *Farmacia* 59(1):106-112
- della Veneria RR. 2023. The history and purpose of Good Laboratory Practice (GLP) regulations in the Life-science industry. <https://www.linkedin.com/pulse/history-purpose-good-laboratory-practice-glp-industry-roberto/>
- Visagie CM, Houbaken J, Frisvad JC, Hong SB, Klaassen CH, Perrone G, Seifert KA, Varga J, Yaguchi T, Samson RA. 2014. Identification and nomenclature of the genus *Penicillium*. *Stud Mycol.* 78:343-71. doi: 10.1016/j.simyco.2014.09.001
- Visagie CM, Yilmaz N, Kocsubé S, Frisvad JC, Hubka V, Samson RA, Houbaken J. 2024. A review of recently introduced *Aspergillus*, *Penicillium*, *Talaromyces* and other Eurotiales species. *Stud Mycol.* 107:1-66. doi: 10.3114/sim.2024.107.01
- Wang L, Wang N, Zhang W, Cheng X, Yan Z, Shao G, Wang X, Wang R, Fu C. 2022. Therapeutic peptides: current applications and future directions. *Signal Transduct Target Ther.* 7(1):48. doi: 10.1038/s41392-022-00904-4
- Welch K, Cai Y, Strømme M. 2012. A method for quantitative determination of biofilm viability. *J Funct Biomater.* 3(2):418-31. doi: 10.3390/jfb3020418
- Xiong G, Wu Z, Yi J, Fu L, Yang Z, Hsieh C, Yin M, Zeng X, Wu C, Lu A, Chen X, Hou T, Cao D. 2021. ADMETlab 2.0: An integrated online platform for accurate and comprehensive

predictions of ADMET properties. *Nucleic Acids Res.* 49(W1):W5-W14. doi: 10.1093/nar/gkab255

Yuan G, Czajka JJ, Dai Z, Hu D, Pomraning KR, Hofstad BA, Kim J, Robles AL, Deng S, Magnuson JK. 2023. Rapid and robust squashed spore/colony PCR of industrially important fungi. *Fungal Biol Biotechnol.* 10(1):15. doi: 10.1186/s40694-023-00163-0

Yurina V, Adianingsih OR. 2022. Predicting epitopes for vaccine development using bioinformatics tools. *Ther Adv Vaccines Immunother.* 10:25151355221100218. doi: 10.1177/25151355221100218

Zhang J, Tao A. 2015. Antigenicity, immunogenicity, allergenicity. *Allergy Bioinf.* 8:175–186. doi: 10.1007/978-94-017-7444-4_11

Ziemons S, Koutsantas K, Becker K, Dahlmann T, Kück U. 2017. Penicillin production in industrial strain *Penicillium chrysogenum* P2niaD18 is not dependent on the copy number of biosynthesis genes. *BMC Biotechnol.* 17(1):16. doi: 10.1186/s12896-017-0335-8

Siteografie

În ordinea apariției:

www.eupati.eu

<https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform>

www.clinicaltrials.gov

www.clinicaltrialsregister.eu

<https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactie-adversa/>

https://www.anm.ro/_/PRO/PRO_11322_11.01.19.pdf

https://www.anm.ro/_/PRO/PRO_8517_14.01.16.pdf

<https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/nomenclatorul-medicamentelor-de-uz-uman/>

<http://www.aspergilluspenicillium.org>

<https://www.jove.com/v/54952/from-a-natural-product-to-its-biosynthetic-gene-cluster-a-demonstration-using-polyketomycin-from-streptomyces-diastatochromogenes-t%C3%BC6028>

www.eucast.org

www.clsi.org

<https://www.jove.com/v/2437/microtiter-dish-biofilm-formation-assay>

<https://app.jove.com/v/54829/a-platform-of-anti-biofilm-assays-suited-to-the-exploration-of-natural-compound-libraries>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/>

<https://primer3.ut.ee/>

<https://perlprimer.sourceforge.net/>

<https://primerdigital.com/fastpcr.html>

www.uniprot.org

www.thermofisher.com

<https://www.thermofisher.com/ro/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html>

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/ethical-use-animals-medicine-testing>

<http://www.drugbank.ca/>

<https://www.ebi.ac.uk/chembl/db/>

<http://cheminfo.charite.de/withdrawn/>

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>

<http://lmmd.ecust.edu.cn/admet-sar2/>

<https://admetmesh.scbdd.com/service/evaluation/index>

<http://www.swissadme.ch/index.php>

<https://tox.charite.de/protox3/>

www.gabionline.net

<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

<http://www.syfpeithi.de/0-Home.htm>

<https://webs.iiitd.edu.in/raghava/algpred2/>

<http://sysbio.unl.edu/SVMTriP/>

<https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/emboss/antigenic>

<https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations>

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-manufacturing-practice>

<https://www.ich.org/page/quality-guidelines>

CUPRINS

PREFAȚĂ.....	3
REGULI DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN LABORATOR.....	5
Reglementarea industriei farmaceutice și autorizarea medicamentelor. Informarea cu privire la medicamente. Monografiile plantelor medicinale	9
De la salicină la aspirină. Extracția salicinei din scoarța de salcie. Testarea semicantitativă a acidului salicilic.....	14
Biosinteza penicilinei în cultură de <i>Penicillium</i> sp.	19
Extracția antibioticelor produse pe cale biotehnologică	24
Evaluarea efectului antimicrobian al compușilor obținuți prin biosinteză.....	27
Investigarea clusterului de gene responsabile de biosinteza penicilinei	41
Analiza ADMET și optimizarea moleculelor farmaceutice.....	52
Screeningul in silico al biofarmaceuticelor pe bază de proteine și peptide	59
Validarea în industria farmaceutică	69
BIBLIOGRAFIE.....	85
Siteografie	93



ISBN: 978-606-37-2335-3